


3M™ Adaptic™ Digit

Nicht haftender Finger- und Zehenverband


Komfortabel beim Tragen und einfach in der Anwendung

Adaptic Digit nicht haftender Finger- und Zehenverband besteht aus einer einzigartigen, von Silikon ummantelten, nicht haftender Kontaktschicht, umgeben von weichem Fließstoff - speziell entwickelt als Verband für Finger und Zehen.



Komfortabel

Adaptic Digit verklebt nicht mit der Wunde. Der Verband erlaubt durch die optimale Passform eine maximale Beweglichkeit für Finger und/oder Zehen.




Einfach in der Anwendung und Entfernung

Adaptic Digit ist schnell und einfach in der Anwendung, es wird keine Anwendungshilfe oder Schere benötigt. Der Verband kann sauber und sanft von der Wunde entfernt werden und minimiert so Traumata⁵.

Einsatzbereiche und Indikationen

Adaptic Digit ist indiziert für die Behandlung von Finger- und Zehenverletzungen wie z. B.:

- ▶ Traumatische Wunden
- ▶ Nagelextraktionen
- ▶ Nähte



3M™ Adaptic™ Digit, nicht haftender Fingerverband

Art.-Nr.	Abmessung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	+ Pharmacode
MAD003	S 2 cm	10	08410654	3847429	7850590
MAD013	M 2,4 cm	10	08410660	2613882	7850589
MAD023	L 2,8 cm	10	08410677	2613907	7850588
MAD042	XL 3 cm	10	08410683	3847435	7850591
MAD013D	M 2,4 cm (Spenderbox)	85	10843461	*	*
MAD023D	L 2,8 cm (Spenderbox)	85	10843478	*	*

3M™ Adaptic™ Digit, nicht haftender Zehenverband

Art.-Nr.	Abmessung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	+ Pharmacode
MAD062	L 2,8 cm	10	08410708	2613936	7850592
MAD062D	L 2,8 cm (Spenderbox)	85	10843484	*	*

* Produkt im jeweiligen Land nicht erhältlich



3M Deutschland GmbH • Telefon +49 (0)2131 881 9260
3Mmedica.de@mmm.com • www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH • Telefon +43 (0)186 686-0
Medizin-at@mmm.com • www.3MAustria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH • Telefon +41 (0)44 724 90 90
Innovation.ch@mmm.com • www.3MSchweiz.ch/medicalsolutions

Vertrieb in Österreich:

CHEMOMEDICA Medizintechnik und Arzneimittel Vertriebsges.m.b.H
1010 Wien, Wipplingerstraße 19 • Tel.: +43 (0) 1/533 26 66-0 • Fax.: +43 (0) 1/533 26 66-58
info@chemomedica.at • www.chemomedica.at

Hinweis: Für die Produkte und Therapien von 3M sind besondere Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsinformationen zu beachten. Ärzte sind verpflichtet, vor Gebrauch sämtliche Risikohinweise und wichtigen Anwendungsinformationen in der Gebrauchsanleitung zu lesen. Dieses Material ist für medizinisches Fachpersonal bestimmt.

⁵ Based on October 2016 UK drug tariff prices.

Referenzen: 1. Stephens SA, Mistry P, Addison D, DelBono M, Brosnan P. Evaluation of a Non-Adhering Silicone Primary Wound Contact Layer. Presented at the 2011 Wounds UK Conference, November 2011 Harrogate UK 2011 (in vitro). 2. International case series: Using Adaptic Digit Non-Adhering Silicone Dressing: Case Studies. London: Wounds International, 2013. 3. Stephens S, et al. Evaluation of a non-adhering silicone wound contact dressing with optimised design for the management of dry to heavily exuding wounds. Poster, WIC 2011. 4. Brosnan, P, et al. The design principles of non-adherent materials. Poster, EWMA 2012. 5. Whittaker S. A dressing for the occasion? A comparative trial of two dressings for digit injuries. Professional Nurse Magazine, 1994 Aug. 729-732.

©2023 3M. Alle Rechte vorbehalten. 3M und die anderen gezeigten Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken. Die unberechtigte Nutzung ist untersagt.