


3M™ Adaptic™ Touch

Nicht haftender Silikon-Wundverband


Alles, was Sie sich von einer Silikon-Wundkontaktschicht wünschen

Adaptic Touch ist eine flexible Silikon-Wundkontaktschicht, die für optimalen Schutz des neu gebildeten Gewebes und minimalen Schmerz beim Verbandwechsel entwickelt wurde.




Komfort

Adaptic Touch hilft, die Wunde zu schützen und minimiert gleichzeitig Schmerz und Traumata während des Verbandwechsels¹.



Funktion

Mit der Struktur der optimierten Porengröße ermöglicht Adaptic Touch einen freien Durchfluss des Exsudats in die absorbierende, sekundäre Wundauflage. Dadurch wird ein Exsudatstau und das damit verbundene Mazerationsrisiko reduziert²⁻⁴.



Einsatzbereich und Indikation

- ▶ Management von trockenen bis stark exsudierenden Wunden
- ▶ Chronische Wunden unterschiedlicher Tiefe
- ▶ Traumatische Wunden
- ▶ Chirurgische Wunden
- ▶ Unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal unter der Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) zum Schutz von sensiblen Wundstrukturen einsetzbar.

Art.-Nr.	Abmessung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	— PZN	+ Pharmacode	+ MiGeL
TCH501	7,6 × 5 cm	10	06579892	3837193	7840639	35.05.08.01.1
TCH502	7,6 × 11 cm	10	06579900	3837201	7840640	35.05.08.02.1
TCH503	12,7 × 15 cm	10	06579917	3837218	7840641	35.05.08.03.1
TCH504	20 × 32 cm	5	06579923	3837224	7840642	35.05.08.05.1
TCH501D	7,6 × 5,0 cm (Spenderbox)	75	09442432	*	*	*
TCH502D	7,6 × 11 cm (Spenderbox)	75	09442455	*	*	*
TCH502D120	7,6 × 11 cm (Spenderbox)	120	10944587	*	*	*
TCH503D	7,6 × 5,0 cm (Spenderbox)	50	09442461	*	*	*

* Produkt im jeweiligen Land nicht erhältlich