

Askina® Soft Clear

Transparenter Folienverband mit nicht haftender Wundpadauflage



Wunde

Askina® Soft Clear

Transparenter Folienverband mit nicht haftender Wundpadauflage


Askina® Soft Clear ist ein steriler Wundverband mit einer transparenten Polyurethanfolie und einem hautfreundlichen Acrylatkleber. Der postoperative Wundverband kann auch für Wunden jeder Art, wie z. B. Schnittwunden und Abschürfungen verwendet werden. Die Polyurethan-Folie wird durch eine Polyesterfolie, die Stabilität bei der Handhabung bietet, unterstützt. Die Polyesterwundkontaktschicht verhindert ein Verkleben mit der Wunde.

Askina® Soft Clear besitzt ein hoch saugfähiges Pad und passt sich jedem Körperbereich optimal an.



Vorteile von Askina® Soft Clear auf einen Blick:

- Einfache Anwendbarkeit durch stabilisierende Polyesterfolie auf der wundabgewandten Seite
- Die Wunde trocknet nicht aus
- Atmungsaktiv, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Hoch saugfähiges Pad
- Das mikroporöse Gitternetz aus Polyester verhindert ein Verkleben mit der Wunde
- Undurchlässigkeit für Flüssigkeiten und Bakterien von außen
- Duschen und Baden ist möglich
- Abgerundete Ecken verhindern ein Aufrollen des Verbandes
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch hypoallergenen Polyacrylatkleber
- Transparent, ermöglicht den Blick auf die Wundumgebung

Produkt	Größe (cm)	VE (Stk.)	REF	PZN
	Askina® Soft Clear 7,5 x 5	50	9086803	05014395
	9 x 5	50	9086812	05014432
	9 x 10	50	9086821	05014455
	9 x 15	40	9086830	10413565
	9 x 20	30	9086839	10413571
	9 x 25	30	9086848	10413588