



Medical Technologies



Spirometry 2019

Easy on-PC

PC-Spirometer

Das **Easy on-PC** ist ein voll integriertes Spirometer, das auf unserer patentierten TrueFlow Technologie basiert und beispiellose Genauigkeit und zuverlässige Ergebnisse liefert.

nddmed.com



Einfach. Zuverlässig. Bewährt.

Merkmale

- Echtzeit-Animationen
- Bewährte EMR-Integration in gängige EMR/EHR-Systeme
- Langzeit-Trending von Patientenergebnissen
- Automatisiertes Qualitäts-Feedback und Interpretation
- Intuitiv nutzbare Software
- Integrierter Provokationstest mit benutzerdefinierbaren Protokollen
- Unmittelbares Qualitäts-Feedback und schnelle Interpretation
- Große Auswahl an Sollwerten
- Kalibrationsfreie Technologie

Animationsbildschirme



Technische Daten

Testtypen: FVC, FVL, SVC, MVV, Provokation und Pre-/Post-Test

Sprachen: Verschiedene Sprachen verfügbar, z. B.: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch, Vietnamesisch

EMR-Konnektivität: HL7, XML, GDT, API mit EasyOne Connect

Normen: Konform mit den Normen der ATS/ERS von 2005 und 2019 sowie NIOSH/OSHA

Festplattenkapazität: Installation/System: 1 GB; Daten: bis 4 GB

RAM: 2 GB

Betriebssystem: Windows 7, Windows 8 und 8.1 (32 und 64 Bit), Windows 10 (32 und 64 Bit), Windows 11

Teilenummern

2007-3: Easy on-PC Spirometer

2050-1: Spirette, Pkg. mit 50 Stück

2050-5: Spirette, Pkg. mit 200 Stück

2050-10: Spirette, Pkg. mit 500 Stück

TrueFlow
makes the difference

Die Ultraschallmessung garantiert in allen Flow-Bereichen sehr genaue Ergebnisse, unabhängig von Gaszusammensetzung, Druck, Temperatur und Feuchtigkeit.

ndd **TrueFlow** ist eine hygienische, widerstandsfreie Lösung, die während ihrer gesamten Lebensdauer nicht kalibriert werden muss.

EasyOne Connect

Die **EasyOne Connect** Software bietet eine zentrale Datenbank und Plattform für alle **EasyOne** POC-Lösungen. Datenmanagement war noch nie so einfach.

