


# Farbkarten


## Stoffe



**Micronara**  
anthrazit, Standard  
30°C waschbar




**Micronara**  
blau,  
30°C waschbar




**Micronara**  
schwarz,  
30°C waschbar




**Micronara**  
hellbraun,  
30°C waschbar




**Frottee**  
weiß,  
60°C waschbar




**Frottee**  
weiß, Unterseite PU-Schicht,  
60°C waschbar



**Trikot**  
weiß,  
95°C waschbar



**Anti-Milben-Bezug**  
60°C waschbar



**PU-Bezug**  
weiß,  
95°C waschbar




**PU-Bezug**  
schwarz,  
60°C waschbar



**PU-Bezug**  
schwarz antistatisch, hoch-  
reißfest, sehr elastisch, hoch  
desinfektionsmittelbeständig,  
Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug,  
60°C waschbar

## PVC



creme - Standard



grau




trocknergeeignet




nicht trocknergeeignet


## Nylonspezialgewebe



türkis - Standard




lila




orange

Nylonspezialgewebe: sterilisierbar bis 115° C, erwärmt in der Mikrowelle bei kleinster Stufe max. 2 min, im Backofen bei 120 °C ca. 5-10 min. Weitere Hinweise siehe unter Kirschkerneissen ( Seite 11.5). Die Pflege entnehmen Sie bitte unserer Pflegeempfehlung.

## Antirutschmaterialien



**Turnmattenmaterial**  
blau, hochreißfestes  
Spezialgewebe




**Antirutschmaterial**  
anthrazit,  
extrem rutschhemmendes  
Spezialgewebe

## Baumwollstoff



Bezugsstoff Schildkröten  
60°C waschbar,  
trocknergeeignet


## Kunstleder *Trio* speziell für Kinder und Medizin




phthalatfrei  
Mehrpreis + 15 % zu KL-Bezug

# Farbkarten

## Kunstleder



weiß - Standard, phthalatfrei




creme, phthalatfrei



apricot, phthalatfrei



gelb, phthalatfrei



melange, phthalatfrei




feuerrot, phthalatfrei



bordeaux



cyclame, phthalatfrei



violett, phthalatfrei



royalblau, phthalatfrei



atollblau, phthalatfrei




hellblau, phthalatfrei



agave, phthalatfrei



chrom, phthalatfrei



schwarz, phthalatfrei




### PU-Bezug

schwarz antistatisch, hoch-reißfest, sehr elastisch, hoch desinfektionsmittelbeständig, Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug, 60°C waschbar

Kunstleder antistatisch (anthrazit) auf Anfrage erhältlich.


## Kunstleder *Trio* speziell für Kinder und Medizin



phthalatfrei



trocknergeeignet




nicht trockengeeignet

## PU Beschichtung



agave - Standard



weiß, Mehrpreis +20%



schwarz




blau



rot




gelb




lichtgrau

PU-Beschichtung als mikroporöse Oberfläche ist nicht blut-fest. Kontaminierte Oberflächen mit einem Antioxidans wie Natriumthiosulfat reinigen. Bei Kontamination mit Blut mit Einmal-PE-Folie abdecken.


## PUD Beschichtung/dicht



agave - Standard



hellblau



schwarz




blau




rot



gelb



lichtgrau



antistatisch, anthrazit

Eine ausführliche Beschreibung der Eigenschaften von PU- und PUD-Beschichtung finden Sie unter Kap.4. 8 (letzte Seite vor Kapitel 4.9) bzw. Seite 51