

Farbkarte


Kunstleder



weiß - Standard, phthalatfrei



creme, phthalatfrei



apricot, phthalatfrei



gelb, phthalatfrei



melange, phthalatfrei




feuerrot, phthalatfrei




bordeaux



cyclame, phthalatfrei




violett, phthalatfrei




royalblau, phthalatfrei



atollblau, phthalatfrei




hellblau, phthalatfrei




agave, phthalatfrei



chrom, phthalatfrei



schwarz, phthalatfrei



KL- anthrazit
antistatisch
(Alternativ PU-Bezug
antistatisch, schwarz wählbar)
Mehrpreis +30% zu KL-Bezug




trocknergeeignet



nicht trockengeeignet

Farbkarte

PU Beschichtung



agave - Standard



schwarz




blau



rot



gelb



lichtgrau


Info

Aufgrund des hohen Weißanteils in Blau können wir keine Garantie auf die Röntgenfähigkeit geben.


Info

PU-Beschichtung als mikroporöse Oberfläche ist nicht blut-fest. Kontaminierte Oberflächen mit einem Antioxidans wie Natriumthiosulfat reinigen. Bei möglicher Kontamination mit Blut Produkt mit Einmal-PE-Folien abdecken, bei Kontamination Produkt entsorgen.


PUD Beschichtung/dicht



agave - Standard



hellblau



schwarz




blau



rot



gelb



lichtgrau




antistatisch,
anthrazit

Info


Eigenschaften der Beschichtungen siehe Register „Wichtige Hinweise & Pflege“

Farbkarte


PU-Bezug (Polyurethanbezug abwischbar)



PU-Bezug
weiß,
60°C waschbar



PU-Bezug
schwarz,
60°C waschbar



PU-Bezug
schwarz antistatisch, hoch-
reißfest, sehr elastisch, hoch
desinfektionsmittelbeständig,
Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug,
60°C waschbar




PU-Bezug
blau,
60°C waschbar

Info

Die angegebenen
Waschsymbole gelten
ausschließlich für unsere
Stoffe. In Kombination
mit waschbaren Füllungen
fragen Sie bitte die mög-
liche Waschbarkeit und
Trocknung bei uns an.

Stoffe



Micronara
anthrazit, Standard
40°C waschbar



Micronara
blau,
40°C waschbar




Micronara
schwarz,
40°C waschbar




Micronara
hellbraun,
40°C waschbar




Frottee
natur,
60°C waschbar



Frottee
weiß, Unterseite PU-Schicht,
60°C waschbar



Trikot
weiß,
95°C waschbar



Anti-Milben-Bezug
60°C waschbar

 trocknergeeignet

 nicht trocknergeeignet

Farbkarte

PVC




creme - Standard



grau


Nylonspezialgewebe




türkis - Standard



lila



orange




grauweiß


Nylonspezialgewebe: sterilisierbar bis 115° C, erwärmt in der Mikrowelle bei kleinster Stufe max. 2 min, im Backofen bei 120 °C ca. 5-10 min. Weitere Hinweise siehe unter Kirschkerneissen (Seite 11.5).

Die Pflege entnehmen Sie bitte unserer Pflegeempfehlung.

Antirutschmaterialien



Turnmattenmaterial
blau, hochreißfestes
Spezialgewebe



Antirutschmaterial
anthrazit,
extrem rutschhemmendes
Spezialgewebe

Baumwollstoff



Bezugsstoff Schildkröten,
60°C waschbar