



medical **ECONET**
GERMANY



HI-dop Gefäßdoppler

Schneller und zuverlässiger Gefäßdoppler

- Einfaches Screening von Arterien und Venen
- Anzeige der Pulsfrequenz und des Batteriezustands im LCD Display
- Stufenlose Lautstärkereglung
- 4, 5 und 8 MHz Sonden Verfügbar
- 3,5 mm Kopfhöreranschluss
- Automatische Abschaltung
- Batteriebetrieb mit 2 AA Batterien

Technische Spezifikationen

Modell	HI-dop
Display	LCD Display mit Batterieanzeige
Messbereich der Herzrate	50 ~ 240 Schläge pro Minute
Genauigkeit	± 2%
Ultraschallfrequenz	4,5 und 8 MHz
Ultraschallintensität	<10mW/cm ²
Lautsprecher	1.2 W integrierter Lautsprecher
Audio Ausgang für Kopfhörer	Ja
Automatische Geräteabschaltung	nach 5 Minuten
Automatische Signalabschaltung	nach 1 Minute
Stromversorgung	2 x AA Batterien, 1,5 V (inkl.)
Batteriebetrieb	Bis zu 360 Minuten

Kopfhöreranschluss

3,5 mm Klinensteckerbuchse für Kopfhörer-anschluss oder Ausgabe an ein weiteres Aufzeichnungsgerät

