



medical **ECONET**
GERMANY



ME 7

Das effiziente Leichtgewicht unter den Fingerpulsoximetern ME 7 ist ideal für die schnelle und unkomplizierte Feststellung von SpO2 und Puls.

Das perfekte Fingerpulsoximeter...

... für die Messung der Sauerstoffsättigung im arteriellen Blut (partielle Sauerstoffsättigung oder SpO2)

Es zeigt:
SpO2 Plethysmogramm, 2 SpO2 Wert, 3 Pulsfrequenz Wert, Batterieleistung und Pulsintensität an

Das Oximeter verwendet zwei Batterien vom Typ 1,5 V AAA

Das Gerät verfügt über keine Alarmfunktion.

