

miro-ideal

Dauerelastische Idealbinde zum Fixieren, Stützen und Entlasten zur Anwendung auf intakter Haut

Verwendung durch: medizinisches Fachpersonal und geschulte Personen



Produktbeschreibung:

Dauerelastische und strapazierfähige Idealbinde zur Verwendung auf intakter Haut mit einem großen Anwendungsbereich. Diese Binde schmiegt sich gut an und garantiert einen festen und dauerhaften Sitz. Trotz des dichten Gewebes ist diese Binde luftdurchlässig und aufgrund des hohen Baumwollanteils sehr hautverträglich. Erhältlich in den Farben: weiß, blau und rot

Indikation:


- Stütz- und Entlastungsverbände bei Erstversorgung sowie komprimierende Wundverbände
- für Fixierverbände jeglicher Art

Warnhinweise:

- enthält Latex

Bestellinformationen:

Basis UDI-DI: 40440440006FQ

Art-N°	Breite	Länge	PZN	VE	Farbe	GTIN
10404	4cm	5m	08625219	10 Stück	weiß	04044044000271
10406	6cm	5m	06853229	10 Stück	weiß	04044044000288
10408	8cm	5m	06853235	10 Stück	weiß	04044044000295
10410	10cm	5m	06853241	10 Stück	weiß	04044044000301
10412	12cm	5m	06853258	10 Stück	weiß	04044044000318
10415	15cm	5m	06853264	10 Stück	weiß	04044044000325
10420	20cm	5m	03429985	10 Stück	weiß	04044044000332
15410	10cm	5m	01212827	10 Stück	rot 	04044044003166
16406	6cm	5m	01215501	10 Stück	blau 	04044044000707
16408	8cm	5m	01215518	10 Stück	blau 	04044044000714
16410	10cm	5m	01215524	10 Stück	blau 	04044044000721