

Handlupeleuchte

OPTICLUX Hand 10-2 UV D16005000-00807073

Derungs



MEDICAL LIGHTING



Bestückung	LED - Energieeffizienzklasse A+
Farbwiedergabe (Ra)	> 95
Farbtemperatur	6500 K
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Netzanschlussleitung	1.5 m Euro
Linse; Abmessungen	Ø 160 mm
Linse; Dioptrien	3.5
Leuchtengehäuse	Polycarbonat & Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (PC & ABS)
Gewicht (netto)	0.6 kg
Leistungsaufnahme	7 W
Bedienung	Drahtloser Taster
Schutzklasse	II
Normen	EN 60601-1
Besonderheiten	Akku, ergonomischer Handgriff, kratzfeste Kunststofflinse, Ladenetzteil, Schutzhülle, stufenlos dimmbar, umschaltbar Wood-Licht
Bestell-Nr.	D16005000 - reinweiß

Lichtverteilung

