

HARTMANN



Hilft. Pflegt. Schützt.

Peha-soft® Nitrile Blue



Der Basis-Allrounder für
Ihren Alltag

- + Vielseitig verwendbar
- + Optimaler Tragekomfort
- + 2 Verpackungsgrößen
für mehr Flexibilität

NEU
100 Stück
Packung



Peha-soft® Nitrile Blue

Der Basis-Allrounder für Ihren Alltag

Bestellen Sie jetzt bei Ihrem Fachhändler!

Geeignet für pflegerische Tätigkeiten und Untersuchungen, den Umgang mit Lebensmitteln und für Reinigung und Desinfektion

Hellblauer, puderfreier und weicher Nitrilkautschuk

AQL ≤ 1

Geringes Allergiepotenzial: frei von Thiuramen und Mercapto-Verbindungen

Texturierter Fingerbereich und gutes Tastempfinden

Medizinprodukt Klasse I (EN 455/1-4)

Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III



Schutz vor pathogenen Keimen und Viren

Leicht anzuziehen und optimaler Tragekomfort

Menge Faltschachtel (FS)	Größe	Artikelnummer	PZN	Menge OK	Menge Palette
100 ST	XS	942 025	19488062	10 FS	70 OK
	S	942 026	19488079		
	M	942 027	19488085		
	L	942 028	19488091		
	XL	942 029	19488116		
150 ST	XS	942 011	18787354	10 FS	56 OK
	S	942 012	18787377		
	M	942 013	18789436		
	L	942 014	18789442		
	XL	942 015	18789459		

 **Chemikalienbeständigkeit individuell auf Anfrage**

