










Polsterfarben

Folgende Farben von hochwertigem Kunstleder sind für die Polsterung unserer Produkte verfügbar. Die von uns eingesetzten Kunstleder zeichnen sich durch ihre Reißfestigkeit, Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit und guten Reinigungseigenschaften sowie der Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln aus. Wir verwenden eine (Farb-) Auswahl von den Kunstlederbezügen VOWAled Pisa (Vowalon) and MEDISTAT (Cotting/Griffine).

				
Weiß - 003330	Birke - 003332	Gelb - 003335	Mandarin - 008920	Rosenholz - 008921
				
Rot - 003345	Altrosa - 003341	Magenta - 003342	Hellblau - 008567	Baltic - 006466
				
Atoll - 003600	Blau - 003348	Eis - 003336	Türkis - 003337	Grün - 003339
				
Violett - 003316	Hellgrau - 003331	Grau - 003333	Anthrazit - 004021	Kaffeebraun - 003346
				
Schwarz - 003349	Schwarz leitfähig			

Hinweis: Farbliche Abweichungen von den hier dargestellten Farben möglich.

Gereinigt werden sollte der Kunstlederbezug mit einer weichen Bürste und einer milden Seifenlösung (handelsübliche Abwasmittel verdünnt, keine Reinigung mit organischen Lösungsmitteln). Nach der Reinigung ist der Bezug immer mit Wasser nachzuspülen und mit einem weichen Tuch abzutrocknen.

Bei Zusendung von Kunstlederbezügen kann natürlich auch jede andere Polsterfarbe eingesetzt werden. Aufpolsterungen, auch von Fremdfabrikaten, sind nach vorheriger Absprache möglich.


Der schwarze elektrisch leitfähige Kunstlederbezug (mit Potentialausgleichsbuchse am Gestell) ist gegen Aufpreis erhältlich. Bei den OP- und Multifunktionstischen ist er bereits im Preis enthalten.

Gestellfarben

Die farbliche Beschichtung der Gestelle bieten wir standardmäßig in drei verschiedenen Farben an:

- lichtgrau (RAL 7035),
- weißaluminium (RAL 9006),
- reinweiß (RAL 9010).

Die hochwertige Lackierung hat eine glänzende Oberflächenoptik und ist leicht zu reinigen sowie desinfektionsmittelbeständig.



Hinweis: Farbliche Abweichungen von den hier dargestellten Farben möglich.

Eine andere Farbgestaltung (Typenvariante) ist nach vorheriger Absprache, gegen Aufpreis, möglich. Teilen Sie uns bitte den gewünschten RAL Farbton mit.