

3M™ Scotchcast™ Polsterwatte

Die synthetische Polsterwatte lässt sich besonders leicht reißen, verhindert so Strangulationen und ist autoklavierbar.



Bestellinformationen 3M Polsterwatte

Artikel-Nr.	Abmessungen	Verpackungseinheit
MW-02	5 cm × 2.7 m	12 Rollen
MW-03	7.5 cm × 2.7 m	12 Rollen
MW-04	10 cm × 2.7 m	12 Rollen
MW-06	15 cm × 2.7 m	12 Rollen

- Leicht zu wickeln
- Hygienisch verpackt mit Banderole