



Lösungen für Chirurgie und Wundversorgung


Sortimentsübersicht Klinik / Ausgabe August 2024

Bitte um Berücksichtigung, dass es zu Änderungen innerhalb des Sortiments kommen kann. Diese Änderungen werden laufend eingepflegt.




Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung und freuen uns immer, von Ihnen zu hören.



Neues von Mölnlycke®

Erhalten Sie alle wichtigen Informationen rund um Produkte, Services, Veranstaltungen und Webinare von Mölnlycke – einfach und aktuell per E-Mail.



Rufnummer für Bestellungen:

Customer Service Center 0800/186218 0 (-9)

PRODUKTKATALOG

| | | | | | |
|---|----|--|----|---|-----|
| Mölnlycke® - ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Gesundheitssektor | 2 | Orthopädie | 33 | OP-Masken | 81 |
| Mölnlycke® - Qualität trifft auf Nachhaltigkeit 3 | | Gynäkologie | 40 | Standard Typ II | 81 |
| Mölnlycke® - Chirurgische Lösungen | 4 | Gynäkologie/Geburtshilfe | 42 | Special Typ II | 82 |
| ProcedurePak® - Die Komplettlösung für mehr Effizienz | 5 | Urologie | 43 | Extra Protection Typ II R | 83 |
| Farbcodierung | 6 | Herz-/Thoraxchirurgie | 44 | Partikelfiltrierende Halbmasken | 83 |
| Das Mölnlycke® Portal | 7 | Angiographie | 45 | Maskenübersicht | 84 |
| OP-Tray Management Funktionen | 8 | Kraniotomie | 46 | Bereichskleidung/Reinraumbekleidung | 85 |
| Mölnlycke® - Laparoskopische Lösungen | 9 | HNO/Dental | 47 | Bereichskleidung | 86 |
| Kurzübersicht OP-Tray-Komponenten | 10 | Ophthalmologie, Laminat | 48 | Basic/Unisoft | 86 |
| Chirurgische Instrumente | | Ophthalmologie, SMS-Material | 49 | Thermojacken Basic/Unisoft | 87 |
| Trokare | 11 | Ergänzungsprodukte | 50 | Reinraumbekleidung | 88 |
| Trokarhülsen | 12 | Instrumententischbezüge | 50 | Schutzprodukte | 89 |
| Abnehmbarer Bergebeutel | 13 | Tischabdeckungen | 51 | Schutzmäntel/Schürzen | 89 |
| Monopolare Scheren | 13 | OP-Abdecktücher - 2-lagig/mit Patch | 52 | Patient*innen-Wärmemanagement | 90 |
| Monopolare Instrumentenkabel | 13 | OP-Abdecktücher - 3-lagig/mit Patch | 53 | EasyWarm® Wärmedecken | 90 |
| Monopolare L-Haken-Elektroden | 13 | OP-Abdecktücher | 54 | Biogel® OP-Handschuhe | 91 |
| Veressnadeln | 13 | Schlitztücher | 55 | Biogel® Indicator® Doppelhandschuhsystem | 92 |
| Saug-/Spülsystem | 13 | Lochtücher | 56 | Latex OP-Handschuhe | 93 |
| Monopolare Instrumente | 14 | OP-Tape/Klett-Schlauchfixierungen | 58 | Latexfreie OP-Handschuhe (Polyisopren) | 94 |
| Mölnlycke® - Orthopädische Lösungen | 15 | Saugertaschen/Beutel | 59 | Latexfreie OP-Handschuhe (Polyisopren) | 95 |
| Kurzübersicht OP-Tray-Komponenten | 16 | Stockinetten/Beinlinge/Armlehnenbezug | 60 | Latexfreie OP-Handschuhe (Polychloropren) | 96 |
| Pulsed Lavage System | 17 | Kamerabezüge/Allzwecküberzüge | 61 | Untersuchungshandschuhe latexhaltig/latexfrei | 97 |
| Diathermie Handstück mit | | Inventarabdeckungen | 62 | Biogel® Tech | 98 |
| Rauchgasabsaugung | 18 | Inzisionsfolien | 63 | Biogel® Tech Sortiment | 99 |
| BARRIER® OP-Abdeckungen | 19 | Allzweckbeutel | 64 | Wundversorgung | 100 |
| Materialkunde | 20 | Bauchtücher | 65 | Schaumverbände/Superabsorber | 101 |
| Zeichenerklärung Zahlen/Materialien | 21 | BARRIER® OP-Bekleidung | 66 | Superabsorber/Faserverbände/ | |
| Materialindex | 22 | BARRIER OP-Mäntel Materialkunde | 67 | Antimikrobielle Wundauflagen | 102 |
| Mölnlycke® goes green - ISCC zertifizierte | | OP-Mäntel (EN 13795) | 70 | Wundkontaktauflagen/Filmverbände | 103 |
| OP-Abdeckungen | 23 | Primary | 70 | Wundschnellverbände/Fixierung | 104 |
| Ökobilanz nachhaltiger Mölnlycke® | | Primary Plus/ISCC Primary Plus | 71 | Wundspüllösung/Wundgel/topische | |
| OP-Abdeckungen | 24 | Ultimate | 72 | Sauerstofftherapie | 105 |
| BARRIER® Flex - Dehnbare Klebezonen | 25 | Classic | 73 | Unterdruck-Wundtherapie NPWT | 106 |
| Drisite® Plus - Flüssigkeitsmanagement | 26 | FPP/Urologie/Armschützer | 74 | Avance Solo Adapt | 106 |
| OP-Abdeckungen | | BARRIER® Bereichskleidung | 75 | Avance Solo | 107 |
| Universal Sets - 2-lagig/mit Patch | 27 | OP-Hauben | 76 | Mölnlycke Advantage | 108 |
| Universal Sets - 3-lagig/mit Patch | 28 | Baretthauben | 76 | Wundversorgung Newsletter | 109 |
| Laparoskopie | 30 | Astronautenhauben | 77 | Kundenservice und Social Media | 109 |
| Allgemein/Abdominalchirurgie | 31 | Sonstige | 78 | Referenzen | 110 |
| | | Haubenübersicht | 79 | | |
| | | OP-Masken | 80 | | |
| | | Standard Typ II | 80 | | |





Mölnlycke ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Gesundheitssektor

Mölnlycke liefert innovative Produkte für das Wundmanagement, Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz im OP und zur Vorbeugung und Behandlung von Druckgeschwüren. Diese Produkte und Lösungen tragen zu besseren Behandlungsergebnissen bei und werden von klinischen und gesundheitsökonomischen Nachweisen gestützt.

Alles was wir tun, dient einem einzigen Zweck: Medizinische Fachkräfte dabei zu unterstützen, ihr Bestes zu geben, um somit eine bestmögliche Versorgung ihrer Patient*innen zu gewährleisten. Und wir sind bestrebt, dies täglich unter Beweis zu stellen.



Was wir tun

Unsere Lösungen ermöglichen eine bessere und effizientere Versorgung von Patient*innen an allen Standorten – vom Krankenhaus bis nach Hause:

1. Chirurgische Lösungen

Wir erhöhen die Sicherheit und Effizienz im und rund um den OP mit maßgeschneiderten ProcedurePak® Trays, die auch chirurgische Instrumente beinhalten. Zudem schützen wir Personal und Patient*innen durch Abdecktücher, OP-Bekleidung, Antiseptika und OP-Handschuhe vor Infektionen und bieten entsprechende Fortbildungen und Fachberatung.

2. Wundversorgung

Mit evidenzbasierten Wundversorgungslösungen (z.B. Verbände mit Safetac® Technologie) machen wir es Ihnen so einfach wie möglich, für Ihre Patient*innen den effektivsten und wirksamsten Wundheilungsprozess zu finden.

3. Dekubitusprophylaxe

Wir reduzieren das Risiko von Dekubitalulzera mit prophylaktischen Verbänden und Hilfsmitteln, die medizinischen Fachkräften die Umlagerung von Patient*innen erleichtern, sowie durch unterstützende Schulungs- und Beratungsservices.



Die Gesundheitsversorgung verbessern

Weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, beschränken wir uns nicht darauf, Produkte zu verkaufen. Wir unterstützen medizinische Fachkräfte auch dabei, ihre Bedürfnisse zu formulieren. Daran anknüpfend nutzen wir unser umfassendes Fachwissen, um passende Lösungen zu entwickeln, die zu besseren Ergebnissen führen.



Innovation für die Zukunft

Angetrieben durch unser stetiges Streben nach Lösungen für Ihre Bedürfnisse in der Gesundheitsversorgung werden wir weiter Innovationen schaffen und hochwertige, kostengünstige Lösungen entwickeln, die neue Standards setzen. Wir werden auch weiterhin eng mit Branchenverbänden, Gesundheitsorganisationen und Regierungen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um an Gesundheitsvorschriften und Leitlinien mitzuwirken und die Therapiestandards zu erhöhen. Wir unterstützen alle Mitarbeiter*innen im Gesundheitswesen, von Pflegekräften und Ärzt*innen über Krankenhausmanager*innen und häuslichen Pflegediensten bis hin zu Einkäufer*innen dabei, die besten Ergebnisse zu erzielen.

Ausgezeichnete Lieferketten



Wir sind sehr stolz darauf, die Goldmedaille von EcoVadis erhalten zu haben – dem weltweit größten und vertrauenswürdigsten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen.

Mölnlycke gehört damit zu den besten 3 % aller zertifizierten Unternehmen weltweit.

Jede Entscheidung für Mölnlycke
ist eine Entscheidung für mehr Nachhaltigkeit.

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen integrieren und wie wir gemeinsame Werte für all unsere Stakeholder schaffen.

Weitere Infos unter www.molnlycke.de/kampagnen/nachhaltigkeit/

Chirurgische Lösungen



Unser breites Portfolio beinhaltet alles - von OP-Mänteln bis zu chirurgischen Instrumenten. Jede Lösung wurde entwickelt, um die Effizienz zu verbessern und um zu einem für OP-Personal und Patient*innen optimalen Ergebnis beizutragen.



Unsere führenden Marken

ProcedurePak® Trays - alle für einen chirurgischen Eingriff benötigten Einwegartikel in einer praktischen sterilen Verpackung, um medizinischem Fachpersonal eine individuelle und umfassende Lösung zu bieten.

Mölnlycke® chirurgische Instrumente - eine breite Auswahl an Instrumenten für den Einmalgebrauch, darunter Trokare für minimalinvasive Eingriffe.

Biogel® OP-Handschuhe - zum Schutz als Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation. Zudem die bevorzugte Wahl bezüglich Passform, Gefühl und Komfort.*

BARRIER® OP-Abdeckungen - eine große Auswahl, die speziell für verschiedene chirurgische Eingriffe entwickelt wurden.

BARRIER® OP-Bekleidung - ein breites Sortiment an Schutzkleidung, das die Sicherheit und den Komfort von medizinischem Fachpersonal und Patient*innen gewährleistet.

* Archivierte Daten bei Mölnlycke.

OP-Trays für mehr Effizienz

Unsere Experten arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um für Sie die beste Lösung aus unserem breiten Angebot an chirurgischen OP-Produkten und -Komponenten zu definieren. Das Ergebnis: Eine auf Ihre individuellen Bedürfnisse, für den spezifischen Eingriff zugeschnittene Lösung in einem einzelnen, praktischen und kosteneffizienten ProcedurePak® Tray.



40%

**VORBEREITUNGSZEIT
EINGESPART.¹**

Mit einer einzigen Verpackung können Sie:

- Die Vorbereitungszeit um bis zu 40 % reduzieren¹
- Die Anzahl der Eingriffe steigern
- Die Beschaffungs- und Logistikkosten senken

"Die Anzahl der Eingriffe stieg um 18 % und im gesamten Workflow wurden 1.060 Stunden eingespart. Daraus ergaben sich Einsparungen von 51.000 Euro."

Hartmut Freckmann, leitender OP-Pfleger/OP-Koordinator, Deutschland, über die individuell zusammengestellten ProcedurePak Trays.



Ihre maßgeschneiderten Lösungen

ProcedurePak[®] Trays

Farbcodierung für Ihre OP-Trays und
Ihr Inventar - für mehr Effizienz



Investieren Sie zu viel Zeit mit der Bereitstellung von Materialien und zu wenig mit Ihren Patient*innen? Unsere Lösung der Farbcodierung unterstützt Sie dabei, dass Ihr Materialfluss "wie geschmiert" läuft. Dies ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Kommissionieren und Wiederauffüllen Ihres Lagers.

Vorteile:

- Unterstützt die einfache Identifikation des richtigen OP-Trays für den jeweiligen Eingriff
- Sorgt für effizientere Abläufe beim Wiederauffüllen und Bestandsmanagement
- Ermöglicht dem Krankenhauspersonal eine effizientere Kommissionierung und Vorbereitung
- Unterstützt OP-Effizienz durch kürzere Vorbereitungs- und Wechselzeiten

Farbcodierung - Sie haben die Wahl

Mit den farbcodierten Packzetteln und farbigen Seitenlabels verfügen die ProcedurePak Trays über ein einfaches Merkmal zur Identifizierung für ein schnelleres sowie fehlerfreies Kommissionieren und damit vereinfachtes Handling.


Wir bei Mölnlycke[®] gehen in Punkto Farbcodierung noch einen Schritt weiter. Für ein effizienteres Bestandsmanagement können wir Ihnen noch weitere unterstützende Materialien für die Farbcodierung Ihres Lagers zur Verfügung stellen.

Sie können aus den folgenden zwölf Farben wählen:



Das Mölnlycke® Portal

Maximieren Sie den Wert Ihrer OP-Trays



Verwalten Sie alle Ihre ProcedurePak® Trays an einem Ort

Mit ProcedurePak Trays kann Ihr Unternehmen Zeit und Geld sparen sowie Abfall vermeiden. Jetzt können Sie alle Ihre ProcedurePak Trays von einem Ort aus verwalten. Ihr Team kann das Mölnlycke Portal nutzen, um OP-Trays einfach zu erstellen, zu analysieren, zu ändern und Bestellungen zu verfolgen - unterstützt durch detaillierte Statistiken und Berichte.



✓ Kontrolle

ProcedurePak Trays optimieren und kontrollieren

- Lieferinformationen in Echtzeit
- Eigenständige Änderungen der Tray Konfiguration
- Export aller Daten in Excel

✓ Transparenz


Vollständige Transparenz Ihrer ProcedurePak Trays

- Überblick über Ihre Trays und Komponenten
- Änderungshistorie
- Daten und Statistiken: Bedarfsprognose, Auftragsstatus, Lieferinformationen und Bestellhistorien

✓ Effizienz


Eine effiziente Arbeitsweise

- Unser digitales Tool ist mit einfachen und logischen Schritten leicht zu bedienen
- Über das Mölnlycke Portal können Sie schnell und einfach Tray-Informationen austauschen und Tray-Änderungen effizient genehmigen




Startseite

Hier finden Sie eine Übersicht, verlinkt zu den einzelnen Bereichen.




Visualisierung und Optimierung aller Trays

In der Tray-Übersicht können Sie alle Ihre Trays verfolgen und mit Filtern organisieren. Zu jedem Tray können Sie alle Spezifikationen einsehen und Statistiken verfolgen. Sie können Ihre Trays auch optimieren, um sie noch effizienter zu machen.




Übersicht aller verfügbaren Komponenten

Dies ist eine Übersicht über alle Komponenten, die in ein Tray integriert werden können. Sie können nach Kategorie, Lieferant oder Spezifikation suchen und filtern.




Tray-Änderungen und Erstellung neuer Trays

Hier sehen Sie eine Übersicht über alle Ihre Tray-Entwürfe und auch über alle Tray-Änderungen. Sie können auch ganz einfach einen Tray-Entwurf erstellen, indem Sie ein bestehendes Tray, ein leeres Tray oder ein Referenztray verwenden. Die Referenztrays geben Ihnen einen Überblick über die optimale Trayzusammenstellung mit Schwerpunkt auf Effizienz und Mehrwert.



Auftragsstatus und Lieferungen

Zeigt Ihnen alle Informationen über Ihren Auftragsstatus, Auftragsinhalt und Lieferungen. Ihr Team hat rund um die Uhr Zugriff auf logistische Informationen.



Statistiken und Daten

Statistiken für alle Ihre Trays und Komponenten, die Sie auch exportieren können. Verfolgen Sie das Volumen und die Einkäufe für verschiedene Zeiträume in diesem Dashboard.

So können Sie den Mehrwert maximieren

Das Mönlycke® Portal hilft Ihnen, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen, indem es Ihnen die Zusammenstellung der kosteneffizientesten ProcedurePak® Trays mit den richtigen Komponenten erleichtert. Alles an einem Ort.

Optimieren Sie die Kontrolle über Ihre Trays und maximieren Sie ihren Mehrwert.

Nutzen Sie das Mönlycke Portal, um:

- Trays nach Ihren Bedürfnissen zu erstellen
- Vorschläge zur Optimierung Ihrer Trays zu erhalten
- Zugriff auf alle Daten Ihrer ProcedurePak Trays zu haben
- Eine Übersicht über alle Details Ihrer Tray-Logistik für mehr Kontrolle zu erhalten

Starten Sie einen Testlauf!

Erleben Sie selbst, wie Sie und Ihr Unternehmen vom Mönlycke Portal profitieren können.

Sprechen Sie Ihre*n zuständige*n Mönlycke Mitarbeiter*in an, falls Sie noch keinen Portal-Account besitzen oder nähere Informationen wünschen.



Alles, was Ihr Team benötigt

Mölnlycke® Laparoskopische Lösungen

2 **BARRIER® OP-Bekleidung**

Optimale Kombination aus Schutz und Komfort

4 **Mepilex® Border Post-Op**

Der flexible, absorbierende All-in-one-Verband für chirurgische Wunden

1 **BARRIER® Abdeckungen**

All-in-one Spezial-Abdecktücher, um die strengen Anforderungen der laparoskopischen Chirurgie zu erfüllen³⁵

3 **Biogel® OP-Handschuhe**

Sicherer Schutz, kombiniert mit vollanatomischer Passform und hohem Tragekomfort^{15,16,36,37}


5 **Trokare, Instrumente und OP-Tray-Komponenten**

Breite Auswahl an qualitativ hochwertigen Trokaren und Instrumenten



Maßgeschneiderte Lösungen
für die Laparoskopie

1 BARRIER® Abdeckungen



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--|
| 954226 | Laparoskopie-Abdecktuch für Flachlage 200/250 x 340 cm, Ausschnitt sk. 32 x 30 cm |
| 944206 | Laparoskopie-Abdecktuch BARRIER Flex mit transparenten Beinlingen für Steinschnittlage 250/200/300 x 285 cm, Ausschnitt sk. 28 x 30 cm |
| 944201 | Laparoskopie-Abdecktuch BARRIER Flex mit transparenten Beinlingen und abdo-perinealem Ausschnitt für Steinschnittlage 250/200/300 x 285 cm, Ausschnitt 28 x 30 cm und 10 x 13 cm |



2 BARRIER® OP-Bekleidung

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------------|--|
| 18600 - 18670* | Bereichskleidung Unisoft Shirt, XS - XXXXL |
| 18700 - 18770* | Bereichskleidung Unisoft Hose XS - XXXXL |
| 680102 - 680106 | Ultimate OP-Mantel Standard, L - XXL |
| 4231* | Medizinische Gesichtsmaske |
| 621001* | OP-Haube Kosack |

*Nicht in ProcedurePak Trays erhältlich.



3 Biogel® OP-Handschuhe

Biogel® PI UltraTouch® / Surgeons

| Art.-Nr. | Beschreibung | Größe | Anzahl Paare |
|---------------|------------------------|----------------|------------------|
| 40955 - 40990 | Biogel® PI UltraTouch® | 5,5 - 8,5 9 | 50/Box 40/Box |
| 82255 - 82290 | Biogel® Surgeons | 5,5 - 8,5 9 | 50/Box 40/Box |

4 Mepilex® Border Post-Op

Mepilex® Border Post-Op Sortiment (steril verpackt)



| Art.-Nr. | Produktgröße | Größe Wundkissen | Absorption | Stück/VSK |
|-----------------|--------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 496100 - 496300 | 6 x 8 / 9 x 10 / 10 x 15 | 3 x 5 / 5 x 6 / 5 x 10 | mittel/hoch | 70-100 |

5 Trokare und Instrumente

Trokare



| Art.-Nr. | Beschreibung | Größe | Länge | Stück/IV |
|-------------------------|---|------------------|-------------|----------|
| 899316 - 899319 | Optische Trokare | 5, 11, 12 mm | 70 - 100 mm | 5 |
| 899324, 899326 | Optische Trokare | 5, 12 mm | 150 mm | 5 |
| 899308 - 899313, 899336 | Klingenlose Trokare mit Dilatationsspitze | 5, 11, 12, 15 mm | 70 - 150 mm | 5 |
| 899300 - 899305 | Trokare mit geschützter Klinge | 5, 11, 12 mm | 70 - 150 mm | 5 |
| 899320 - 899323 | Universal-Trokarhülsen | 5, 11, 12 mm | 70 - 100 mm | 5 |
| 899327 - 899331 | Optische Ballon Trokare | 5, 11, 12 mm | 70 - 100 mm | 5 |
| 899329 | Hasson Ballon Trokar | 12 mm | 100 mm | 5 |
| 899332 - 899335 | Ballon-Trokarhülsen | 5, 11, 12 mm | 70 - 100 mm | 5 |
| 899306 - 899307 | Hasson Trokare | 11, 12 mm | 100 mm | 5 |


Abnehmbarer Bergebeutel



| Art.-Nr. | Beschreibung | Größe | Ø | Größe Beutel | Volumen | Stück/IV |
|----------|-------------------------|-------|-------|--------------|----------------|----------|
| 899102 | Abnehmbarer Bergebeutel | S | 10 mm | 8 x 14,5 cm | 250 - 300 ml | 5 |
| 899103 | Abnehmbarer Bergebeutel | M/L | 10 mm | 13 x 18 cm | 500 - 700 ml | 5 |
| 899112* | Abnehmbarer Bergebeutel | XL | 12 mm | 19 x 23 cm | 1150 - 1500 ml | 5 |
| 899104* | Abnehmbarer Bergebeutel | XL | 15 mm | 19 x 23 cm | 1150 - 1500 ml | 5 |

*Nicht in ProcedurePak Trays erhältlich.

Monopolare L-Haken-Elektroden



| Art.-Nr. | Beschreibung | Größe | Länge | Stück/IV |
|----------|---|-------|-------|----------|
| 899100 | Monopolare L-Haken-Elektrode | 5 mm | 33 cm | 10 |
| 899101 | Monopolare L-Haken-Elektrode, Kabel mit Valleylab-Anschluss | 5 mm | 33 cm | 10 |
| 420200 | Monopolare L-Haken-Elektrode Handaktivierung | 5 mm | 33 cm | 10 |

Monopolare Scheren und Instrumente



| Art.-Nr. | Beschreibung | Größe | Länge | Stück/IV |
|-----------------|--|-------|-------|----------|
| 899110 | Monopolares Instrumentenkabel mit Erbe-Anschluss Universal 4 mm | 4 mm | 3 m | 40 |
| 899111 | Monopolares Instrumentenkabel mit Valleylab-Anschluss Universal 8 mm | 8 mm | 3 m | 40 |
| 899216 | Monopolare Schere - Metzenbaum | 5 mm | 33 cm | 10 |
| 899217 | Monopolare Schere - Mini Metzenbaum | 5 mm | 33 cm | 10 |
| 899218 | Monopolare Schere - Metzenbaum | 5 mm | 45 cm | 10 |
| 899200 - 899215 | Monopolare Instrumente | 5 mm | 33 cm | 10 |

Veressnadeln



| Art.-Nr. | Beschreibung | Länge | Stück/IV |
|----------|--------------|-------|----------|
| 899105 | Veressnadel | 12 cm | 25 |
| 899106 | Veressnadel | 15 cm | 25 |

Saug-/Spülsystem



| Art.-Nr. | Beschreibung | Größe | Länge | Stück/IV |
|----------|-----------------------------|-------|-------|----------|
| 899107 | Saug-/Spülsystem Doppeldorn | 5 mm | 33 cm | 10 |
| 899108 | Saug-/Spülsystem Doppeldorn | 5 mm | 45 cm | 10 |
| 899109 | Saug-/Spülansatz | 10 mm | 33 cm | 10 |
| 899113 | Saug-/Spülansatz | 5 mm | 45 cm | 10 |

Trokar mit geschützter Klinge



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 899300 | Trokar mit geschützter Klinge 5 mm, 70 mm | 5/60 |
| 899301 | Trokar mit geschützter Klinge 5 mm, 100 mm | 5/60 |
| 899302 | Trokar mit geschützter Klinge 11 mm, 100 mm | 5/60 |
| 899303 | Trokar mit geschützter Klinge 11 mm, 150 mm | 5/30 |
| 899304 | Trokar mit geschützter Klinge 12 mm, 100 mm | 5/60 |
| 899305 | Trokar mit geschützter Klinge 12 mm, 150 mm | 5/30 |

Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 899308 | Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 5 mm, 70 mm | 5/60 |
| 899309 | Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 5 mm, 100 mm | 5/60 |
| 899310 | Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 11 mm, 100 mm | 5/60 |
| 899311 | Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 11 mm, 150 mm | 5/30 |
| 899312 | Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 12 mm, 100 mm | 5/60 |
| 899313 | Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 12 mm, 150 mm | 5/30 |
| 899336 | Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 15 mm, 100 mm | 5/30 |

Optischer Trokar



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------------------------|--------|
| 899316 | Optischer Trokar, 5 mm, 70 mm | 5/60 |
| 899317 | Optischer Trokar 5 mm, 100 mm | 5/60 |
| 899324 | Optischer Trokar 5 mm, 150 mm | 5/45 |
| 899318 | Optischer Trokar 11 mm, 100 mm | 5/60 |
| 899319 | Optischer Trokar 12 mm, 100 mm | 5/60 |
| 899326 | Optischer Trokar 12 mm, 150 mm | 5/30 |

Optischer Ballon Trokar



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---------------------------------------|--------|
| 899330 | Optischer Ballon Trokar 5 mm, 70 mm | 5/60 |
| 899327 | Optischer Ballon Trokar 5 mm, 100 mm | 5/60 |
| 899331 | Optischer Ballon Trokar 11 mm, 100 mm | 5/60 |
| 899328 | Optischer Ballon Trokar 12 mm, 100 mm | 5/60 |

Hasson Trokar



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|-----------------------------|--------|
| 899306 | Hasson Trokar 11 mm, 100 mm | 5/60 |
| 899307 | Hasson Trokar 12 mm, 100 mm | 5/60 |

Hasson Ballon Trokar



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|------------------------------------|--------|
| 899329 | Hasson Ballon Trokar 12 mm, 100 mm | 5/60 |

Trokar mit geschützter Klinge Dual Pack



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 899337 | Trokar mit geschützter Klinge 5 mm, 70 mm - Dual Pack | 5/60 |
| 899338 | Trokar mit geschützter Klinge 5 mm, 100 mm - Dual Pack | 5/60 |
| 899339 | Trokar mit geschützter Klinge 11 mm, 100 mm - Dual Pack | 5/60 |
| 899340 | Trokar mit geschützter Klinge 11 mm, 150 mm - Dual Pack | 5/30 |
| 899341 | Trokar mit geschützter Klinge 12 mm, 100 mm - Dual Pack | 5/60 |
| 899342 | Trokar mit geschützter Klinge 12 mm, 150 mm - Dual Pack | 5/30 |


Optischer Trokar Dual Pack



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 899343 | Optischer Trokar 5 mm, 70 mm - Dual Pack | 5/60 |
| 899344 | Optischer Trokar 5 mm, 100 mm - Dual Pack | 5/60 |
| 899347 | Optischer Trokar 5 mm, 150 mm - Dual Pack | 5/30 |
| 899345 | Optischer Trokar 11 mm, 100 mm - Dual Pack | 5/60 |
| 899346 | Optischer Trokar 12 mm, 100 mm - Dual Pack | 5/60 |
| 899349 | Optischer Trokar 12 mm, 150 mm - Dual Pack | 5/30 |


Universal-Trokarhülse


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 899320 | Universal-Trokarhülse 5 mm, 70 mm | 5/60 |
| 899321 | Universal-Trokarhülse 5 mm, 100 mm | 5/60 |
| 899322 | Universal-Trokarhülse 11 mm, 100 mm | 5/60 |
| 899323 | Universal-Trokarhülse 12 mm, 100 mm | 5/60 |

Ballon-Trokarhülse



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|-------------------------------------|--------|
| 899332 | Ballon-Trokarhülse 5 mm, 70 mm | 5/60 |
| 899333 | Ballon-Trokarhülse 5 mm, 100 mm | 5/60 |
| 899334 | Ballon-Trokarhülse 11 mm, 100 mm | 5/60 |
| 899335 | Ballon-Trokarhülse 12 mm, 100 mm | 5/60 |

Abnehmbarer Bergebeutel




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 899102 | Abnehmbarer Bergebeutel 80 x 145 mm (250 - 300 ml), 10 mm | 5/50 |
| 899103 | Abnehmbarer Bergebeutel 130 x 180 mm (500 - 700 ml), 10 mm | 5/50 |
| 899112 | Abnehmbarer Bergebeutel 190 x 230 mm (1150 - 1500 ml), 12 mm | 5/50 |
| 899104 | Abnehmbarer Bergebeutel 190 x 230 mm (1150 - 1500 ml), 15 mm | 5/50 |

Monopolare L-Haken-Elektroden



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 899100 | Monopolare L-Haken-Elektrode 5 mm, 33 cm | 10/100 |
| 899101 | Monopolare L-Haken-Elektrode 5 mm, 33 cm, Kabel mit Valleylab- Anschluss | 10/100 |
| 420200 | Monopolare L-Haken-Elektrode Handaktivierung, 5 mm, 33 cm | 10/120 |

Monopolare Scheren



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 899216 | Monopolare Schere – Metzenbaum, 5 mm, 33 cm | 10/100 |
| 899217 | Monopolare Schere – Mini Metzenbaum, 5 mm, 33 cm | 10/100 |
| 899218 | Monopolare Schere – Metzenbaum, 5 mm, 45 cm | 10/100 |

Veressnadeln




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|-----------------------|--------|
| 899105 | Veressnadel 120 mm | 25/500 |
| 899106 | Veressnadel 150 mm | 25/500 |

Monopolare Instrumentenkabel



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 899110 | Monopolares Instrumentenkabel mit Erbe-Anschluss Universal 4 mm | 40/400 |
| 899111 | Monopolares Instrumentenkabel mit Valleylab-Anschluss Universal 8 mm | 40/400 |

Saug-/Spülsystem



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 899107 | Saug-/Spülsystem, Doppeldorn 5 mm, 33 cm | 10/20 |
| 899108 | Saug-/Spülsystem, Doppeldorn 5 mm, 45 cm | 10/20 |
| 899109 | Saug-/Spülansatz 10 mm, 33 cm | 10/100 |
| 899113 | Saug-/Spülansatz 5 mm, 45 cm | 10/100 |

Monopolare Instrumente

- Der ergonomische Komfort-Griff ermöglicht die Umstellung von Mehr- auf Einweginstrumente ohne funktionale Einschränkungen
- Robuste, beidseitig bewegliche und weit öffnende Branchen



Komfort-Griff



| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø | Länge | IV/VSK |
|----------|---|------|-------|----------|
| 899208 | Gerade Fasszange, Griff mit Sperrklinke | 5 mm | 33 cm | 10 / 100 |
| 899209 | Maryland-Präparierzange | 5 mm | 33 cm | 10 / 100 |
| 899210 | Klemm-Fasszange, Griff mit Sperrklinke | 5 mm | 33 cm | 10 / 100 |
| 899211 | Babcock-Fasszange, Griff mit Sperrklinke | 5 mm | 33 cm | 10 / 100 |
| 899212 | Rattenzahn-Fasszange, Griff mit Sperrklinke | 5 mm | 33 cm | 10 / 100 |
| 899214 | Darmfasszange, Griff mit Sperrklinke – fenestriert | 5 mm | 33 cm | 10 / 100 |
| 899215 | Gerade Fasszange, Griff mit Sperrklinke – fenestriert | 5 mm | 33 cm | 10 / 100 |

Standard-Griff



| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø | Länge | IV/VSK |
|----------|---|------|-------|----------|
| 899200 | Gerade Fasszange, Griff mit Sperrklinke | 5 mm | 33 cm | 10 / 100 |
| 899201 | Maryland-Präparierzange | 5 mm | 33 cm | 10 / 100 |
| 899202 | Klemm-Fasszange, Griff mit Sperrklinke | 5 mm | 33 cm | 10 / 100 |
| 899203 | Babcock-Fasszange, Griff mit Sperrklinke | 5 mm | 33 cm | 10 / 100 |
| 899204 | Rattenzahn-Fasszange, Griff mit Sperrklinke | 5 mm | 33 cm | 10 / 100 |
| 899206 | Darmfasszange, Griff mit Sperrklinke – fenestriert | 5 mm | 33 cm | 10 / 100 |
| 899207 | Gerade Fasszange, Griff mit Sperrklinke – fenestriert | 5 mm | 33 cm | 10 / 100 |

Alles, was Ihr Team benötigt

Mölnlycke® Orthopädische Lösungen

1 Pulsed Lavage und OP-Tray-Komponenten

Breite Auswahl an qualitativ hochwertigen OP-Tray-Komponenten

2 Rauchgasabsaugung

Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung in verschiedenen Ausführungen

3 Mepilex® Border Post-Op

Der flexible, absorbierende All-in-one-Verband für chirurgische Wunden

4 Biogel® OP-Handschuhe

Sicherer Schutz, kombiniert mit vollanatomischer Passform und hohem Tragekomfort^{15,16,36,37}

5 BARRIER® OP-Bekleidung

Optimale Kombination aus Schutz und Komfort

6 BARRIER® Abdeckungen

Mehrzweck-Spezial-Abdecktücher für eine Kombination aus hoher Saugfähigkeit, Festigkeit und Drapierbarkeit³⁵



Maßgeschneiderte Lösungen
für die Orthopädie

1 Pulsed Lavage



Pulsed Lavage

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--|
| 9750000 | Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung AC |
| 9750003 | Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien |
| 9751000 | Femoraler Bürstenaufsatz AC |
| 9751004 | Femoraler Bürstenaufsatz Batterie Version |

Exklusiv in der ProcedurePak Tray Version verfügbar:

| Tray-Nr. | Beschreibung |
|----------|--|
| 2322130 | Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung AC |
| 2324050 | Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien |

2 Rauchgasabsaugung



Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung

| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 420102 | Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, Edelstahl Elektrode (einzeln steril verpackt), Kabellänge 4 m | 20/40 |
| 420100 | Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, PTFE-Elektrode (einzeln steril verpackt), Kabellänge 4 m | 20/40 |
| 420101 | Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, PTFE-isolierte Elektrode (einzeln steril verpackt), Kabellänge 4 m | 20/40 |

3 Mepilex®



Mepilex® Border Post-Op Sortiment (steril verpackt)

| Art.-Nr. | Produktgröße | Größe Wundkissen | Absorption | Packung/Karton |
|----------|--------------|------------------|-------------|----------------|
| 496100 | 6 x 8 cm | 3 x 5 cm | mittel/hoch | 10/80 |
| 496200 | 9 x 10 cm | 5 x 6 cm | mittel/hoch | 10/70 |
| 496300 | 10 x 15 cm | 5 x 10 cm | mittel/hoch | 10/100 |
| 496400 | 10 x 20 cm | 5 x 15 cm | hoch | 10/120 |
| 496450 | 10 x 25 cm | 5 x 20 cm | hoch | 10/60 |
| 496600 | 10 x 30 cm | 5 x 25 cm | hoch | 10/40 |
| 496650 | 10 x 35 cm | 5 x 30 cm | hoch | 5/55 |

4 Biogel® OP-Handschuhe



Biogel® PI UltraTouch® / Surgeons

| Art.-Nr. | Beschreibung | Größe | Anzahl Paare |
|---------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 40955 - 40990 | Biogel® PI UltraTouch® | 5,5 - 8,5 / 9 | 50/Box / 40/Box |
| 82255 - 82290 | Biogel® Surgeons | 5,5 - 8,5 / 9 | 50/Box / 40/Box |



5 BARRIER® OP-Bekleidung

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------------|--|
| 4232* | OP-Maske Extra Protection |
| 620200* | OP-Haube Glenn |
| 690102 - 690107 | OP-Mantel Ultimate, verstärkt, L - XXL |
| 842100 - 842400* | Reinraumbekleidung Shirt, S - XL |
| 843100 - 843400* | Reinraumbekleidung Tunnelzughose, S - XL |

*Nicht in ProcedurePak Trays erhältlich.

6 BARRIER® Abdeckungen



Knie

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--|
| 70105 | BARRIER® Knie-Arthroskopie-Abdecktuch 260/300 x 320 cm, Ausschnitt 7 cm und 5 cm elastisch, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel |



Hüfte

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--|
| 70601 | BARRIER® Hüft-Abdecktuch mit Luxationsbeutel 220/300 x 340 cm, Ausschnitt 18 x 22 cm elastisch |



Schulter

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|---|
| 70004 | BARRIER® Beach-Chair-Schultertuch 400 x 220 cm, Ausschnitt 10 x 10 cm elastisch, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel |

Pulsed Lavage



Unser Mölnlycke® Pulsed Lavage System mit Hochdruckfunktion für den Einmalgebrauch bildet die Grundlage für eine effektive Knochenbettreinigung während der gesamten Operation. Durch diese Vorbereitung wird das Eindringen des Zements in die Spongiosa verbessert und die Fixierung des Implantats verstärkt. Die Revisionsrate kann dadurch verringert werden. Darüber hinaus kann das System auch zur Reinigung von Wunden genutzt werden, z.B. um Verunreinigungen, Fremdkörper oder nekrotisches Gewebe zu entfernen.

Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung AC



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|------------------|---|--------|
| 9750000 | Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung AC | 1/5 |
| Tray-Nr. 2322130 | Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung Exklusiv in ProcedurePak Trays verfügbar. | |

Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|------------------|---|--------|
| 9750003 | Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien | 1/5 |
| Tray-Nr. 2324050 | Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien Exklusiv in ProcedurePak Trays verfügbar. | |

AC-Adapter



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|------------------------------|--------|
| 9752000 | AC-Adapter (AC 100-240 V) | -/1 |

Zubehör



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 9751000 | Femoraler Bürstenaufsatz AC Version | 1/10 |
| 9751004 | Femoraler Bürstenaufsatz Batterie Version (ohne Abbildung) | 1/10 |
| 9751003 | Revisionsansatz AC Version (ohne Abbildung) | 1/20 |
| 9751007 | Revisionsansatz Batterie Version (ohne Abbildung) | 1/20 |

Pulsed Lavage System

In zwei Ausführungen erhältlich

1. AC-Adapter: Eine umweltfreundliche Ausführung, die eine Verwendung von Alkali-Batterien überflüssig macht. Handstück für den Einmalgebrauch und wiederverwendbarer Wechselstromadapter.
2. Integrierte Batterien: Eine flexible und mobile Ausführung mit integrierten Batterien im Handstück, für schnelles und einfaches Herausnehmen der Batterien.

Keine versteckten Kosten, alles ist enthalten

- Kurze Fächerstrahlspitze mit Spritzschutz
- Ergonomisches und komfortables Handstück
- Lange Femurkanalspitze
- Integriertes Absaugen und Spülen
- Reinigungsstab für die Behebung von potenziellen Verstopfungen in der Femoralspitze



Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung



Sobald sich im Operationssaal Rauchgas bildet, sieht sich das OP-Personal den gesundheitsgefährdenden Stoffen ausgesetzt. Durch das neue und einzigartige Mölnlycke® Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung bieten wir Ihnen die passende Lösung, um Rauchgas zu minimieren und freie Sicht auf den Situs zu gewährleisten. Ihre Sicherheit und die Ihrer Patient*innen steht an erster Stelle.

Elektrodenauswahl:

1. **Edelstahl** - für schnelle, einfache Eingriffe
2. **PTFE-Beschichtung** - reduziert den Reinigungsaufwand und die Karbonisierung der Elektrode
3. **PTFE-Beschichtung, isoliert** - verringert das Risiko unbeabsichtigter Gewebeschäden



| Art.-Nr. | Beschreibung | Kabellänge | IV/VSK |
|----------|--|------------|--------|
| 420102 | Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, Edelstahlelektrode (einzeln steril verpackt) | 4 m | 20/40 |
| 420100 | Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, PTFE-Elektrode (einzeln steril verpackt) | 4 m | 20/40 |
| 420101 | Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, PTFE-isolierte Elektrode (einzeln steril verpackt) | 4 m | 20/40 |

Alle angegebenen Komponenten sind auch für eingriffsspezifische ProcedurePak® Trays von Mölnlycke® erhältlich.



BARRIER® OP-Abdeckungen

Die BARRIER Produkte und Lösungen wurden entwickelt, um einen reibungslosen Ablauf im OP-Saal zu gewährleisten.

Unser umfangreiches Sortiment an eingriffsspezifischen Produkten mit großer Qualitätsvielfalt bietet Ihnen innovative Lösungen (Patent EP2477574, Patent EP 1996110 B1) in der Kombination von Schutz, Funktionalität und Komfort.

Auf der sicheren Seite

Alle BARRIER Abdeckungen sind so konzipiert, dass sie eine optimale Patientensicherheit gewährleisten. Eine effektive Infektionsprävention wird durch Einweg-OP-Abdeckungen mit einer hohen Flüssigkeits- und Keimbarriere gewährleistet. Eine Übertragung von Bakterien wird hierdurch verhindert und ermöglicht einen trockenen Arbeitsbereich.³⁵

Komfortabel für Patient*in und Anwender*in

Unsere Abdeckungen besitzen überwiegend eine Komfortlage auf der zu den Patient:innen zugewandte Seite - zur Steigerung des Wohlbefindens Ihrer Patient:innen. Einen weiteren Vorteil stellt die Faltung der Produkte dar, die eine einfache Handhabung und Applikation der OP-Abdeckungen gewährleistet.

Unsere speziellen Lösungen

Für den orthopädischen Bereich bieten wir mit unserem "Drisite® Plus" ein patentiertes Drei-Zonen-Konzept mit einer hohen Saugfähigkeit, Flüssigkeitskontrolle, Undurchlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und hervorragender Festigkeit an³⁵.

Unsere patentierten Flex-Abdeckungen mit transparenten, dehnbaren und anpassungsfähigen Kleberändern unterstützen Sie bei schwer abdeckbaren Körperregionen. Die beiden Spezialabdeckungen sind mit der Zusatzmarkierung "Drisite Plus" und "BARRIER Flex" gekennzeichnet.

Das gewisse Extra


Das BARRIER Produktangebot wird vervollständigt durch bestmöglichen Service, maßgeschneiderte Logistiklösungen sowie durch Unterstützung in Form von Projektberatung und Produktrainings. Alle BARRIER OP-Abdeckungen sind auch in unseren kundenindividuellen ProcedurePak® Trays erhältlich.

Universal Sets - in verschiedenen Ausführungen für Ihre Bedürfnisse im OP

Unser Standard: Qualität


Standard, 3-lagig mit Patch

Für hohes Flüssigkeitsaufkommen




Basic



3-lagig ohne Patch, für mittleres bis geringes Flüssigkeitsaufkommen



Primary

2-lagig für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Weitere verstärkte Produktausführungen mit Patch sind als "Primary Plus" erhältlich.







| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 2 | OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, mit Patch 50 x 20 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, mit Patch 55 x 20 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Beschreibung
der Artikel,
Eigenschaften
und Maße


falls vorhanden,
Artikelnummer
Einzelprodukt

Anzahl der
Artikel im Set


Bei selbstklebenden
Tüchern ist die
erstgenannte
Maßangabe jene,
an deren Seite
der Klebestreifen
angebracht ist



Absorbierendes und
undurchlässiges
Multi-Lagen-Material
Verwendung: Abdeckungen




Undurchlässiges,
1-lagiges Material
Verwendung: Abdeckungen/
OP-Mäntel



Absorbierendes,
undurchlässiges Material
mit Patch
Verwendung: Abdeckungen/
OP-Mäntel




Elastische Manschette
Verwendung: Abdeckungen



transparente PE-Folie
Verwendung: Abdeckungen



Inzisionsfolien
Verwendung: Abdeckungen



Undurchlässiges,
1-lagiges Material
Verwendung: Abdeckungen
und OP-Mäntel




Absorbierendes und
undurchlässiges
2-lagiges Material
Verwendung: Abdeckungen



Absorbierendes und
undurchlässiges
3-lagiges Material
Verwendung: Abdeckungen



Undurchlässiges und
2-lagiges Material
Verwendung: Abdeckungen
und OP-Mäntel



Flüssigkeitsabweisendes
Vliesstoffmaterial
Verwendung: Abdeckungen
und OP-Mäntel



Hoch flüssigkeitsabweisendes
Vliesstoffmaterial
Verwendung: OP-Mäntel



Absorbierendes und
undurchlässiges
Patch-Material
Verwendung: Abdeckungen
Undurchlässige Verstärkung:
OP-Mäntel



Hoch absorbierendes
1-lagiges Patch-Material
Verwendung: Abdeckungen



Hoch absorbierendes,
undurchlässiges
Patch-Material
Verwendung: Abdeckungen



Schaum-Material
Verwendung: Abdeckungen

Alle hier aufgeführten Materialien sind latexfrei.

Mölnlycke® goes green



ISCC zertifizierte OP-Abdeckungen sind ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Durch diese Produkte wird der Anteil nachhaltiger, biobasierter Rohstoffe erhöht und die CO₂ Emissionen können um bis zu 25 % im Vergleich zu nicht ISCC-zertifizierten Produkten gesenkt werden, wie eine Lebenszyklusanalyse gezeigt hat. Die ISCC zertifizierten OP-Abdeckungen sind sowohl einzeln steril als auch als Komponente in unserem ProcedurePak® erhältlich.

Für verschiedene Produkte aus dem Mölnlycke Sortiment stehen Verpackungen aus nachhaltiger Waldwirtschaft zur Verfügung – erkennbar am FSC™-Siegel. Selbstverständlich sind die Verpackungen auch recycelbar.

Wir arbeiten an weiteren Meilensteinen – für eine nachhaltigere Zukunft. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserem Nachhaltigkeitsbericht.

ISCC*-zertifizierte BARRIER® OP-Abdeckungen

| Art.-Nr. | Beschreibung | Größe (cm) |
|----------|-----------------------------------|------------|
| 60900 | Universal Set Basic ISCC | |
| 60054 | Universal Set Standard ISCC | |
| 60530 | OP-Abdecktuch ISCC | 75 x 90 |
| 60500 | OP-Abdecktuch sk., ISCC | 75 x 75 |
| 60677 | OP-Abdecktuch sk., ISCC | 90 x 75 |
| 60800 | OP-Abdecktuch sk. mit Patch, ISCC | 90 x 75 |



* International Sustainability and Carbon Certification

Ökobilanz nachhaltiger Mölnlycke® OP-Abdeckungen

Mölnlycke® bringt das Thema Nachhaltigkeit mit der Einführung ISCC-zertifizierter OP-Abdeckungen in den OP. Die Lebenszyklus-Analyse eines unserer etablierten Produkte in ProcedurePak Trays, Sets und Einzelsterilverpackungen zeigt eine Reduzierung der CO₂ Emission von bis zu 25 %.

Unser Ziel ist es, unsere Auswirkung auf die Umwelt schrittweise zu reduzieren, indem wir die Auswahl der Rohstoffe sowie die Herstellung und den Vertrieb unserer Produkte kritisch hinterfragen.*

Vergleich der Produkte

| Bestehender Artikel | ISCC-zertifizierter Artikel |
|---|--|
| 706800 OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, steril | 60800 OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, steril, ISCC-zertifiziert  |
| 910200 OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, unsteril | 70200 OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, unsteril, ISCC-zertifiziert  |

Nachweislich weniger CO₂-Emissionen

Für die ISCC-Zertifizierung unserer Produkte nutzen wir den Massenbilanzansatz hinsichtlich biobasierter Rohstoffe für die undurchlässige Schicht der ISCC-zertifizierten OP-Abdeckungen.

Die CO₂ Emissionen der ISCC-zertifizierten und der nicht ISCC-zertifizierten OP-Abdeckungen wurden mittels einer Ökobilanz miteinander verglichen.

Die Analyse ergab, dass ISCC-zertifizierte BARRIER OP-Abdeckungen geringere CO₂ Emissionen verursachen als nicht ISCC-zertifizierte, vergleichbare Produkte.


Sie wollen mehr über unsere ISCC-zertifizierten Produkte erfahren? Bitte kontaktieren Sie Ihre*n zuständige*n Mölnlycke Mitarbeiter*in.



Mit unserem CO₂-Kalkulator zeigen wir Ihnen, wie Sie mit unseren nachhaltigen OP-Produkten Ihre klinikindividuellen CO₂-Emissionen reduzieren können**:

- 20 % CO₂ Reduktion pro steriles OP-Abdecktuch
- 25 % CO₂ Reduktion pro unsteriles OP-Abdecktuch für ProcedurePak Trays

CO₂ Emission / OP-Abdeckung



** Annahme: 100% des Abfalls der OP-Abdeckungen wird verbrannt



* Life Cycle Analysis. 2020 12 30, Comparative LCA on fossil- and bio-based raw materials for production





Unsere patentierten Flex-Abdeckungen mit transparenten, dehnbaren und anpassungsfähigen Kleberändern für schwer abdeckbare Körperregionen.

Die BARRIER® Flex OP-Abdeckung ist ideal für:


- Bariatrische Eingriffe/Bariatric
- Laparoskopische Eingriffe
- Mamma-Chirurgie
- HNO/plastische Chirurgie

Vorteile beim Einsatz:

- Flexible und optimal anmodellierbare selbstklebende Zone, die eine effektive Abdeckung auch schwieriger Körperregionen ermöglicht
- Der verwendete Kleber sorgt auch bei Kontakt mit großen Flüssigkeitsmengen für eine sichere und dichte Abdeckung
- Leichte Handhabung für eine Person

Universal Set, 3-lagig + Patch

4/8 66010




| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 2 | OP-Abdecktücher sk. BARRIER Flex 90 x 75 cm, mit Patch 20 x 50 cm |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. BARRIER Flex 175 x 175 cm, mit Patch 50 x 20 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. BARRIER Flex 300 x 175 cm, mit Patch 50 x 20 cm |
| 1 | Tischabdeckung 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Weitere Produkte:


| Art.-Nr. | Beschreibung | Seite |
|----------|---|-------|
| 694245 | Laparoskopie Set | 30 |
| 61450 | Laparoskopie Set Bariatric | 30 |
| 694241 | Laparoskopie Rektum Set | 30 |
| 61310 | Pädiatrietuch T-Form BARRIER Flex 200/270 x 320 cm | 32 |
| 61340 | Pädiatrietuch sk. BARRIER Flex 200 x 300 cm | 32 |
| 65211 | Angiographietuch BARRIER Flex 240 x 370 cm | 45 |
| 85604 | Ophthalmologie-Abdecktuch BARRIER Flex 150 x 195 cm | 48 |
| 85609 | Ophthalmologie-Abdecktuch BARRIER Flex 75 x 85 cm | 49 |
| 85615 | Ophthalmologie-Abdecktuch BARRIER Flex 140 x 150 cm | 49 |

OP-Abdecktücher selbstklebend



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 66002 | OP-Abdecktuch sk. BARRIER Flex 175 x 175 cm, mit Patch 50 x 20 cm | 20/40 |
| 66003 | OP-Abdecktuch sk. BARRIER Flex 300 x 175 cm, mit Patch 50 x 20 cm | 14/28 |

OP-Abdecktuch selbstklebend



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 66001 | OP-Abdecktuch sk. BARRIER Flex 90 x 75 cm, mit Patch 50 x 20 cm, ganzflächige Verstärkung | 24/48 |


Drisite® Plus

Drisite®
Plus

BARRIER® OP-Abdeckungen für die Orthopädie

Einzigartiges Flüssigkeitsmanagement mit dem patentierten Drisite® Plus System.* Es bietet eine hohe Saugfähigkeit, Undurchlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und hervorragende Reißfestigkeit. Diese Kombination hilft, die Übertragung und das Durchdringen von Bakterien zu verhindern.**

Zone 1 Hochabsorbierende Zone



Kritische Zone

- Patch (1): Hochabsorbierende Vliesverstärkung
- Obere Schicht (2): Absorbierender Vliesstoff
- Mittlere Schicht (3): Undurchlässiger Polyethylenfilm
- Untere Schicht (4): Patientenkomfortlayer aus Vliesstoff

Hochabsorbierendes und widerstandsfähiges Material in der kritischen Zone für die Kontrolle und den Transfer von Flüssigkeiten von der Wunde**, Richtung Zone 2.

Zone 2 Besonders reißfeste Transportzone



Weniger kritische Zone

- Bestehend aus Schicht (2), (3) und (4)

Sehr gut drapierbar. Besteht aus Material mit mittlerer Absorptionsfähigkeit und Komfortlayer an der Patientenseite.**

Leitet überschüssige Flüssigkeit in Richtung Zone 3 ab.

Zone 3 Effiziente Absorptionszone



Unkritische Zone

- Bestehend aus Schicht (2) und (3)

Das hochabsorbierende Material minimiert das Risiko, dass Flüssigkeiten auf den Boden gelangen und ist fester, um einen sicheren und sterilen Drapiervorgang zu ermöglichen.**


* Mölnlycke Health Care. Data on file; Patent EP 1996110 B1.

** Mölnlycke Health Care. Data on file.

Material: 2-lagig oder 2-lagig mit Patch

Universal Set PRIMARY I


11/22 63711



- | Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 2 | Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend |
| 4 | OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, 2-lagig |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend |
| 1 | Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm |

Universal Set PRIMARY PLUS I


4/8 63702



- | Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 4 | Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend |
| 1 | OP-Tape 9 x 50 cm, sk. |
| 2 | OP-Abdecktücher sk. 120 x 100 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 300 x 180 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 240 x 180 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend |
| 1 | Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm |

Universal Set PRIMARY II


5/10 63710



- | Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend |
| 1 | OP-Tape 9 x 50 cm, sk. |
| 2 | OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, 2-lagig |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend |
| 1 | Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm |

Universal Set PRIMARY PLUS II


6/12 63701



- | Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 4 | Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend |
| 1 | OP-Tape 9 x 50 cm, sk. |
| 2 | OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend |
| 1 | Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm |

Pädiatrie Set PRIMARY


5/10 63720



- | Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend |
| 1 | OP-Tape 9 x 50 cm, sk. |
| 2 | OP-Abdecktücher sk. 75 x 75 cm, 2-lagig |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend |
| 1 | Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm |

Universal Set PRIMARY PLUS III

5/10 63700




- | Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend |
| 1 | OP-Tape 9 x 50 cm, sk. |
| 2 | OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend |
| 1 | Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm |

PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).


Material: 3-lagig oder 3-lagig mit Patch

ISCC Universal Set Basic, 3-lagig 6/12 60900




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 2 | ISCC-zertifizierte OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm |
| 1 | ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm |
| 1 | ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

ISCC Universal Set Standard, 3-lagig + Patch 6/12 60054




| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 2 | ISCC-zertifizierte OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, mit Patch 50 x 20 cm |
| 1 | ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm |
| 1 | ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, mit Patch 55 x 20 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Universal Set Basic 6/12 698900




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 2 | OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Universal Set Standard, 3-lagig + Patch 6/12 699054




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 2 | OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, mit Patch 50 x 20 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, mit Patch 55 x 20 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Universal Set Basic 12/24 904194



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 2 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 4 | OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Universal Set Standard, 3-lagig + Patch 5/10 699540




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 2 | OP-Abdecktücher sk. 100 x 100 cm, mit Patch 60 x 19,5 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 200 x 200 cm, mit Patch 55 x 20 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Material: 3-lagig oder 3-lagig mit Patch

Pädiatrie Universal Set, 3-lagig


6/12 699010



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 2 | OP-Abdecktücher sk. 75 x 73 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 175 x 173 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Universal Set Standard, 3-lagig + Patch


5/10 699140



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 2 | OP-Abdecktücher sk. 100 x 100 cm, mit Patch 60 x 19,5 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Laparoskopie Set


4/8 694245



| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm |
| 1 | Kamerabezug 14 x 250 cm mit perforierter Spitze |
| 1 | Laparoskopie-Abdecktuch BARRIER Flex mit integrierten Beinlingen 250/175/270 x 260 cm, mit Patch 40 x 125 cm, Ausschnitt sk. 25 x 30 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Laparoskopie Set Bariatrie


4/8 61450



| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 2 | Klett-Schlauchfixierungen sk. 2,5 x 30 cm |
| 1 | Kamerabezug 14 x 250 cm mit perforierter Spitze |
| 2 | Instrumententaschen sk. 25 x 40 cm |
| 1 | Laparoskopie-Abdecktuch BARRIER Flex 280/230/270 x 335 cm, Ausschnitt sk. 32 x 42 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |


Laparoskopie Rektum Set

4/8 694241



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm |
| 1 | Laparoskopie-Abdecktuch BARRIER Flex 250/175/270 x 260 cm, Ausschnitt sk. 25 x 30 cm und Ausschnitt 13 x 24 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |


Basis Schlitztuch Set, 3-lagig + Patch 6/12 60617



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | Schlitztuch* sk. 230 x 150 cm, mit Patch, Schlitz 7 x 65 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. mit Patch 240 x 175 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Basis Schlitztuch Set II, 3-lagig + Patch 6/12 60618



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | Schlitztuch* sk. 230 x 150 cm, mit Patch, Schlitz 7 x 65 cm |
| 2 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. mit Patch 200 x 240 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |


*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Schlitztuch Set PRIMARY PLUS 4/8 60811



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 1 | Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm |
| 4 | Zellstoff-Tücher 8 x 17 cm |
| 1 | Schlitztuch sk. 225 x 260 cm, mit Patch 20 x 100 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm |


U-Tuch Set, 3-lagig + Patch 5/10 60620



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm |
| 1 | Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch, Schlitz 20 x 102 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. mit Patch 240 x 175 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |


*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Variables Schlitztuch Set (Hals Set) 6/12 697250



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | Schlitztuch (Körper) sk. 175 x 230 cm, Schlitz 20 x 20 cm |
| 1 | Schlitztuch (Kopf) sk. 260 x 150 cm, Schlitz 20 x 65 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |


Struma Set 6/12 697260



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm |
| 1 | Strumatuch sk. 200/280 x 350 cm, Ausschnitt 11 x 11 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).


Strumatuch



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 65011 | Strumatuch 175/250 x 300 cm, mit Patch 50 x 70 cm, Inzisionsbereich sk. 15 x 15 cm | 10/20 |

Varizen Set, 3-lagig + Patch

6/12 61400




| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 2 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch Schlitz 20 x 102 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 240 x 175 cm, mit Patch 19,5 x 55 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 100 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Laparotomie Set, 3-lagig


7/14 697100



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | Laparotomie-Abdecktuch 200 x 315 cm, mit Patch, Ausschnitt sk. 11 x 22 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |


Set für Kleinsteingriffe, 3-lagig

9/18 697600




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 2 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | Lochtuch 200 x 240 cm Ausschnitt sk. 12 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Pädiatrietücher BARRIER Flex




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 61310 | Pädiatrietuch T-Form BARRIER Flex 200/270 x 320 cm, mit Patch 50 x 100 cm, Ausschnitt 10 x 14 cm | 9/18 |




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 61340 | Pädiatrietuch BARRIER Flex 200 x 300 cm, mit Patch 50 x 80 cm, Ausschnitt 12 x 16,5 cm | 14/28 |

Laparotomietücher



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 61330 | Laparotomietuch T-Form 200/270 x 320 cm, mit Patch 50 x 100 cm, Inzisionsbereich 23 x 36 cm | 8/16 |




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 825000 | Laparotomietuch 200 x 315 cm, 3-lagig, mit Patch 70 x 70 cm, Ausschnitt sk. 11 x 22 cm | 12/24 |

Hand Set

6/12

60305




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Hand-Abdecktuch 150/370 x 280 cm, mit Patch 50 x 100 cm, elastische Manschette 3,5 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |

Hand Set PRIMARY PLUS

5/10

63731




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, absorbierend |
| 1 | Hand-Abdecktuch 370/150 x 277 cm, 2-lagig, mit Patch 90 x 50 cm, dehnbarer Bereich 26 x 19 cm, elastische Manschette 3,5 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend |
| 1 | Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm |

Hand Set


5/10

60306



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 1 | Hand-Abdecktuch 150/370 x 280 cm, mit Patch 50 x 100 cm, elastische Manschette 3,5 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |


Hand Abdecktuch



| Art.-Nr. | Stück | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|-------|---|--------|
| 60310 | 1 | Hand-Abdecktuch 150/370 x 280 cm, mit Patch 50 x 100 cm, elastische Manschette 3,5 cm | 7/14 |

PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).


Fuß Set Bilateral, 3-lagig + Patch 5/10 60300



| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | Fuß-Abdecktuch bilateral* 200 x 300 cm, mit Patch 90 x 90 cm, 2 elastische Manschetten 3,5 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |


*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Extremitäten Set PRIMARY PLUS I 7/14 63730



| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, absorbierend |
| 1 | Extremitäten-Abdecktuch 225 x 300 cm, 2-lagig, mit Patch 110 x 50 cm, dehnbarer Bereich 27 x 20 cm, elastische Manschette 3,5 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend |
| 1 | Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm |


Hand-/Fuß Set, 3-lagig + Patch 7/14 60303



| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 1 | Hand-/Fuß-Abdecktuch* 230 x 315 cm, mit Patch 70 x 70 cm, elastische Manschette 3,5 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |


*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Extremitätentücher, Hand-/Fußtücher PRIMARY PLUS



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 63632 | Hand-/Fuß-Abdecktuch 225 x 300 cm, 2-lagig, mit Patch 110 x 50 cm, dehnbarer Bereich 27 x 20 cm, elastische Manschette 3,5 cm | 12/24 |
| 63633 | Extremitäten-Abdecktuch 225 x 300 cm, 2-lagig, mit Patch 110 x 50 cm, dehnbarer Bereich 27 x 20 cm, elastische Manschette 5 cm | 12/24 |
| 63634 | Extremitäten-Abdecktuch 225 x 300 cm, 2-lagig, mit Patch 110 x 50 cm, dehnbarer Bereich 27 x 20 cm, elastische Manschette 7 cm | 12/24 |

Hand-/Fußtücher*, 3-lagig + Patch




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 60308 | Hand-/Fuß-Abdecktuch 150 x 180 cm, mit Patch 70 x 70 cm, elastische Manschette 3,5 cm | 13/52 |
| 60309 | Hand-/Fuß-Abdecktuch 230 x 315 cm, mit Patch 70 x 70 cm, elastische Manschette 3,5 cm | 11/22 |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

Extremitäten Set PRIMARY PLUS II 4/8 60711



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 1 | Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm |
| 2 | Zellstoff-Tücher 8 x 17 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 50 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm |
| 2 | Tischabdecktücher 150 x 190 cm |
| 1 | Extremitäten-Abdecktuch 225 x 300 cm, Ausschnitt 7 cm |


Extremitäten Set 4/8 60206



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm |
| 1 | Extremitäten-Abdecktuch* 200/300 x 320 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Extremitäten Set 5/10 60208



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm |
| 1 | Extremitäten-Abdecktuch* 230 x 315 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Extremitäten Set mit Stockinette 5/10 60209



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |
| 1 | Stockinette 22 x 75 cm |
| 1 | Extremitäten-Abdecktuch* 230 x 315 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Extremitätentücher*



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 60210 | Extremitäten-Abdecktuch 250 x 315 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm | 9/18 |
| 60211 | Extremitäten-Abdecktuch 200 x 300 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm | 11/22 |
| 60212 | Extremitäten-Abdecktuch 230 x 315 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm, eingeschlagen | 10/20 |
| 60213 | Extremitäten-Abdecktuch 230 x 315 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm | 10/20 |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Extremitätentuch T-Form




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 60214 | Extremitäten-Abdecktuch* T-Form 200/300 x 320 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm | 8/16 |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

Knie-Arthroskopie Set I


4/8 60102



| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |
| 1 | Stockinette 22 x 75 cm |
| 1 | Knie-Arthroskopie-Abdecktuch 220 x 320 cm, mit Patch 35,3 x 30 cm, elastische Manschetten 7 cm und 5 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Knie Set Bilateral


5/10 60301



| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | Knie-Abdecktuch* bilateral 200 x 300 cm, mit Patch 90 x 140 cm, 2 elastische Manschetten 7 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Knie-Arthroskopietuch mit Beutel*



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 60105 | Knie-Arthroskopie-Abdecktuch mit Beutel 260/300 x 320 cm, mit Patch 30 x 70 cm, 2 elastische Manschetten 7 und 5 cm, eingeschlagen | 4/8 |

Knie-Arthroskopietuch




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 60104 | Knie-Arthroskopie-Abdecktuch 220 x 320 cm, mit Patch 35 x 30 cm, elastische Manschetten 7 und 5 cm | 5/10 |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Schulter Arthroskopie Set

4/8 60001




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | Stockinette 22 x 75 cm |
| 1 | Schulter-Abdecktuch* sk. 240 x 170 cm, mit Patch 90 x 70 cm, Schlitz 15 x 45 cm |
| 1 | Schlitztuch* 230 x 295 cm, mit Patch 90 x 70 cm, Schlitz 10 x 70 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Schulter Set mit Beutel

4/8 60002




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | Stockinette 22 x 75 cm |
| 1 | Schlitztuch* sk. 230 x 295 cm, mit Patch 90 x 70 cm, Schlitz 10 x 70 cm |
| 1 | Schulter-Abdecktuch 240 x 170 cm mit Saugertasche, Schlitz 15 x 45 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Beach Chair Schulter Set

4/8 60003



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | Stockinette 22 x 75 cm |
| 1 | Beach Chair Schultertuch 400 x 220 cm, elastische Manschette 10 x 10 cm |
| 1 | Schlitztuch sk. (Plastik) 150 x 193 cm, Schlitz 15 x 61 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |


Beach Chair Schultertuch



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 60004 | Beach Chair Schultertuch 400 x 220 cm, elastische Manschette 10 x 10 cm, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel | 5/10 |

Hüft Set, 3-lagig + Patch

4/8 **60603**




| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 3 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch 75 x 90 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |
| 1 | OP-Abdecktuch 90 x 150 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm |
| 1 | Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 7 x 102 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set, 3-lagig + Patch

4/8 **60604**




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 3 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch 75 x 90 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |
| 1 | OP-Abdecktuch 90 x 150 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm |
| 1 | Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 20 x 102 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set mit Stockinette, 3-lagig + Patch

4/8 **60608**




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch 75 x 90 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |
| 1 | Stockinette 32 x 120 cm |
| 1 | Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 20 x 102 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set mit Stockinette, 3-lagig + Patch

4/8 **60609**




| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch 75 x 90 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |
| 1 | Stockinette 32 x 120 cm |
| 1 | Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 7 x 102 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set II, 3-lagig + Patch

5/10 **60613**




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |
| 1 | Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 20 x 102 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set mit Stockinette, 3-lagig + Patch

4/8 **60616**




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch 75 x 90 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |
| 1 | Stockinette 32 x 120 cm |
| 1 | Schlitztuch* sk. 250 x 290 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 20 x 102 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set All-in-One


3/6 60602



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |
| 1 | Stockinette 32 x 120 cm |
| 2 | OP-Abdecktücher sk. 75 x 75 cm |
| 1 | Hüft-Abdecktuch 220/300 x 340 cm, mit Patch 50 x 154 cm, elastische Manschette 18 x 22 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |

Vertikaltuch Set


5/10 903016



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | Vertikal-Abdecktuch 330 x 240 cm, Inzisionsbereich 40 x 30 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |


Vertikaltuch Set

6/12 903026




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | Vertikal-Abdecktuch 240 x 330 cm, Inzisionsbereich 86 x 25 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend |

Vertikaltücher




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 826010 | Vertikal-Abdecktuch 240 x 330 cm, Inzisionsbereich 86 x 25 cm | 7/14 |
| 826020 | Vertikal-Abdecktuch 240 x 330 cm, Inzisionsbereich 40 x 30 cm | 8/16 |
| 80000527 | Vertikal-Abdecktuch II 240 x 320 cm, Inzisionsbereich 60 x 30 cm | 8/16 |

Gynäkologie/Zystoskopie Set, 2-lagig 11/22 **696110**




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 2 | Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm |
| 1 | Lochtuch 75 x 175 cm, Ausschnitt 9 x 15 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Gynäkologie/Zystoskopie Set, 2-lagig 9/18 **902496**




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Gesäftuch 75 x 100 cm |
| 2 | Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm |
| 1 | Lochtuch 75 x 175 cm, Ausschnitt 9 x 15 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Lithotomie Set + Patch 6/12 **61010**




| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Gesäftuch 75 x 100 cm |
| 2 | Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm |
| 1 | Lithotomie-Abdecktuch 75/150 x 170 cm, mit Patch 30 x 70 cm, Ausschnitt sk. 9 x 11 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Gynäkologie Set 6/12 **696810**




| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | Gesäftuch 75 x 100 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 50 x 50 cm |
| 1 | Gynäkologie-Abdecktuch mit Beinlingen 200/270 x 220 cm, Ausschnitt sk. 9 x 13 cm rechts und links |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Gynäkologie Set 6/12 **888113**




| Art.-Nr. | Stück | Beschreibung |
|----------|-------|--|
| | 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| | 2 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| | 1 | Schlauchfixierung sk. 9 x 18 cm |
| | 1 | Gynäkologie-Abdecktuch 60 x 116 cm, Ausschnitt sk. 9 x 11 cm |
| | 1 | OP-Abdecktuch mit Beinlingen 200/270 x 220 cm, Ausschnitt 13 x 24 cm |
| | 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Gynäkologie Set 6/12 **888112**




| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 2 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | Schlauchfixierung sk. 9 x 18 cm |
| 1 | Gynäkologie-Abdecktuch 60 x 116 cm, Ausschnitt sk. 9 x 11 cm, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel |
| 1 | OP-Abdecktuch mit Beinlingen, 200/270 x 220 cm, Ausschnitt 13 x 24 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Gynäkologie Set All-in-One 4/8 **925984**




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm |
| 1 | Gesäftuch 75 x 100 cm |
| 1 | Gynäkologie-Abdecktuch 200/270 x 280 cm, Ausschnitt sk. 9 x 11 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Urologie/Gynäkologie Set 5/10 905020




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | Gesäßtuch 75 x 100 cm |
| 1 | Urologie/Gynäkologie-Abdecktuch 200/355 x 295 cm, Ausschnitt sk. 17/8 x 28 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Laparoskopie-Set Abdo-Perineal 5/10 903020




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 50 x 50 cm |
| 1 | Laparoskopie-Abdecktuch mit Beinlingen, 250/270 cm x 270 cm, Ausschnitt 9 x 13 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Pfannenstiel Set 5/10 694500




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | Pfannenstiel-Abdecktuch 200/250 x 335 cm, Ausschnitt sk. 30 x 16 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Gynäkologie/Laparoskopie Set 5/10 696600



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 2 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm |
| 1 | Laparoskopie-Abdecktuch mit Beinlingen, 250/270 x 270 cm, dreieckiger Ausschnitt sk. 26 x 20 cm und Ausschnitt 7,5 x 13 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |


Gynäkologie Abdecktuch 44/88 888521



| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Gynäkologie-Abdecktuch 60 x 116 cm, Ausschnitt sk. 9 x 11 cm |


Auch in Kombination mit Laparoskopie Rektum Set verwendbar.

Sectio Set mit integrierten Beinlingen 3/6 694145




| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | Babytuch 90 x 120 cm |
| 1 | Sectio-Abdecktuch mit Saugertasche und integrierten Beinlingen 250/175 cm/270 x 270 cm, Inzisionsbereich 38 x 32 cm, Ausschnitt 18 x 16 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Sectio Set für Flachlage All-in-One 4/8 694135




| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | Babytuch 90 x 120 cm |
| 1 | Sectio-Abdecktuch mit Saugertasche 175/250 x 305 cm, Inzisionsbereich 38 x 32 cm, Ausschnitt 18 x 16 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Entbindungs-Set, 3-lagig + Patch 5/10 695000




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 2 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | Gesäftuch 85 x 120 cm, mit Flüssigkeitsauffangbeutel |
| 1 | Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm (2 Stück) |
| 1 | Babytuch 100 x 100 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch 75 x 90 cm, 2-lagig |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, mit Patch 35 x 20 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Babytuch




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 610434 | Babytuch 100 x 100 cm, steril Viskose/Polyester-Vliesstoff | 30/60 |

TUR Set mit integriertem Beutel 7/14 888222




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm |
| 1 | Schlauchfixierung sk. 9 x 18 cm |
| 1 | TUR-Abdecktuch 175/270 x 180 cm mit Beutel, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm Fingerling zur Palpation |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

TUR Set mit integriertem Beutel 9/18 888224




| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm |
| 1 | Schlauchfixierung sk. 9 x 18 cm |
| 1 | TUR-Abdecktuch 175/270 x 180 cm mit Beutel, Sieb und Ablaufschlauch, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm Fingerling zur Palpation |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

TUR Set mit integriertem Sieb 9/18 888225




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm |
| 1 | Schlauchfixierung sk. 9 x 18 cm |
| 1 | TUR-Abdecktuch 175/270 x 180 cm mit Sieb, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm, Fingerling zur Palpation |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

TUR Set mit integriertem Beutel 5/10 888226




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm |
| 1 | Schlauchfixierung sk. 9 x 18 cm |
| 1 | TUR-Abdecktuch 175/270 x 240 cm mit Beutel, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm, Fingerling zur Palpation |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Zystoskopie Set 15/30 80974401




| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 2 | Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm |
| 1 | Lochtuch 75 x 175 cm, Ausschnitt 9 x 15 cm |
| 1 | Einschlagpapier 90 x 90 cm |

TUR Set 10/20 696310




| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 2 | Lithotomie Beinlinge 75 x 120 cm |
| 1 | TUR-Abdecktuch 75 x 175 cm, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 6 cm Fingerling zur Palpation |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

TUR Set mit Sieb 7/14 65800



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 2 | Lithotomie Beinlinge 75 x 120 cm |
| 1 | TUR-Abdecktuch mit Sieb 100/152 x 220 cm, mit Patch, Ausschnitt 9 x 18 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |


Nephroskopietch 65810



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 65810 | Nephroskopietch 175 x 300 cm mit Saugertasche, eingeschlagen, Inzisionsbereich mit Ausschnitt 5 cm | 6/12 |


Cardiovascular Set

3/6 694640




| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 6 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |
| 1 | Sauger-/Diathermiebeutel 38 x 33 cm |
| 2 | Klett-Schlauchfixierungen 2,5 x 30 cm |
| 3 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 2 | Füßlinge grün, 36 x 28 cm |
| 2 | Füßlinge transparent, 36 x 28 cm |
| 2 | OP-Abdecktücher sk. 75 x 75 cm |
| 1 | Schlitztuch 200 x 260 cm mit integrierter Perinealabdeckung, Schlitz sk. 20 x 102 cm |
| 1 | Thoraxtuch 200/300 x 330 cm, mit Patch 50 x 140 cm, Inzisionsbereich 32 x 40 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 240 cm absorbierend |

Schlitztuch mit Perinealabdeckung



| Art-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------|--|--------|
| 824700 | Schlitztuch 200 x 260 cm mit integrierter Perinealabdeckung, Schlitz sk. 20 x 102 cm | 12/24 |


Thoraxtuch



| Art-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------|---|--------|
| 824600 | Thoraxtuch 200/300 x 330 cm, mit Patch 50 x 140 cm, Inzisionsbereich 32 x 40 cm | 6/12 |

Hybrid Cardiovascular Set


4/8 61800



| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |
| 2 | OP-Abdecktücher sk. 75 x 75 cm |
| 1 | Hybrid Cardiovasculartuch 240/300 x 450 cm, mit Patch 90 x 220 cm, Inzisionsbereiche 60 x 40 cm und 15 x 27 cm (2) |

Angiographie Set


6/12 65213



| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Angiographietuch 240 x 320 cm, mit Patch 90 x 110 cm, 2 Ausschnitte sk. 6 x 9 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |


Angiographie Set

5/10 698220




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Angiographietuch 240 x 370 cm, Verstärkung 70 x 70 cm, 2 Ausschnitte sk. 7 x 10 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 50 x 50 cm |
| 1 | Allzwecküberzug 140 cm Durchmesser |
| 1 | Absorptionsunterlage 34 x 50 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Angiographietuch BARRIER Flex




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 65211 | Angiographietuch BARRIER Flex 240 x 370 cm, mit Patch 90 x 220 cm, 2 Ausschnitte sk. 6 x 9 cm | 8/16 |

Angiographietuch



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 65212 | Angiographietuch 115 x 150 cm, mit Patch 70 x 70 cm, Ausschnitt sk. 6 cm | 24/48 |


Angiographietuch



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 828300 | Angiographietuch 240 x 370 cm, mit Patch 70 x 70 cm, 2 Ausschnitte sk. 7 x 10 cm | 9/18 |


Kraniotomie Set

5/10 **888142**




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 2 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 4 | OP-Abdecktücher sk. 50 x 50 cm |
| 1 | Kraniotomie-Abdecktuch 230 x 300 cm, mit Saugertasche, Inzisionsbereich 30 x 20 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Kraniotomietuch




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 888342 | Kraniotomie-Abdecktuch 230 x 300 cm, mit Saugertasche, Inzisionsbereich 30 x 20 cm | 8/16 |

Kraniotomietuch




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 888442 | Kraniotomie-Abdecktuch 280 x 295 cm, mit Saugertasche, Inzisionsbereich 30 x 20 cm | 9/18 |

HNO/Dental Set 22/44 306480




- | Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Dentaltuch 100 x 150 cm, 3-lagig, Ausschnitt 13 x 9,5 cm |
| 2 | Schlauch-/Kameraüberzüge inkl. Klebetape 8 x 120 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 75 x 90 cm |

Dental Set 16/32 694000




- | Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Dentaltuch 150 x 150 cm, 3-lagig, Ausschnitt 10 x 14 cm |
| 2 | Schlauch-/Kameraüberzüge inkl. Klebetape 8 x 120 cm |
| 2 | OP-Abdecktücher, 2-lagig, 45 x 75 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 75 x 90 cm |

HNO Set, 3-lagig + Patch 7/14 65000



- | Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch 75 x 90 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm |
| 1 | Schlitztuch* sk. 150 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 7 x 65 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |


HNO Schlitztuch Set 7/14 697000



- | Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch 150 x 175 cm |
| 1 | Schlitztuch sk., 3-lagig, 150 x 125 cm, Schlitz 7 x 45 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |


*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

HNO Lochtuch Set 8/16 697640




- | Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Lochtuch sk. 200 x 240 cm, Ausschnitt 7 cm |
| 2 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Kopf Set mit Turban 6/12 696940



- | Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 1 | Kopf-Abdecktuch 150 x 175 cm, Turban 100 x 106 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |


HNO Set 4/8 1218



- | Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 1 | Kopf-Abdecktuch 150 x 94 cm, Turban 128 x 79 cm |
| 1 | Nahtbeutel 16 x 28 cm |
| 1 | Schlitztuch sk., 3-lagig, 200 x 290 cm, Schlitz 7 x 65 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbierend |


Ophthalmologie Set

8/16 903286




| Stück | Beschreibung |
|-------|--|
| 1 | Mesoft 10 x 20 cm |
| 1 | Inzisionsfolie 10 x 14 cm, Inzisionsbereich 10 x 11 cm |
| 1 | Ophthalmologie-Abdecktuch 150 x 180 cm, mit Auffangbeutel, Ausschnitt 7 x 5 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend |

Ophthalmologietuch mit Inzisionsfolie




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|--------------|---|--------|
| 85602 | Ophthalmologie-Abdecktuch 150 x 300 cm, mit Auffangbeutel, Inzisionsbereich 10 x 8 cm | 10/20 |

Ophthalmologietuch




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|--------------|--|--------|
| 85603 | Ophthalmologie-Abdecktuch 150 x 180 cm, mit Auffangbeutel, Ausschnitt 7 x 5 cm | 14/28 |

Ophthalmologietuch BARRIER Flex




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|--------------|--|--------|
| 85604 | Ophthalmologie-Abdecktuch BARRIER Flex 150 x 195 cm, mit Auffangbeutel, Ausschnitt 6,5 x 3,5 cm, transparenter Kopfbereich | 14/28 |

Ophthalmologietuch mit Inzisionsfolie




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 85601 | Ophthalmologie-Abdecktuch 115 x 100 cm, Inzisionsbereich 8 x 19 cm | 20/40 |

Ophthalmologietuch BARRIER Flex




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 85609 | Ophthalmologie-Abdecktuch BARRIER Flex 75 x 85 cm, Ausschnitt 6,5 x 3,5 cm | 44/88 |

Ophthalmologietuch mit Inzisionsfolie




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 85613 | Ophthalmologie-Abdecktuch 140 x 150 cm, mit Auffangbeutel, Inzisionsbereich 10 x 8 cm, flache Faltung | 14/28 |

Ophthalmologietuch BARRIER Flex




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 85615 | Ophthalmologie-Abdecktuch BARRIER Flex 140 x 150 cm, Ausschnitt 19 x 6 cm | 16/32 |

Ophthalmologietuch mit Inzisionsfolie




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 85618 | Ophthalmologie-Abdecktuch 140 x 150 cm, mit Auffangbeutel, Inzisionsbereich 10 x 8 cm, Buchfaltung | 16/32 |

Instrumententischbezug




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 610601 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend | 25/75 |

Instrumententischbezug verstärkt




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 610900 | Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend | 20/60 |

Tischabdecktuch PRIMARY




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|--------------|--|--------|
| 63690 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 2-lagig | 30/60 |

Tischabdecktuch Standard



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|--------------|--|--------|
| 80100 | Tischabdecktuch 100 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend | 40/80 |
| 80150 | Tischabdecktuch 150 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend | 30/60 |
| 80170 | Tischabdecktuch 150 x 170 cm, 75 x 170 cm absorbierend | 27/54 |
| 80190 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend | 22/44 |
| 80210 | Tischabdecktuch 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbierend | 21/42 |

Tischabdecktuch verstärkt




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|--------------|--|--------|
| 85190 | Tischabdecktuch verstärkt 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend | 15/30 |

PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

Material: 2-lagig oder 2-lagig mit Patch


ISCC OP-Abdecktuch, 2-lagig



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|--------------|--|--------|
| 60530 | ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch 75 x 90 cm | 38/228 |




OP-Abdecktücher, 2-lagig




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|-----------------|-------------------------------|--------|
| 800330 | OP-Abdecktuch 37,5 x 45 cm | 40/240 |
| 800430 | OP-Abdecktuch 45 x 75 cm | 25/150 |
| 80649015 | OP-Abdecktuch 90 x 150 cm | 18/72 |

OP-Abdecktuch PRIMARY




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|--------------|--------------------------------------|--------|
| 63619 | OP-Abdecktuch 90 x 75 cm, 2-lagig | 45/90 |

OP-Abdecktücher selbstklebend PRIMARY



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|--------------|--|--------|
| 63611 | OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, 2-lagig | 42/84 |
| 63612 | OP-Abdecktuch sk. 75 x 100 cm, 2-lagig | 33/66 |
| 63613 | OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, 2-lagig | 60/120 |
| 63614 | OP-Abdecktuch sk. 100 x 100 cm, 2-lagig | 70/140 |
| 63615 | OP-Abdecktuch sk. 180 x 150 cm, 2-lagig | 26/52 |
| 63616 | OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig | 22/44 |

OP-Abdecktücher selbstklebend PRIMARY PLUS




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|--------------|---|--------|
| 63603 | OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm | 33/66 |
| 63604 | OP-Abdecktuch sk. 120 x 100 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm | 60/120 |
| 63605 | OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm | 22/44 |
| 63606 | OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm | 20/40 |
| 63607 | OP-Abdecktuch sk. 300 x 180 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm | 13/26 |

PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

Material: 3-lagig oder 3-lagig mit Patch


ISCC OP-Abdecktücher selbstklebend, 3-lagig



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 60500 | ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm | 35/210 |
| 60677 | ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm | 32/192 |




ISCC OP-Abdecktuch selbstklebend, 3-lagig + Patch



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 60800 | ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, mit Patch 50 x 20 cm | 45/90 |




OP-Abdecktücher, 3-lagig




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|----------------------------|--------|
| 777900 | OP-Abdecktuch 90 x 150 cm | 30/60 |
| 778000 | OP-Abdecktuch 150 x 175 cm | 18/36 |
| 778100 | OP-Abdecktuch 150 x 240 cm | 14/28 |

OP-Abdecktücher selbstklebend, 3-lagig + Patch




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 706800 | OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, mit Patch 50 x 20 cm | 45/90 |
| 66520 | OP-Abdecktuch sk. 120 x 100 cm, mit Patch 90 x 20 cm | 22/44 |

OP-Abdecktücher selbstklebend, 3-lagig




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------------------------|--------|
| 777400 | OP-Abdecktuch sk. 175 x 150 cm | 18/36 |
| 777600 | OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm | 16/32 |
| 778200 | OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm | 9/18 |
| 920496 | OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm | 18/36 |

OP-Abdecktuch selbstklebend, 3-lagig + Patch




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 66540 | OP-Abdecktuch sk. 260 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm, Schlauchfixierungen und durchgehendem Kleberand | 13/26 |

OP-Abdecktücher selbstklebend, 3-lagig




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 706300 | OP-Abdecktuch sk. 75 x 50 cm | 50/300 |
| 706400 | OP-Abdecktuch sk. 50 x 50 cm | 65/390 |
| 706500 | OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm | 35/210 |
| 706700 | OP-Abdecktuch sk. 75 x 100 cm | 28/168 |
| 706900 | OP-Abdecktuch sk. 100 x 100 cm | 43/86 |
| 707500 | OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, Doppelpack | 34/204 |
| 906677 | OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm | 32/192 |

Gesäßtuch




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 828900 | Gesäßtuch 75 x 100 cm, Unterlegtuch mit steriler Schutz- kante, eignet sich z. B. für alle Eingriffe in Steinschnittlage | 44/88 |

Gesäßtuch mit Auffangbeutel



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|------------|---|--------|
| 229 | Gesäßtuch mit Auffangbeutel 85 x 120 cm, mit Patch 50 x 35 cm | 20/40 |

Perineal-Abdeckung




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|--------------|---------------------------------|---------|
| 63062 | Perinealabdeckung 20 x 42 cm | 105/210 |

Perineal Set


20/40

706200




| Stück | Beschreibung |
|-------|---|
| 1 | Perineal-Abdecktuch 75 x 120 cm, Ausschnitt 8 x 12 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 75 x 90 cm |

absorbierendes Pad selbstklebend




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--------------------------------------|--------|
| 706100 | absorbierendes Pad sk. 55 x 70 cm | 40/80 |

Extremitäten-Vorbereitungstuch




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 80006214 | Extremitäten-Vorbereitungstuch 120 x 150 cm, Schlitz 10 x 36 cm | 15/30 |

Schlitztuch selbstklebend




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 2750 | Schlitztuch 150 x 193 cm PE-Folie, Schlitz sk. 15 x 61 cm | 18/36 |

Schlitztuch selbstklebend, 3-lagig




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 778900 | Schlitztuch 150 x 125 cm, Schlitz sk. 7 x 45 cm | 15/60 |

Schlitztücher selbstklebend PRIMARY PLUS



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 63650 | Schlitztuch sk. 200 x 260 cm, 2-lagig, mit Patch 75 x 100 cm, Schlitz 7 x 100 cm | 13/26 |
| 63651 | Schlitztuch sk. 225 x 260 cm, 2-lagig, mit Patch 75 x 140 cm, Schlitz 20 x 100 cm | 11/22 |


Schlitztücher selbstklebend*, 3-lagig + Patch



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 60502 | Schlitztuch 200 x 150 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz sk. 7 x 65 cm | 10/40 |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Schlitztücher selbstklebend*, 3-lagig + Patch




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 60503 | Schlitztuch 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz sk. 7 x 102 cm | 14/28 |
| 60504 | Schlitztuch 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz sk. 20 x 102 cm | 14/28 |
| 60506 | Schlitztuch 200 x 290 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz sk. 7 x 102 cm | 12/24 |

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

Lochtücher selbstklebend PRIMARY




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 63621 | Lochtuch 90 x 75 cm, 2-lagig, Ausschnitt 9 x 6 cm oval | 36/72 |
| 63623 | Lochtuch 50 x 60 cm, 2-lagig, Ausschnitt 8 x 6 cm oval | 90/180 |
| 63624 | Lochtuch 120 x 150 cm, 2-lagig, Ausschnitt sk. 7 x 5 cm oval | 58/116 |

Lochtücher selbstklebend




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 708840 | Lochtuch 120 x 150 cm, Ausschnitt sk. 5 x 7 cm oval | 16/32 |
| 708850 | Lochtuch 150 x 180 cm, Ausschnitt sk. 5 x 15 cm oval | 28/56 |
| 708860 | Lochtuch 200 x 240 cm, Ausschnitt sk. 12 cm rund | 17/34 |
| 904622 | Lochtuch 45 x 75 cm, Ausschnitt sk. 7 cm rund | 15/90 |
| 904624 | Lochtuch 75 x 90cm, Ausschnitt sk. 7 cm rund | 10/60 |
| 906542 | Lochtuch 75 x 90 cm, Ausschnitt sk. 6 x 8 cm oval | 40/80 |
| 906693 | Lochtuch 50 x 60 cm, Ausschnitt sk. 6 x 8 cm oval | 75/150 |




| | | |
|--------|---|-------|
| 706610 | Lochtuch 100 x 125 cm, Ausschnitt 11 cm sk., 45 cm vom oberen Rand | 20/40 |
| 708870 | Lochtuch 200 x 280 cm, Ausschnitt 15 cm sk., 114 cm vom oberen Rand | 15/30 |
| 708880 | Lochtuch 200 x 280 cm, Ausschnitt 14 x 14cm sk., 124 cm vom oberen Rand | 14/28 |
| 935569 | Lochtuch 120 x 150 cm, Ausschnitt 5 x 7 cm, sk., oval, 65 cm vom oberen Rand | 18/36 |

Lochtücher selbstklebend, variabel PRIMARY




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 63628 | Lochtuch sk. 75 x 50 cm, 2-lagig, variabel | 56/112 |
| 63629 | Lochtuch sk. 100 x 75 cm, 2-lagig, variabel | 36/72 |

Lochtücher selbstklebend




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------------------------------|--------|
| 706620 | Lochtuch sk. variabel 50 x 75 cm | 42/84 |
| 706630 | Lochtuch sk. variabel 75 x 100 cm | 30/60 |

Lochtuch selbstklebend PRIMARY



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 63625 | Lochtuch 75 x 80 cm, 2-lagig, Ausschnitt 6 x 15 cm oval | 48/96 |


Epiduraltuch selbstklebend



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 906540 | Epiduraltuch 60 x 75 cm, Ausschnitt sk. 6 x 9,5 cm oval | 50/100 |


PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

Lochtuch mit Inzisionsfolie selbstklebend



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|-----------------|--|--------|
| 84521200 | Lochtuch 120 x150 cm, Ausschnitt sk. Inzisionsfolie 7,5 cm, eingeschlagen | 22/44 |


Lochtuch



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 906544 | Lochtuch 50 x 60 cm, Ausschnitt 6 x 8 cm oval | 70/140 |




OP-Tape




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|---------|
| 381035 | OP-Tape 9 x 49 cm | 100/400 |
| 381045 | OP-Tape 9 x 49 cm, Doppelpack | 120/480 |

Klett-Schlauchfixierungen




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|-----------------|--|--------|
| 708131 | Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm | 50/200 |
| 80006076 | Klett-Schlauchfixierung 5 x 15 cm | 50/200 |

Luxationsbeutel




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|-----------------|--|--------|
| 84541230 | Luxationsbeutel 75 x 120 cm eingeschlagen | 16/32 |

Saugertasche transparent selbstklebend




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 706035 | Saugertasche sk. 40 x 35 cm 1 Kammer | 30/120 |

Saugertasche transparent selbstklebend




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 707035 | Saugertasche sk. 40 x 35 cm 2 Kammern | 30/120 |

Bohrschlauch-Halterung




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|-----------------|--|--------|
| 80003113 | Bohrschlauch-Halterung 90 x 92 cm, 70 x 50 cm absorbierend | 12/48 |

Instrumententasche transparent, 3 Kammern




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 705860 | Instrumententasche sk. 30 x 50 cm 3 Kammern | 35/70 |

Stockinetten




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---------------------------------|--------|
| 611105 | Stockinette kurz 22 x 75 cm | 22/44 |
| 611205 | Stockinette lang 32 x 120 cm | 14/28 |

Stockinetten




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 273 | Stockinette mittel 23 x 107 cm, mit Baumwollstrumpf | 6/24 |
| 269 | Stockinette kurz 23 x 71 cm, mit Baumwollstrumpf | 10/20 |
| 274 | Stockinette groß 31 x 122 cm, mit Baumwollstrumpf (vormals 86530880) | 5/20 |

Lithotomie-Beinlinge




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 610930 | Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm 2-lagiges Laminat, Doppelpack | 36/72 |

Füßlinge, transparent




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|---------|
| 691005 | Füßlinge, 36 x 28 cm, Doppelpack (66 Paar pro IV) für eine verbesserte Kontrolle der Blutzirkulation | 132/264 |

Armlenkenbezug



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 80002120 | Armlenkenbezug 35 x 73 cm, Doppelpack | 32/64 |


Hockerbezug PRIMARY



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|-----------------------------------|--------|
| 63056 | Hockerbezug PRIMARY 70 x 75 cm | 25/50 |


PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

Schlauch-/Kameraüberzüge




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 705740 | Überzug 8 x 120 cm, flache Spitze | 30/180 |
| 705750 | Überzug 14 x 250 cm, flache Spitze | 15/90 |

Kamerabezüge




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 705820 | Kamerabezug 14 x 250 cm, perforierte Spitze | 20/120 |
| 705830 | Kamerabezug 18 x 250 cm, elastische Spitze | 15/90 |

Schlauch-/Kameraüberzug




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 63047 | Überzug, perforierte Spitze, 14 x 254 cm, mit Einführhilfe | 80/160 |

Allzwecküberzug, rechteckig




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 63013 | Allzwecküberzug, rechteckig 90 x 75 cm | 15/30 |

Allzwecküberzüge




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---------------------------------------|--------|
| 63010 | Allzwecküberzug Durchmesser 75 cm | 18/36 |
| 63011 | Allzwecküberzug Durchmesser 90 cm | 22/44 |
| 63012 | Allzwecküberzug Durchmesser 140 cm | 11/22 |

Röntgenkassettenbezug




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|-------------------------------------|--------|
| 705856 | Röntgenkassettenbezug 60 x 60 cm | 35/70 |

C-Bogen-Bezug Bildwandler




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|--------------|---|--------|
| 63048 | C-Bogen-Bezug Bildwandler halbsseitige Abdeckung 117 x 183 cm | 38/76 |

Mikroskop-Bezug Zeiss MD




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 705960 | Mikroskop-Bezug Objektiv 65 mm 117 x 305 cm | 8/16 |

C-Bogen-Bezug Bildwandler




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 705852 | C-Bogen-Bezug Bildwandler Komplettbezug 152 x 265 cm | 9/18 |

Ultraschallkopfbezug




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 706004 | Ultraschallkopfbezug 13 x 236 cm breite Spitze | 30/120 |

Lampengriffüberzug Universal




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|--------------|--|--------|
| 63049 | Lampengriffüberzug Universal, geeignet für alle handelsüblichen Lampengriffe Durchmesser 4,5 cm, Länge 15 cm | 40/80 |

Inzisionsfolien




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 801526 | Inzisionsfolie 15 x 26 (15 x 20) cm | 30/120 |
| 803026 | Inzisionsfolie 30 x 26 (30 x 20) cm | 25/100 |
| 804040 | Inzisionsfolie 40 x 40 (40 x 34) cm | 20/80 |
| 804555 | Inzisionsfolie 45 x 55 (45 x 49) cm | 15/60 |
| 805680 | Inzisionsfolie 56 x 80 (56 x 74) cm | 10/40 |

Schulter-Saugertasche selbstklebend




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 5217 | Schulter-Saugertasche sk. 81 x 86 cm, Schlitz 15 x 52 cm | 8/16 |

Sectio-Flüssigkeitsauffangbeutel




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 832000 | Sectio-Flüssigkeitsauffangbeutel 100 x 80 cm, Inzisionsbereich 38 x 32 cm | 10/20 |

Knie-Arthroskopiebeutel




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 69200 | Knie-Arthroskopiebeutel 60 x 120 cm, Manschette 7 cm und 5 cm elastisch, eingeschlagen | 9/18 |

Flüssigkeitsauffangbeutel




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 831200 | Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschluss und integriertem Sieb 50 x 50 cm | 7/14 |

Flüssigkeitsauffangbeutel



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 5218 | Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschluss und integriertem Sieb 50 x 60 cm | 8/16 |

Spezial-Vliesstoff-Bauchtücher weiß*



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 187605 | Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch, weiß, 10 x 60 cm, steril, 5 Stück | 40/240 |
| 187705 | Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch, weiß, 30 x 30 cm, steril, 5 Stück | 30/180 |
| 187802 | Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch, weiß, 40 x 40 cm, steril, 2 Stück | 24/144 |
| 187805 | Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch, weiß, 40 x 40 cm, steril, 5 Stück | 25/150 |
| 187902 | Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch, weiß, 40 x 60 cm, steril, 2 Stück | 16/96 |

*Mit Röntgen-Kontrastfaden.

Spezial-Vliesstoff-Bauchtücher grün*



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 187722 | Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch, grün, 30 x 30 cm, steril, 2 Stück | 30/180 |
| 187822 | Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch, grün, 40 x 40 cm, steril, 2 Stück | 24/144 |
| 187922 | Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch, grün, 40 x 60 cm, steril, 2 Stück | 16/96 |

*Mit Röntgen-Kontrastfaden.

Spezial-Vliesstoff-Bauchtücher mit Schlaufe weiß *



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 187812 | Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch mit Schlaufe, weiß, 40 x 40 cm, steril, 2 Stück | 24/144 |
| 187912 | Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch mit Schlaufe, weiß, 40 x 60 cm, steril, 2 Stück | 16/96 |

*Mit Röntgen-Kontrastfaden.

Spezial-Vliesstoff-Bauchtücher mit Schlaufe grün*



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 187832 | Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch mit Schlaufe, grün, 40 x 40 cm, steril, 2 Stück | 24/144 |
| 187835 | Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch mit Schlaufe, grün, 40 x 40 cm, steril, 5 Stück | 25/150 |
| 187932 | Spezial-Vliesstoff-Bauchtuch mit Schlaufe, grün, 40 x 60 cm, steril, 2 Stück | 16/96 |

*Mit Röntgen-Kontrastfaden.



BARRIER® OP-Bekleidung

BARRIER OP-Mäntel bieten zuverlässigen Schutz des Personals sowohl bei kurzen Eingriffen mit geringem Flüssigkeitsaufkommen als auch bei langen Eingriffen mit hohem bis sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen. Die OP-Mäntel der Leistungsstufe "High Performance" sind im kritischen Ärmel- und Frontbereich mit einer Polyethylenfolie verstärkt oder ganzflächig undurchlässig, um den Schutz vor Kontaminationen für das OP-Personal zu erhöhen.³⁵

Dank des atmungsaktiven Materials bieten BARRIER OP-Mäntel bei längeren Eingriffen ein hohes Komfortlevel.³⁵

Unsere BARRIER Bereichskleidung wurde entwickelt, um gleichzeitig Schutz und Sicherheit für die Patient*innen als auch Komfort für das medizinische Fachpersonal zu gewährleisten.³⁵ Das umfangreiche Sortiment an Einwegbereichskleidung und Thermojacken bietet Frische und Sicherheit jeden Tag.³⁸ Einwegbereichskleidung trägt weiterhin zur Infektionskontrolle im Krankenhaus bei.²


Reinraumbekleidung ist nach EN 13795 ein Medizinprodukt. Sie sorgt für eine effektive Infektionskontrolle³ und reduziert das Risiko einer bakteriellen Kontamination über die Luft durch Freisetzung von Hautpartikeln des Personals in die Umgebung.

BARRIER Medizinische Masken (OP-Masken) werden aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt. Sie bieten hohe Filtereigenschaften und teilweise einen Spritzschutz.^{4,35}

Mölnlycke bietet noch weitere Ergänzungsprodukte für die Sicherheit und den Komfort des OP-Personals an, z.B. Bekleidungsprodukte, wie Schutzmäntel und -schürzen.

OP-Mäntel aus SMS-Material

BARRIER OP-Mantel Primary




| SCHUTZ | KOMFORT |
|--------|---------|
| | |



Für leichten Schutz und Einfachheit

- SMS-Material für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Schulterfalten und nach vorne versetzte Ärmel ermöglichen eine flexible Bewegung
- Ohne alkoholabweisende Beschichtung
- Erhältlich in der unverstärkten Variante (SP)³⁹

BARRIER OP-Mantel Primary Plus




| SCHUTZ | KOMFORT |
|--------|---------|
| | |



Für Rundum-Schutz und Komfort

- Flüssigkeitsabweisendes SMS Material für mittellange Eingriffe mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Schulterfalten und nach vorne versetzte Ärmel ermöglichen eine flexible Bewegung
- Alkoholabweisende Beschichtung
- Erhältlich in den Varianten verstärkt (HP) und unverstärkt (SP)³⁹

BARRIER OP-Mantel Ultimate



| SCHUTZ | KOMFORT |
|--------|---------|
| | |




Für ultimativen Schutz und Komfort

- Material ermöglicht hohen Tragekomfort
- Maximale Atmungsaktivität
- Stark flüssigkeitsabweisendes SMS-Material für erhöhten Schutz
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Alkoholabweisende Beschichtung
- Erhältlich in den Varianten verstärkt (HP) und unverstärkt (SP)³⁹

OP-Mäntel aus Spunlace-Material

BARRIER OP-Mantel Classic SP




| SCHUTZ | KOMFORT |
|--------|---------|
| | |



Für hohen Tragekomfort

- Material ermöglicht hohen Tragekomfort
- Flüssigkeitsabweisendes Spunlace Material für Eingriffe mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Alkoholabweisende Beschichtung
- Erhältlich in der unverstärkten Variante (SP)³⁹

BARRIER OP-Mantel Classic HP (FSC-zertifiziert)



| SCHUTZ | KOMFORT |
|--------|---------|
| | |




Für hohen Tragekomfort mit FSC-Zertifizierung

- Material aus FSC-zertifiziertem Papier
- Behandeltes Material für erhöhte Resistenz gegen Flüssigkeiten mit geringer Oberflächenspannung (Blut)
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Erhältlich in der verstärkten Variante (HP)³⁹

OP-Mäntel aus Laminat

BARRIER OP-Mantel FPP*



| SCHUTZ | KOMFORT |
|--------|---------|
| | |



Für das Plus an Schutz

- Undurchlässig für Körperflüssigkeiten über die gesamte Oberfläche für hohen Schutz
- Leichtes, atmungsaktives Material für gute Wärmeregulierung
- Mikroporen beugen der Schweißbildung vor, während die Polyethylenfolie Flüssigkeitspenetration verhindert
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit

* Fluid Protection Plus

Die Wahl des richtigen OP-Mantels ergibt sich aus der Kombination von Schutz und Komfort

OP-Mäntel wurden zum Schutz von Patient*innen und Personal vor Kreuzkontamination entwickelt. Daher ist die Schutzfunktion bei der Auswahl eines geeigneten OP-Mantels unerlässlich. Doch auch der Komfort ist ein wichtiger Faktor. Denn ein unbequemer OP-Mantel kann den Erfolg eines kompletten Eingriffs gefährden.

Ein Material, das atmungsaktiv und flexibel ist, ermöglicht dem Personal, konzentriert zu arbeiten. Ergonomische Details verbessern den Sitz des OP-Mantels und bieten höhere Bewegungsfreiheit.



Unsere sterilen, eingriffsspezifischen Produkte sind für einen schnellen, einfachen und aseptischen Einsatz gefaltet.

Mölnlycke Health Care vereint mehrere ergonomische Elemente in den BARRIER® OP-Mänteln*, zum Beispiel:



Schulterfalten



Der Schnitt der Ärmel ist kompatibel mit Biogel® OP-Handschuhen und verhindert das Rutschen von Handschuhen




Ergonomische Passform ermöglicht Bewegungsfreiheit

* Primary, Primary Plus, Ultimate, FPP und Classic


Wählen Sie den richtigen OP-Mantel für den richtigen Eingriff

Unser Sortiment wurde entwickelt, um die optimale Kombination aus Schutz und Komfort für verschiedene Eingriffe anzubieten – von kurzen Eingriffen mit geringem Risiko bis hin zu langen Eingriffen mit hohem Flüssigkeitsaufkommen. Alle BARRIER OP-Mäntel entsprechen der DIN EN 13795. Primary Plus, Ultimate, Classic und FPP erfüllen zudem auch AAMI 1, 2 oder 3. Die Wahl des Mantels hängt ab von dem anstehenden Eingriff und den spezifischen Anforderungen in der klinischen Kontrolle.^{39, 40}



- SCHUTZANFORDERUNGEN**
- Flüssigkeitsmenge
 - Eingriffsdauer


- KOMFORTANFORDERUNGEN**
- Atmungsaktivität
 - Design und Passform
 - Breites Größenangebot

OP-Mäntel Primary Standard


| Art.-Nr. | Beschreibung | I/V/SK |
|---------------|--|--------|
| 560200 | 119 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L | -/40 |
| 560201 | 134 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L | -/36 |
| 560202 | 129 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL | -/36 |
| 560203 | 144 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L | -/32 |
| 560204 | 145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L | -/32 |
| 560205 | 157 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL | -/32 |
| 560206 | 165 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XXL | -/32 |
| 560100 | 119 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L | -/40 |
| 560101 | 134 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L | -/36 |
| 560102 | 129 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL | -/36 |
| 560103 | 144 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L | -/32 |
| 560104 | 145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-L | -/32 |
| 560105 | 157 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-XL | -/32 |
| 560106 | 165 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-XXL | -/32 |

OP-Mantel aus SMS Material für alle kleineren, weniger komplexen Eingriffe, die von kürzerer Dauer sind und bei denen weniger Flüssigkeit anfällt. Die wirtschaftliche Lösung für den stationären und ambulanten Bereich.

OP-Mäntel Primary Plus Standard



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 580200 | 119 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L | 20/40 |
| 580201 | 134 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L | 18/36 |
| 580202 | 129 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL | 18/36 |
| 580203 | 144 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L | 16/32 |
| 580204 | 145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L | 16/32 |
| 580205 | 157 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL | 16/32 |
| 580206 | 165 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XXL | 16/32 |
| 580100 | 119 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L | 20/40 |
| 580101 | 134 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L | 18/36 |
| 580102 | 129 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL | 18/36 |
| 580103 | 144 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L | 16/32 |
| 580104 | 145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-L | 16/32 |
| 580105 | 157 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-XL | 16/32 |
| 580106 | 165 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-XXL | 16/32 |

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für hohen Schutz bei Eingriffen mit geringem bis mittleren Flüssigkeitsaufkommen. Ermöglicht hohen Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die universelle Lösung mit gutem Komfort und hoher Sicherheit.

OP-Mäntel Primary Plus verstärkt



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 590200 | 119 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L | 18/36 |
| 590201 | 134 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L | 16/32 |
| 590202 | 129 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL | 16/32 |
| 590203 | 144 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L | 14/28 |
| 590204 | 145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L | 14/28 |
| 590205 | 157 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL | 14/28 |
| 590100 | 119 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L | 18/36 |
| 590101 | 134 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L | 16/32 |
| 590102 | 129 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL | 16/32 |
| 590103 | 144 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L | 14/28 |
| 590104 | 145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-L | 14/28 |
| 590105 | 157 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-XL | 14/28 |

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für hohen Schutz bei Eingriffen mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Ermöglicht hohen Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die undurchlässige und atmungsaktive Verstärkung sorgt für hohen Schutz im kritischen Bereich. Die universelle Lösung mit gutem Komfort und hoher Sicherheit.

ISCC OP-Mäntel Primary Plus Standard



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 583100 | 119 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L | 20/40 |
| 583101 | 134 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L | 18/36 |
| 583102 | 129 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL | 18/36 |
| 583103 | 144 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L | 16/32 |
| 583104 | 145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-L | 16/32 |
| 583105 | 157 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-XL | 16/32 |
| 583106 | 165 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-XXL | 16/32 |



Die ISCC-zertifizierte Version des OP-Mantel Primary Plus unterstützt die Produktion nachhaltiger Materialien und die Kreislaufwirtschaft. Dies führt zu nachhaltigen Verbesserungen bei der Reduzierung von CO₂-Äquivalenten. OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für hohen Schutz bei Eingriffen mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Ermöglicht hohen Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die universelle Lösung mit gutem Komfort und hoher Sicherheit.

ISCC OP-Mäntel Primary Plus verstärkt



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 593100 | 119 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L | 18/36 |
| 593101 | 134 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L | 16/32 |
| 593102 | 129 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL | 16/32 |
| 593103 | 144 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L | 14/28 |
| 593104 | 145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-L | 14/28 |
| 593105 | 157 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-XL | 14/28 |
| 593106 | 165 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-XXL | 14/28 |



Die ISCC-zertifizierte Version des OP-Mantel Primary Plus unterstützt die Produktion nachhaltiger Materialien und die Kreislaufwirtschaft. Dies führt zu nachhaltigen Verbesserungen bei der Reduzierung von CO₂-Äquivalenten. OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für hohen Schutz bei Eingriffen mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Ermöglicht hohen Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die undurchlässige und atmungsaktive Verstärkung sorgt für hohen Schutz im kritischen Bereich. Die universelle Lösung mit gutem Komfort und hoher Sicherheit.

OP-Mäntel Ultimate Standard


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 680102 | 119 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L | 18/36 |
| 680103 | 134 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L | 16/32 |
| 680104 | 129 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL | 16/32 |
| 680105 | 144 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L | 16/32 |
| 680106 | 145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L | 14/28 |
| 680003 | 134 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L | 16/32 |
| 680005 | 144 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L | 16/32 |
| 680006 | 145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-L | 14/28 |


OP-Wickelmantel aus hoch flüssigkeitsabweisendem und leistungsstarkem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für einen hohen Schutz bei Eingriffen mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Ultimativer Tragekomfort durch atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die Premium Lösung mit hoher Sicherheit und hohem Komfort. Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.

OP-Mäntel Ultimate verstärkt


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 690102 | 119 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L | 16/32 |
| 690103 | 134 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L | 14/28 |
| 690104 | 129 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL | 14/28 |
| 690105 | 144 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L | 14/28 |
| 690106 | 145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L | 12/24 |
| 690107 | 165 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL | 12/24 |
| 690003 | 134 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L | 14/28 |
| 690005 | 144 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L | 14/28 |
| 690006 | 145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-L | 12/24 |

OP-Wickelmantel aus hoch flüssigkeitsabweisendem und leistungsstarkem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für einen hohen Schutz bei Eingriffen mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsaufkommen. Ultimativer Tragekomfort durch atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die großzügige, undurchlässige und atmungsaktive Verstärkung sorgt für hohen Schutz im kritischen Bereich. Die Premium Lösung mit hoher Sicherheit und hohem Komfort. Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.


OP-Bindemäntel Classic Standard



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 640102 | 120 cm, 1 Handtuch, ohne Einschlagpapier, L | 22/44 |
| 640103 | 141 cm, 1 Handtuch, ohne Einschlagpapier, XL-L | 20/40 |

OP-Bindemantel aus flüssigkeitsabweisendem Spunlace Material als Standard in Schutz und Sicherheit. Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Material. Die fehlende Überlappung im Rücken sorgt für hohen thermischen Komfort.


OP-Mäntel Classic Standard



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 650102 | 121 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L | 20/40 |
| 650104 | 131 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L | 20/40 |
| 650108 | 132 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL | 18/36 |
| 650110 | 145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L | 18/36 |
| 650114 | 148 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L | 18/36 |
| 650113 | 161 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL | 16/32 |
| 650105 | 131 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L | 22/44 |
| 650111 | 145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L | 18/36 |


OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem Spunlace Material bietet hohen Schutz und Komfort für Eingriffe mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Hoher Tragekomfort durch textilähnliches, atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Der Klassiker mit hoher Sicherheit und hohem Komfort. Vakuumverpackt plus zusätzliche Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.

OP-Mäntel FSC Classic verstärkt



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 860101 | 121 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L | 18/36 |
| 860103 | 131 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L | 18/36 |
| 860106 | 132 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL | 16/32 |
| 860108 | 145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L | 16/32 |
| 860110 | 148 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L | 16/32 |
| 860111 | 161 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL | 16/32 |
| 860102 | 131 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L | 18/36 |
| 860105 | 132 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL | 18/36 |
| 860107 | 145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L | 18/36 |


OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem Spunlace Material bietet hohen Schutz und Komfort für Eingriffe mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsaufkommen. Hoher Tragekomfort durch textilähnliches, atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die großzügige, undurchlässige und atmungsaktive Verstärkung sorgt für hohen Schutz im kritischen Bereich. Der Klassiker mit hoher Sicherheit und hohem Komfort. Vakuumverpackt plus zusätzliche Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.

OP-Mäntel FPP*


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 670103 | 131 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L | 30/60 |
| 670105 | 145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L | 28/56 |
| 670107 | 148 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L | 26/52 |
| 670106 | 161 cm 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL | 26/52 |

Ganzflächiger flüssigkeitsundurchlässiger OP-Wickelmantel, gefertigt aus einem leichten, flüssigkeitsundurchlässigen und dennoch atmungsaktiven Material für Eingriffe mit intensivem Flüssigkeitsaufkommen oder für Hochrisikoeingriffe. Vakuumverpackt für eine sichere, hygienische und platzsparende Lagerung.


*FPP = Fluid Protection Plus

OP-Mäntel FSC Classic Urologie


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 870301 | 141 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L | 16/32 |
| 870302 | 160 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL | 16/32 |



Der OP-Mantel Urologie besteht im Front- und Ärmelbereich aus flüssigkeitsundurchlässiger PE-Folie für hohen Schutz bei urologischen Eingriffen mit hohem Flüssigkeitsaufkommen. Durch den weiten Schnitt besonders für urologische Eingriffe im Sitzen geeignet. Das offene Rückenteil sorgt für zusätzlichen Komfort. Vakuumverpackt für eine sichere, hygienische und platzsparende Lagerung.

Armschützer


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 623501 | 48 cm lang, mit Ärmelbund, einzeln verpackt | 40/80 |



BARRIER® Bereichskleidung

Frische und Reinheit - Tag für Tag

Sie und Ihr Team vollbringen jeden Tag Höchstleistungen und verdienen OP-Bereichskleidung, die immer frisch, hygienisch und außerordentlich tragefreundlich ist.³⁸

Hohe Qualität und Sicherheit

Unsere BARRIER Bereichskleidung ist ein CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt und wird mit fusselfreiem Material hergestellt. Unser Produktions- und Verpackungsprozess gewährleistet höchste und zuverlässige Qualität - zu jeder Zeit.³⁸

Eine Studie zeigt, dass BARRIER Bereichskleidung eine geringere Durchdringung mit Trockenbakterien aufweist als die getesteten wiederverwendbaren Produkte.⁴¹

Komfort ist Kopfsache

Unser BARRIER OP-Hauben Sortiment bietet Ihnen eine große Auswahl an unterschiedlichen Modellen und Materialqualitäten.

Sicherheit, die Raum zum Atmen lässt

Wählen Sie die passende OP-Maske für Ihre individuellen Bedürfnisse.

Umweltfreundlich

Eine Ökobilanz zeigt, dass BARRIER Einweg-Bereichskleidung im Vergleich zu wiederverwendbarer Bereichskleidung eine geringere Umweltbelastung in Bezug auf geringere CO₂-Emissionen und Eutrophierung aufweist.⁴²

OP-Haube Annie



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|---------|
| 621500 | Barett, farblich sortiert (grün/ weiß/ blau), Gr. L | 150/600 |
| 621825 | Barett, grün, Gr. L | 150/600 |
| 621835 | Barett, weiß, Gr. L | 150/600 |
| 621715 | Barett, blau, Gr. M | 150/600 |
| | M = 50 cm L = 53 cm | |

OP-Haube Charlotte



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|-----------------------------|--------|
| 620900 | Patientenhaube, weiß, Gr. M | -/200 |
| | M = 50 cm | |

OP-Haube Flott



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|---------|
| 42013 | Barett, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material | 100/400 |



OP-Haube Flair



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 42113 | mit Mittelnaht, grün, speziell für volles Haar, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material | 60/480 |



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|---------|
| 70042013 | Barett, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material | 100/400 |

Alle OP-Hauben sind unsteril.

OP-Haube Tuck



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|---------|
| 620100 | Astronautenhaube, auch für längeres Haar geeignet, grün | 120/960 |

OP-Haube Glenn



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 620200 | Astronautenhaube mit Schweißband im Stirnbereich, mit Kragen, auch für längeres Haar geeignet, grün | 40/200 |

OP-Haube All Pro



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 42074 | Astronautenhaube mit Schweißband, grün, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material | 70/560 |

OP-Haube All



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|---------|
| 42072 | Astronautenhaube, blau, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material | 120/960 |
| 42073 | Astronautenhaube, grün, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material | 120/960 |



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 42076 | Astronautenhaube mit Schweißband und Kragen, grün, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material | 50/400 |

Alle OP-Hauben sind unsteril.

OP-Haube Kosack



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|---------|
| 621000 | mit elastischem Nackenband, auch für längeres Haar geeignet, grün | 120/960 |
| 621001 | mit elastischem Nackenband, auch für längeres Haar geeignet, violett | 120/960 |

OP-Haube Flory



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|---------|
| 620500 | Schwesterschleier, mit variablem Stirnbereich und Bindebändern grün/röÙe | 100/500 |

OP-Haube Chic



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|---------|
| 42033 | Schwesterschleier mit variablem Stirnbereich und Bindebändern, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material | 100/800 |

OP-Haube Commodus



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 622010 | mit integriertem Schweißband, blau/grün/weiß | 60/480 |

OP-Haube Top



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|---------|
| 42093 | mit elastischem Nackenband, grün, speziell für langes Haar, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material | 120/960 |

OP-Haube Peggy



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|---------|
| 621700 | mit elastischem Nackenband, grün, speziell für langes Haar | 120/960 |

OP-Haube Elast



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|----------|
| 42062 | Schiffchenform, blau, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material | 150/1200 |
| 42063 | Schiffchenform, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material | 150/1200 |

OP-Haube Jack



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|----------------------|----------|
| 620300 | Schiffchenform, grün | 150/1200 |

Alle OP-Hauben sind unsteril.

Haubenübersicht

| Art.-Nr. | Artikelname | Farbe | latexfrei | Schweißband | mit Gummizug | Barettform | Astronautenform | Astronautenf. mit Kragen | Sonstige | elast. Nackenband | langes Haar |
|---------------------------|------------------------------|---------|-----------|-------------|--------------|------------|-----------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------|
| Barettform | | | | | | | | | | | |
| 620900 | OP-Haube Charlotte | weiß | • | • | • | | | | | | |
| 621500 | OP-Haube Annie, farbl. sort. | g/w/b | • | • | • | | | | | | • |
| 621715 | OP-Haube Annie | blau | • | • | • | | | | | | • |
| 621825 | OP-Haube Annie | grün | • | • | • | | | | | | • |
| 621835 | OP-Haube Annie | weiß | • | • | • | | | | | | • |
| 42013 | OP-Haube Flott | grün | | • | • | | | | | | • |
| 70042013 | OP-Haube Flott | grün | • | • | • | | | | | | • |
| 42113 | OP-Haube Flair, Mittelnaht | grün | | • | • | | | | | | • |
| Astronautenform | | | | | | | | | | | |
| 620100 | OP-Haube Tuck | grün | • | | | | • | | | | • |
| 620200 | OP-Haube Glenn | grün | • | • | | | | • | | | • |
| 42072 | OP-Haube All | blau | • | | | | • | | | | • |
| 42073 | OP-Haube All | grün | • | | | | • | | | | • |
| 42074 | OP-Haube All Pro | grün | • | • | | | • | | | | • |
| 42076 | OP-Haube All Pro | grün | • | • | | | | • | | | • |
| Special / Sonstige | | | | | | | | | | | |
| 620300 | OP-Haube Jack | grün | • | | | | | | • | | |
| 621700 | OP-Haube Peggy | grün | • | • | | | | | | • | • |
| 621000 | OP-Haube Kosack | grün | • | • | | | | | | • | • |
| 621001 | OP-Haube Kosack | violett | • | • | | | | | | • | • |
| 620500 | OP-Haube Flory | grün | • | | | | | | • | | • |
| 42062 | OP-Haube Elast | blau | • | | | | | | • | | |
| 42063 | OP-Haube Elast | grün | • | | | | | | • | | |
| 42093 | OP-Haube Top | grün | | • | | | | | | • | • |
| 622010 | OP-Haube Commodus | b/g/w | • | • | • | | | | | • | |
| 42033 | OP-Haube Chic | grün | • | | | | | | • | | • |

Alle OP-Hauben sind unsteril.

OP-Maske Standard mit Ohrschlaufen



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------------|--------|
| 4301 | Ohrschlaufen, grün | 50/600 |
| 4311 | Ohrschlaufen, blau | 50/600 |

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



OP-Maske Standard mit Bindebändern



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|-------------------|--------|
| 4302 | Bindebänder, grün | 50/600 |
| 4312 | Bindebänder, blau | 50/600 |

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------------|--------|
| 657200 | Ohrschlaufen, blau | 50/600 |

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|-------------------|--------|
| 657000 | Bindebänder, blau | 60/360 |

OP-Maske mit extra langen Bindebändern, einem Innenvlies und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------------|--------|
| 42270 | Ohrschlaufen, blau | 50/500 |

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|-------------------|--------|
| 42280 | Bindebänder, blau | 60/600 |
| 42290 | Bindebänder, grün | 60/600 |

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Alle OP-Masken sind latexfrei und unsteril.

OP-Maske Standard mit Bindebändern



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 4230 | OP-Maske aus Zellulose, mit Bindebändern, blau | 60/600 |

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|-------------------|--------|
| 4330 | Bindebänder, blau | 50/600 |

OP-Maske mit extra langen Bindebändern, einem Innenvlies und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



OP-Maske Standard mit Bindebändern



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|----------------------------------|--------|
| 4239 | Bindebänder, aus Zellulose, grün | 60/600 |

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 428901 | OP-Maske aus Zellulose, mit Bindebändern und kurzem Nasenbügel, antifog, grün | 70/700 |

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Alle OP-Masken sind latexfrei und unsteril.

OP-Maske Special



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|-----------------------------------|--------|
| 658200 | Ohrschlaufen mit Formhalter, grün | 50/500 |

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 657100 | Bindebänder, extrabreite Maske für Barträger, blau | 60/360 |

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|-------------|--|--------|
| 4231 | OP-Maske aus Zellulose, mit Bindebändern, antifog, mit Schaumstoff, blau | 60/600 |

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Mit gepolstertem Nasenbügel. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 658300 | OP-Maske für empfindliche Haut mit Bindebändern, Formhalter, weiß | 60/600 |

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Für besonders empfindliche Haut geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.




OP-Maske Special



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 658000 | Bindebänder mit Formhalter, grün | 60/600 |
| 658010 | Bindebänder mit Formhalter, antifog, grün | 60/600 |

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|--|--------|
| 428801 | OP-Maske aus Zellulose, mit extra langen Bindebändern und kurzem Nasenbügel, antifog, grün | 70/700 |

OP-Maske mit einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Alle OP-Masken sind latexfrei und unsteril.

OP-Maske Extra Protection



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 4232 | OP-Maske aus Zellulose, mit Bindebändern, antifog, spritzfest, Visier, blau | 50/200 |

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Wirkungsvolles 4-Lagen-Design garantiert eine effiziente Barriere gegenüber bakteriellen Kontaminationen. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Geeignet für alle Eingriffe mit hohem bis sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II R bestehen aus einem 4-Lagen-Design.



OP-Maske Extra Protection



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 4236 | OP-Maske aus Zellulose, mit Bindebändern, antifog, spritzfest, violett | 50/500 |

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Wirkungsvolles 4-Lagen-Design garantiert eine effiziente Barriere gegenüber bakteriellen Kontaminationen. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Geeignet für alle Eingriffe mit hohem bis sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II R bestehen aus einem 4-Lagen-Design.



Partikelfiltrierende Halbmasken
(entspricht EN 149:2001 für Atemschutzmasken und EN 14683 für Medizinische Gesichtsmasken)

Filtrierende Halbmaske



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 42902 | FFP1 Maske mit gelben Gummibändern, weiß | 20/200 |

Die Mölnlycke FFP Masken nach EN 149:2001 dienen zum Schutz des Personals vor krankheitserregender Aerosole. Sie schließen um Mund und Nase sicher ab und garantieren einen festen Sitz. Darüber hinaus sind sie nach EN 14683 als Medizinische Gesichtsmaske zertifiziert.

Filtrierende Halbmaske



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|--------|
| 42904 | FFP2 Maske mit blauen Gummibändern, weiß | 20/200 |

Die Mölnlycke FFP Masken nach EN 149:2001 dienen zum Schutz des Personals vor krankheitserregender Aerosole. Sie schließen um Mund und Nase sicher ab und garantieren einen festen Sitz. Darüber hinaus sind sie nach EN 14683 als Medizinische Gesichtsmaske zertifiziert.

Alle OP-Masken sind latexfrei und unsteril.

Maskenübersicht

| Art.-Nr. | Artikelname | Ohrschlaufe | Bindeband | Lagen | Farbe | antifog | weiß/ohne Druckfarbe | Formhalter | Visier | gepolsterter Nasenbügel |
|--|------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|----------------------|------------|--------|-------------------------|
| OP-Masken Standard Typ II (entspricht EN 14683 für Medizinische Gesichtsmasken) | | | | | | | | | | |
| 4301 | OP-Maske Basic | • | | 3-lagig | grün | | | | | |
| 4311 | OP-Maske Basic | • | | 3-lagig | blau | | | | | |
| 657200 | OP-Maske Standard | • | | 3-lagig | blau | | | | | |
| 42270 | OP-Maske Standard | • | | 3-lagig | blau | | | | | |
| 428901 | OP-Maske Standard | | • | 3-lagig | grün | • | | | | |
| 4302 | OP-Maske Basic | | • | 3-lagig | grün | | | | | |
| 4312 | OP-Maske Basic | | • | 3-lagig | blau | | | | | |
| 657000 | OP-Maske Standard | | • | 3-lagig | blau | | | | | |
| 42280 | OP-Maske Standard | | • | 3-lagig | blau | | | | | |
| 42290 | OP-Maske Standard | | • | 3-lagig | grün | | | | | |
| 4230 | OP-Maske Standard | | • | 3-lagig | blau | | | | | |
| 4239 | OP-Maske Standard | | • | 3-lagig | grün | | | | | |
| 4330 | OP-Maske Standard | | • | 3-lagig | blau | | | | | |
| OP-Masken Special Typ II (entspricht EN 14683 für Medizinische Gesichtsmasken) | | | | | | | | | | |
| 657100 | OP-Maske Special | • | | 3-lagig | blau | | | • | | |
| 658200 | OP-Maske Special | | • | 3-lagig | grün | | | • | | |
| 658000 | OP-Maske Special | | • | 3-lagig | grün | • | | • | | |
| 658010 | OP-Maske Special | | • | 3-lagig | grün | • | | | | • |
| 4231 | OP-Maske Special | | • | 3-lagig | blau | | • | • | | |
| 658300 | OP-Maske Special | | • | 3-lagig | weiß | • | | | | |
| 428801 | OP-Maske Special | | | 3-lagig | grün | | | | | |
| OP-Masken Extra Protection Typ II R (entspricht EN 14683 für Medizinische Gesichtsmasken) | | | | | | | | | | |
| 4232 | OP-Maske Extra Protection | | • | 4-lagig | blau | • | | | | |
| 4236 | OP-Maske Extra Protection | | | 4-lagig | violett | | | | | |
| Partikelfiltrierende Halbmasken (entspricht EN 149:2001 und EN 14683) | | | | | | | | | | |
| 42902 | Filtrierende Halbmaske, FFP1 | | | | weiß | | | | | |
| 42904 | Filtrierende Halbmaske, FFP2 | | | | weiß | | | | | |

Alle OP-Masken sind latexfrei und unsteril.

Bereichskleidung und Reinraumbekleidung im Überblick

„Mein OP-Team hat sehr gute Erfahrungen mit der Bereichskleidung von Mölnlycke gemacht.“

Prof. Dr. Jürgen Beck, stellvertretender medizinischer Leiter
Inselspital Bern, Schweiz



Reinraumbekleidung

Auf Funktionalität ausgelegt mit mehreren großen Taschen. Die absorbierende Innenseite erhöht den Tragekomfort. Lieferbar in Größen von S bis XXXL. Trägt zur Generierung ultrareiner Luft bei^{10,11,12,13} und verringert KbE und Partikelzahl signifikant.¹⁰ Dies ist besonders wichtig bei Eingriffen in der Orthopädie und Pädiatrie sowie bei Implantationen.



Bereichskleidung Unisoft®

Das Unisoft®-Material bietet hohen Tragekomfort in modischem Design. Ausgestattet mit ergonomisch platzierten Taschen. Umfangreiche Größenauswahl von S bis XXXXL. Einzel verpackte Oberteile und Hosen ermöglichen eine individuelle Größenauswahl.



Bereichskleidung Basic

Aus Vlies in Unisex-Design. Lieferbar in sechs Größen von S bis XL. Scheren- und Kugelschreiberhalter in einer der drei praktischen Taschen auf dem Oberteil.

Bereichskleidung Shirt Basic, grün




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|-----------------|--------|
| 839109 | Shirt, grün, S | -/45 |
| 839209 | Shirt, grün, M | -/45 |
| 839309 | Shirt, grün, L | -/45 |
| 839409 | Shirt, grün, XL | -/45 |

Bereichskleidung Tunnelzughose Basic, grün




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|-------------------------|--------|
| 839509 | Tunnelzughose, grün, S | -/45 |
| 839609 | Tunnelzughose, grün, M | -/45 |
| 839709 | Tunnelzughose, grün, L | -/45 |
| 839809 | Tunnelzughose, grün, XL | -/45 |

Bereichskleidung Set (Shirt und Hose) Basic, in 2 Farben



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|-----------------------------|--------|
| 836009 | Shirt und Hose, blau, XS | -/50 |
| 836109 | Shirt und Hose, blau, S | -/45 |
| 836209 | Shirt und Hose, blau, M | -/45 |
| 836309 | Shirt und Hose, blau, L | -/45 |
| 836409 | Shirt und Hose, blau, XL | -/45 |
| 832109 | Shirt und Hose, violett, S | -/45 |
| 832209 | Shirt und Hose, violett, M | -/45 |
| 832309 | Shirt und Hose, violett, L | -/45 |
| 832409 | Shirt und Hose, violett, XL | -/45 |

Bereichskleidung Gummizughose Unisoft, grün



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|--------------|-------------------------|--------|
| 18920 | Gummizughose, grün, S | -/48 |
| 18930 | Gummizughose, grün, M | -/48 |
| 18940 | Gummizughose, grün, L | -/48 |
| 18950 | Gummizughose, grün, XL | -/48 |
| 18960 | Gummizughose, grün, XXL | -/48 |

Bereichskleidung Shirt Unisoft in 2 Farben



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|--------------|--------------------|--------|
| 18600 | Shirt, grün, XS | -/48 |
| 18610 | Shirt, grün, S | -/48 |
| 18620 | Shirt, grün, M | -/48 |
| 18630 | Shirt, grün, L | -/48 |
| 18640 | Shirt, grün, XL | -/48 |
| 18650 | Shirt, grün, XXL | -/48 |
| 18660 | Shirt, grün, XXXL | -/48 |
| 18670 | Shirt, grün, XXXXL | -/48 |
| 21600 | Shirt, blau, XS | -/48 |
| 21610 | Shirt, blau, S | -/48 |
| 21620 | Shirt, blau, M | -/48 |
| 21630 | Shirt, blau, L | -/48 |
| 21640 | Shirt, blau, XL | -/48 |
| 21650 | Shirt, blau, XXL | -/48 |
| 21660 | Shirt, blau, XXXL | -/48 |
| 21670 | Shirt, blau, XXXXL | -/48 |

Bereichskleidung Tunnelzughose Unisoft in 2 Farben



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|--------------|----------------------------|--------|
| 18700 | Tunnelzughose, grün, XS | -/48 |
| 18710 | Tunnelzughose, grün, S | -/48 |
| 18720 | Tunnelzughose, grün, M | -/48 |
| 18730 | Tunnelzughose, grün, L | -/48 |
| 18740 | Tunnelzughose, grün, XL | -/48 |
| 18750 | Tunnelzughose, grün, XXL | -/48 |
| 18760 | Tunnelzughose, grün, XXXL | -/48 |
| 18770 | Tunnelzughose, grün, XXXXL | -/48 |
| 21700 | Tunnelzughose, blau, XS | -/48 |
| 21710 | Tunnelzughose, blau, S | -/48 |
| 21720 | Tunnelzughose, blau, M | -/48 |
| 21730 | Tunnelzughose, blau, L | -/48 |
| 21740 | Tunnelzughose, blau, XL | -/48 |
| 21750 | Tunnelzughose, blau, XXL | -/48 |
| 21760 | Tunnelzughose, blau, XXXL | -/48 |
| 21770 | Tunnelzughose, blau, XXXXL | -/48 |

Thermojacke Basic, grün



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|-----------------------|--------|
| 832010 | Thermojacke, grün, S | -/30 |
| 832020 | Thermojacke, grün, M | -/30 |
| 832030 | Thermojacke, grün, L | -/30 |
| 832040 | Thermojacke, grün, XL | -/30 |

Thermojacke Basic, blau



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|-----------------------|--------|
| 831010 | Thermojacke, blau, S | -/30 |
| 831020 | Thermojacke, blau, M | -/30 |
| 831030 | Thermojacke, blau, L | -/30 |
| 831040 | Thermojacke, blau, XL | -/30 |

Thermojacke Unisoft, grün



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|-------------------------|--------|
| 18001 | Thermojacke, grün, S | -/48 |
| 18010 | Thermojacke, grün, M | -/48 |
| 18020 | Thermojacke, grün, L | -/48 |
| 18030 | Thermojacke, grün, XL | -/48 |
| 18040 | Thermojacke, grün, XXL | -/48 |
| 18050 | Thermojacke, grün, XXXL | -/48 |

Thermojacke Unisoft, blau



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|-------------------------|--------|
| 28000 | Thermojacke, blau, S | -/48 |
| 28010 | Thermojacke, blau, M | -/48 |
| 28020 | Thermojacke, blau, L | -/48 |
| 28030 | Thermojacke, blau, XL | -/48 |
| 28040 | Thermojacke, blau, XXL | -/48 |
| 28050 | Thermojacke, blau, XXXL | -/48 |

Reinraumbekleidung, Shirt


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 842100 | Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, S | -/26 |
| 842200 | Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, M | -/22 |
| 842300 | Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, L | -/20 |
| 842400 | Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, XL | -/18 |
| 842500 | Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, XXL | -/18 |
| 842600 | Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, XXXL | -/16 |

Reinraumbekleidung, Tunnelzughose


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|---------------|---|--------|
| 843100 | Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, S | -/26 |
| 843200 | Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, M | -/22 |
| 843300 | Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, L | -/20 |
| 843400 | Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, XL | -/18 |

Schutzmantel unsteril



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|-----------------------------|--------|
| 1901 | 114 cm lang, gelb, L | -/50 |
| 1903 | 114 cm lang, grün, L | -/50 |
| 1904 | 114 cm lang, weiß, L | -/50 |
| 1905 | 114 cm lang, dunkelblau, L | -/50 |
| 1921 | 127 cm lang, gelb, XL | -/50 |
| 1923 | 127 cm lang, grün, XL | -/50 |
| 1924 | 127 cm lang, weiß, XL | -/50 |
| 1925 | 127 cm lang, dunkelblau, XL | -/50 |

Schutzmantel unsteril, mit Strickbündchen




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|-----------------------|--------|
| 19055 | 114 cm lang, blau, L | -/50 |
| 19255 | 127 cm lang, blau, XL | -/45 |

Schutzmantel steril



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|----------------------|--------|
| 616650 | 119 cm lang, blau, L | 26/52 |

Schutzmantel unsteril, undurchlässig



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|-----------------------|--------|
| 1931 | 124 cm lang, gelb, L | -/50 |
| 1932 | 124 cm lang, blau, L | -/50 |
| 1933 | 142 cm lang, gelb, XL | -/40 |
| 1934 | 142 cm lang, blau, XL | -/40 |

Einwegschrürze




| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--|---------|
| 613000 | 2-lagiges Laminat 115 x 75 cm, weiß | -/200 |
| 613100 | 2-lagiges Laminat 145 x 75 cm, weiß | -/150 |
| 613350 | Polyethylen 140 x 81 cm, weiß | 100/500 |

BARRIER® EasyWarm®



BARRIER® EasyWarm® ist eine aktiv selbstwärmende Einwegdecke, die vor, während und nach der Operation zur Verhinderung von unbeabsichtigten perioperativen Hypothermien eingesetzt werden kann⁵⁴. Sie verfügt über 12 Wärmepads, die aktiviert werden, sobald die Decke aus der Verpackung genommen und der Luft ausgesetzt wird. Die Decke wärmt sich innerhalb von 30 Minuten vollständig auf und hält die Temperatur bis zu 10 Stunden lang aufrecht. Durch die Vorwärmung der Patient:innen mit BARRIER EasyWarm für etwa 30 Minuten vor der Operation wird der anfängliche Abfall der Körperkerntemperatur reduziert, der bei der Einleitung der Anästhesie normalerweise auftritt⁵⁴.

Patienten-Wärmedecke



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|----------------------------|--------|
| 629999 | Vliesstoff 130 x 190 cm | -/20 |



Patienten-Wärmedecke EasyWarm



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 629900 | Aktiv selbstwärmende Patientendecke, 92 x 152 cm, mit 12 luftaktivierten Wärmepads (13 x 10 cm), die in Taschen auf der Oberfläche integriert sind. | -/10 |


Patienten-Wärmedecke EasyWarm+



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|---|--------|
| 629910 | Aktiv selbstwärmende Patientendecke in 2-teiligem Design, 110/150 x 200 cm, mit 12 luftaktivierten Wärmepads (13 x 10 cm), die in Taschen auf der Oberfläche integriert sind. | -/7 |

Biogel® OP-Handschuhe und Biogel® Tech Sortiment

Ihre Hände verdienen das Beste™



Wenn das Behandlungsergebnis in Ihren Händen liegt, brauchen Sie diese Hände, um ihr Bestes zu geben. Die innovativen Handschuhlösungen von Biogel® ermöglichen es Ihnen, Ihr gesamtes berufliches Können einzusetzen und gleichzeitig Ihr wertvollstes Werkzeug zu schützen.

Biogel Handschuhe setzen den Maßstab in Bezug auf Qualität und Tastempfinden.¹⁴ Sie bieten nicht nur eine hervorragende Schutzbarriere,¹⁵⁻¹⁸ sondern befähigen Chirurg*innen, exakt zu arbeiten.^{19,20}

Wie gut Ihre Handschuhe auch sein mögen: wenn die Passform nicht stimmt, ist Ihre Leistung beeinträchtigt. Deswegen bieten wir für Hände, die gesund bleiben sollen und Situationen, denen Anwender*innen tagtäglich begegnen, die passenden Biogel Handschuhe - sowohl in Bezug auf die Größe als auch auf das Einsatzgebiet!

Biogel Handschuhe weisen einen äußerst geringen Fehleranteil von weniger als 0,2 % auf (bezogen auf die durchschnittliche Gesamtzahl der Löcher, die in Wasserhaltetests im Laufe eines Jahres gemessen wurden) und können dank des niedrigen Endotoxin-Levels (< 20 EU/Paar) das Risiko postoperativer Komplikationen senken.^{23,24} Zudem bieten die Indikatoren von Biogel die beste Perforationserkennung der Branche - bis zu 97 % der Perforationen können dadurch erkannt werden.^{21,22}

Ihre Hände sind in allen entscheidenden Momenten für Sie da. Schenken Sie Ihnen deshalb den bestmöglichen Schutz!

Jetzt QR-Code scannen und mehr erfahren:



Biogel®

Ihre Hände verdienen das Beste™



Mölnlycke®



Hervorragend doppelwandig

Das Biogel® Indicator System bietet die beste Perforationserkennung^{21,22}



Doppelte Behandschuhung sorgt dafür, dass auch kleinste Risse und Perforationen im OP-Handschuh schnell erkannt werden – und sich damit das Infektionsrisiko nachweislich reduzieren lässt.²⁵⁻²⁷

Dreifach sicher

Eindeutig^{21,28-34}

Durch die einzigartige Farbtechnologie der Innenhandschuhe werden Perforationen und kleinste Schnitte eindeutig sichtbar

Schnell^{21,28-34}

Beschädigungen der patentierten Handschuhe fallen bereits nach kürzester Zeit auf, da sich an der Schadstelle sofort eine signifikante Verfärbung bildet

Auffällig^{21,28-34}

Die Verfärbung dehnt sich markant aus und ist auch aus der Distanz gut zu erkennen – z. B. für OP-Assistent*innen


Eine Studie hat gezeigt, dass das Biogel Indicator System

bis zu **97%** aller Perforationen erkennen kann.^{21,28-34}

Biogel Eclipse® Indicator® System
607


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|----------------|
| 60755 | Größe 5,5 | 25 x 2/100 x 2 |
| 60760 | Größe 6 | 25 x 2/100 x 2 |
| 60765 | Größe 6,5 | 25 x 2/100 x 2 |
| 60770 | Größe 7 | 25 x 2/100 x 2 |
| 60775 | Größe 7,5 | 25 x 2/100 x 2 |
| 60780 | Größe 8 | 25 x 2/100 x 2 |
| 60785 | Größe 8,5 | 25 x 2/100 x 2 |

Steriles, puderfreies Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation aus Latex mit Biogel-Innenbeschichtung. System: Ein Paar grüne Innenhandschuhe (1/2 Nummer größer) und ein Paar strohfarbene Außenhandschuhe. Empfohlen für chirurgische Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko.

Biogel Eclipse®
751


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 75155 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 75160 | Größe 6 | 50/200 |
| 75165 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 75170 | Größe 7 | 50/200 |
| 75175 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 75180 | Größe 8 | 50/200 |
| 75185 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 75190 | Größe 9 | 40/160 |

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung für verbessertes Tastempfinden. Für bessere Griffbarkeit ist die Handschuhoberfläche leicht angestumpft. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet, die ein höheres Tastempfinden erfordern.

Biogel Eclipse® Indicator® Underglove
732


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 73255 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 73260 | Größe 6 | 50/200 |
| 73265 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 73270 | Größe 7 | 50/200 |
| 73275 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 73280 | Größe 8 | 50/200 |
| 73285 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 73290 | Größe 9 | 40/160 |

Steriler, puderfreier, grüner OP-Innenhandschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung aus Latex. Der Biogel Eclipse Indicator Underglove ist für alle chirurgischen Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko und auch zur alleinigen Verwendung geeignet.

Biogel® Surgeons
822


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 82255 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 82260 | Größe 6 | 50/200 |
| 82265 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 82270 | Größe 7 | 50/200 |
| 82275 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 82280 | Größe 8 | 50/200 |
| 82285 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 82290 | Größe 9 | 40/160 |

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet.

Biogel® M
823


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 82355 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 82360 | Größe 6 | 50/200 |
| 82365 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 82370 | Größe 7 | 50/200 |
| 82375 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 82380 | Größe 8 | 50/200 |
| 82385 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 82390 | Größe 9 | 40/160 |

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Mikrogeraute Handschuhoberfläche für hohe Griffsicherheit und optimale Kontrolle bei der Instrumentenführung. Für alle mikrochirurgischen Eingriffe geeignet.

Biogel® Super-Sensitive
825


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 82555 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 82560 | Größe 6 | 50/200 |
| 82565 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 82570 | Größe 7 | 50/200 |
| 82575 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 82580 | Größe 8 | 50/200 |
| 82585 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 82590 | Größe 9 | 40/160 |

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern.

Biogel® PI Indicator® System
414



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|----------------|
| 41455 | Größe 5,5 | 25 x 2/100 x 2 |
| 41460 | Größe 6 | 25 x 2/100 x 2 |
| 41465 | Größe 6,5 | 25 x 2/100 x 2 |
| 41470 | Größe 7 | 25 x 2/100 x 2 |
| 41475 | Größe 7,5 | 25 x 2/100 x 2 |
| 41480 | Größe 8 | 25 x 2/100 x 2 |
| 41485 | Größe 8,5 | 25 x 2/100 x 2 |

Steriles, puderfreies, synthetisches Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. System: Ein Paar blaue Innenhandschuhe (1/2 Nummer größer) und ein Paar strohfarbene Außenhandschuhe. Empfohlen für chirurgische Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko.

Biogel® PI UltraTouch®
409


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 40955 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 40960 | Größe 6 | 50/200 |
| 40965 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 40970 | Größe 7 | 50/200 |
| 40975 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 40980 | Größe 8 | 50/200 |
| 40985 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 40990 | Größe 9 | 40/160 |

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung und einem Gefühl und Tastempfinden wie bei Latex. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/ an Latexallergikern und zur Allergieprävention geeignet.

Biogel® PI Indicator® Underglove
416



| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 41655 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 41660 | Größe 6 | 50/200 |
| 41665 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 41670 | Größe 7 | 50/200 |
| 41675 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 41680 | Größe 8 | 50/200 |
| 41685 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 41690 | Größe 9 | 40/160 |

Steriler, puderfreier, synthetischer, blauer OP-Innenhandschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/ an Latexallergikern und zur Allergieprävention geeignet. Zur alleinigen Verwendung geeignet.

Biogel® PI Micro Indicator® System
483


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|----------------|
| 48355 | Größe 5,5 | 25 x 2/100 x 2 |
| 48360 | Größe 6 | 25 x 2/100 x 2 |
| 48365 | Größe 6,5 | 25 x 2/100 x 2 |
| 48370 | Größe 7 | 25 x 2/100 x 2 |
| 48375 | Größe 7,5 | 25 x 2/100 x 2 |
| 48380 | Größe 8 | 25 x 2/100 x 2 |
| 48385 | Größe 8,5 | 25 x 2/100 x 2 |

Steriles, puderfreies, synthetisches Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. System: Ein Paar blaue Innenhandschuhe (1/2 Nummer größer) und ein Paar strohfarbene Außenhandschuhe. Empfohlen für chirurgische Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern.

Biogel® PI Micro
485


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 48555 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 48560 | Größe 6 | 50/200 |
| 48565 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 48570 | Größe 7 | 50/200 |
| 48575 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 48580 | Größe 8 | 50/200 |
| 48585 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 48590 | Größe 9 | 40/160 |

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern.

Biogel® PI Micro Indicator® Underglove
489


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 48955 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 48960 | Größe 6 | 50/200 |
| 48965 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 48970 | Größe 7 | 50/200 |
| 48975 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 48980 | Größe 8 | 50/200 |
| 48985 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 48990 | Größe 9 | 40/160 |

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Innenhandschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/ an Latexallergikern und zur Allergieprävention geeignet, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern. Zur alleinigen Verwendung geeignet.

Biogel® PI UltraTouch® G
421


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 42155 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 42160 | Größe 6 | 50/200 |
| 42165 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 42170 | Größe 7 | 50/200 |
| 42175 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 42180 | Größe 8 | 50/200 |
| 42185 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 42190 | Größe 9 | 40/160 |

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Mikrogeraute Handschuhoberfläche für hohe Griffsicherheit und optimale Kontrolle bei der Instrumentenführung. Für alle mikrochirurgischen Eingriffe geeignet.

Biogel® PI UltraTouch® S Indicator® System 453


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|----------------|
| 45355 | Größe 5,5 | 25 x 2/100 x 2 |
| 45360 | Größe 6 | 25 x 2/100 x 2 |
| 45365 | Größe 6,5 | 25 x 2/100 x 2 |
| 45370 | Größe 7 | 25 x 2/100 x 2 |
| 45375 | Größe 7,5 | 25 x 2/100 x 2 |
| 45380 | Größe 8 | 25 x 2/100 x 2 |
| 45385 | Größe 8,5 | 25 x 2/100 x 2 |

Steriles, puderfreies, synthetisches Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. System: Ein Paar blaue Innenhandschuhe (1/2 Nummer größer) und ein Paar strohfarbene Außenhandschuhe. Empfohlen für chirurgische Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko. Herstellung ohne chemische Akzeleratoren, die nachweislich Kontaktdermatitis hervorrufen – dazu gehören z.B. Thiazole, Thiurame, Carbamate, Thioharnstoffe und Diphenylguanidin.* Bei der Herstellung kommt auch kein CPC (Cetylpyridiniumchlorid) zum Einsatz.

Biogel® PI UltraTouch® S 455


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 45555 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 45560 | Größe 6 | 50/200 |
| 45565 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 45570 | Größe 7 | 50/200 |
| 45575 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 45580 | Größe 8 | 50/200 |
| 45585 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 45590 | Größe 9 | 40/160 |

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. Herstellung ohne chemische Akzeleratoren, die nachweislich Kontaktdermatitis hervorrufen – dazu gehören z.B. Thiazole, Thiurame, Carbamate, Thioharnstoffe und Diphenylguanidin.* Bei der Herstellung kommt auch kein CPC (Cetylpyridiniumchlorid) zum Einsatz.

Biogel® PI UltraTouch® S Indicator® Underglove 459


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 45955 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 45960 | Größe 6 | 50/200 |
| 45965 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 45970 | Größe 7 | 50/200 |
| 45975 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 45980 | Größe 8 | 50/200 |
| 45985 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 45990 | Größe 9 | 40/160 |

Steriler, puderfreier, synthetischer, blauer OP-Innenhandschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. Herstellung ohne chemische Akzeleratoren, die nachweislich Kontaktdermatitis hervorrufen – dazu gehören z.B. Thiazole, Thiurame, Carbamate, Thioharnstoffe und Diphenylguanidin.* Bei der Herstellung kommt auch kein CPC (Cetylpyridiniumchlorid) zum Einsatz.

* Referenz: Final Design Verification Report. Mölnlycke Health Care. Daten im Archiv.

Biogel® Skinsense®
509


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 50955 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 50960 | Größe 6 | 50/200 |
| 50965 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 50970 | Größe 7 | 50/200 |
| 50975 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 50980 | Größe 8 | 50/200 |
| 50985 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 50990 | Größe 9 | 40/160 |

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polychloropren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/an Latexallergikern. Zur alleinigen Verwendung, zur Allergieprävention und für die Zytostatika-Herstellung geeignet.

Biogel® Skinsense® Indicator® Underglove
406


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 40655 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 40660 | Größe 6 | 50/200 |
| 40665 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 40670 | Größe 7 | 50/200 |
| 40675 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 40680 | Größe 8 | 50/200 |
| 40685 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 40690 | Größe 9 | 40/160 |

Steriler, puderfreier, synthetischer, blauer OP-Innenhandschuh aus Polychloropren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/an Latexallergikern. Zur alleinigen Verwendung, zur Allergieprävention und für die Zytostatika-Herstellung geeignet.

Biogel® NeoDerm®
429


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 42955 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 42960 | Größe 6 | 50/200 |
| 42965 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 42970 | Größe 7 | 50/200 |
| 42975 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 42980 | Größe 8 | 50/200 |
| 42985 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 42990 | Größe 9 | 40/160 |

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polychloropren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Frei von allergieauslösenden Chemikalien wie Thiurame, Mercaptobenzothiazole, Diphenylthiourea, Diphenylguanidin und Dithiocarbamat. Für alle chirurgischen Eingriffe an/mit Latex- und Typ IV-Allergikern und zur Allergieprävention geeignet.

Biogel® Dental
56


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|-------------|--------------|--------|
| 5636 | Größe 5,5 | 25/150 |
| 5637 | Größe 6 | 25/150 |
| 5638 | Größe 6,5 | 25/150 |
| 5639 | Größe 7 | 25/150 |
| 5640 | Größe 7,5 | 25/150 |
| 5641 | Größe 8 | 25/150 |
| 5642 | Größe 8,5 | 25/150 |
| 5643 | Größe 9 | 25/150 |

Unsteriler, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh in OP-Handschuhqualität mit geraden Fingern und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle zahnmedizinischen Behandlungen geeignet.

Biogel® Diagnostic
56


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|-------------|--------------|--------|
| 5653 | Größe 5,5 | 25/150 |
| 5654 | Größe 6 | 25/150 |
| 5655 | Größe 6,5 | 25/150 |
| 5656 | Größe 7 | 25/150 |
| 5657 | Größe 7,5 | 25/150 |
| 5658 | Größe 8 | 25/150 |
| 5659 | Größe 8,5 | 25/150 |
| 5660 | Größe 9 | 25/150 |

Unsteriler, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh in OP-Handschuhqualität mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle unsterilen Behandlungen geeignet.

Biogel® Dental Sterile
99990


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------------|--------------|--------|
| 9999055 | Größe 5,5 | 10/100 |
| 9999060 | Größe 6 | 10/100 |
| 9999065 | Größe 6,5 | 10/100 |
| 9999070 | Größe 7 | 10/100 |
| 9999075 | Größe 7,5 | 10/100 |
| 9999080 | Größe 8 | 10/100 |
| 9999085 | Größe 8,5 | 10/100 |
| 9999090 | Größe 9 | 10/100 |

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit geraden Fingern und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle zahnärztlich-chirurgischen/oralchirurgischen Behandlungen geeignet.

Latexfrei - Polychloropren
Biogel® Skinsense® Indicator® Underglove
33406


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------------|--------------|--------|
| 3340660 | Größe 6 | 25/150 |
| 3340665 | Größe 6,5 | 25/150 |
| 3340670 | Größe 7 | 25/150 |
| 3340675 | Größe 7,5 | 25/150 |
| 3340680 | Größe 8 | 25/150 |
| 3340685 | Größe 8,5 | 25/150 |

Unsteriler, puderfreier, synthetischer Untersuchungshandschuh aus Polychloropren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle unsterilen Untersuchungen mit/an latexsensiblen Personen und/oder Latexallergikern. Zur alleinigen Verwendung, zur Allergieprävention und für die Zytostatika-Herstellung geeignet.

Biogel® Tech Sortiment

Für den Einsatz in kritischen Umgebungen

Alle Handschuhe des Biogel® Tech Sortiments sind nach der PSA Kategorie III zertifiziert und wurden für die Verwendung mit Chemotherapeutika und Chemikalien getestet. Je nach Anforderungen und Präferenzen stehen verschiedene Materialien und Handschuhstärken zur Verfügung. Um zu identifizieren, welcher Handschuh für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist, beachten Sie auch die Durchbruchzeiten für Chemikalien und Chemotherapeutika.*



Umfassender Schutz in kritischen Umgebungen

Das Biogel® Tech Sortiment wurde speziell für den Einsatz in kritischen Umgebungen, wie pharmazeutischen oder biotechnologischen Produktionsstätten, Forschungslaboren oder für Zubereitungen in Krankenhausapotheken entwickelt, um Prozesse sowie Produkte und Anwender:innen zu schützen.



Zweifach-Verpackung für kritische Umgebungen

Die zwei jeweils verschweißten Verpackungsstufen im Inneren des Transportkartons entsprechen den Hygieneprotokollen für kritische Umgebungen und bieten eine einfache Handhabung.



Innenverpackung und Inneneinschlag aus Kunststoff

Ein Paar sterile Handschuhe befinden sich in einer Peelverpackung aus Kunststoff. Jedes Paar Biogel Tech-Handschuhe verfügt zudem über einen hochwertigen Polyethylen-Inneneinschlag. So wird die Partikelanzahl auf ein Minimum reduziert.



Cleveres Design

Der Inneneinschlag bleibt geöffnet, wenn er aufgefaltet wird, um ein aseptisches Anziehen der Handschuhe zu gewährleisten.



EN ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 374-1:2016 Type A



K L M N P T

EN ISO 374-1:2016 Type B



K P T

EN ISO 374-1:2016 Type C



K

* In den Permeationsdatenblättern sowie in den Gebrauchsanweisungen finden Sie weitere Daten zu den Durchbruchzeiten für Chemikalien und Chemotherapeutika.

Biogel NeoTech
44509


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 4450955 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 4450960 | Größe 6 | 50/200 |
| 4450965 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 4450970 | Größe 7 | 50/200 |
| 4450975 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 4450980 | Größe 8 | 50/200 |
| 4450985 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 4450990 | Größe 9 | 40/160 |

Polychloropren. Allzweckhandschuh, PSA Klasse III, Typ A.

Biogel NeoTech Indicator® Underglove
44406


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 4440655 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 4440660 | Größe 6 | 50/200 |
| 4440665 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 4440670 | Größe 7 | 50/200 |
| 4440675 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 4440680 | Größe 8 | 50/200 |
| 4440685 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 4440690 | Größe 9 | 40/160 |

Polychloropren. Blauer Allzweck-Innenhandschuh zur Perforationserkennung. PSA Klasse III, Typ B.

Biogel PI Tech
44409


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 4440955 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 4440960 | Größe 6 | 50/200 |
| 4440965 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 4440970 | Größe 7 | 50/200 |
| 4440975 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 4440980 | Größe 8 | 50/200 |
| 4440985 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 4440990 | Größe 9 | 40/160 |

Polyisopren. Allzweckhandschuh, PSA Klasse III, Typ B.

Biogel® PI Tech Indicator® Underglove
44416


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 4441655 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 4441660 | Größe 6 | 50/200 |
| 4441665 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 4441670 | Größe 7 | 50/200 |
| 4441675 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 4441680 | Größe 8 | 50/200 |
| 4441685 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 4441690 | Größe 9 | 40/160 |

Polyisopren. Blauer Allzweck-Innenhandschuh zur Perforationserkennung, PSA Klasse III, Typ B.

Biogel® PI Micro Tech
44485


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 4448555 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 4448560 | Größe 6 | 50/200 |
| 4448565 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 4448570 | Größe 7 | 50/200 |
| 4448575 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 4448580 | Größe 8 | 50/200 |
| 4448585 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 4448590 | Größe 9 | 40/160 |

Polyisopren. Besonders dünner Handschuh für gutes Tastempfinden. PSA Klasse III, Typ B.

Biogel® PI Micro Tech Indicator® Underglove
44489


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 4448955 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 4448960 | Größe 6 | 50/200 |
| 4448965 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 4448970 | Größe 7 | 50/200 |
| 4448975 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 4448980 | Größe 8 | 50/200 |
| 4448985 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 4448990 | Größe 9 | 40/160 |

Polyisopren. Besonders dünner blauer Innenhandschuh zur Perforationserkennung. PSA Klasse III, Typ B.


Biogel® Tech
44822


| Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------|--------|
| 4482255 | Größe 5,5 | 50/200 |
| 4482260 | Größe 6 | 50/200 |
| 4482265 | Größe 6,5 | 50/200 |
| 4482270 | Größe 7 | 50/200 |
| 4482275 | Größe 7,5 | 50/200 |
| 4482280 | Größe 8 | 50/200 |
| 4482285 | Größe 8,5 | 50/200 |
| 4482290 | Größe 9 | 40/160 |

Naturkautschuklatex. Strapazierfähiger Allzweckhandschuh, PSA Klasse III, Typ C.



Weil das
Ergebnis
zählt



Wundversorgung



Mölnlycke liefert innovative Produkte für das Wundmanagement, Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz im OP und zur Vorbeugung und Behandlung von Druckgeschwüren.

Diese Produkte und Lösungen tragen zu besseren Behandlungsergebnissen bei und werden von klinischen und gesundheitsökonomischen Nachweisen gestützt.

Unsere Lösungen ermöglichen eine bessere und effizientere Versorgung von Patienten an allen Standorten – vom Krankenhaus bis nach Hause.

In zahlreichen randomisierten Studien wurde klinisch nachgewiesen, dass Verbände mit Safetac® die Schäden an der Wunde und der Haut beim Entfernen minimieren.⁴⁵⁻⁵² Durch die Versiegelung der Wundränder helfen sie, eine Mazeration zu verhindern.^{45,50}

Da die Wunde und die Haut weniger geschädigt werden, sind die Schmerzen beim Verbandwechsel geringer.^{45-50,53} Daher wurden in mehreren randomisierten Studien Verbände mit Safetac mit einer schnelleren Heilung^{46-48,53} und niedrigeren Gesamtkosten^{46,50,53} in Verbindung gebracht.

Safetac® - Eine Technologie, die ausschließlich von Mölnlycke Health Care erhältlich ist.

Mölnlycke®

Mepilex® XT - Schaumverband für alle Arten von Wundexsudat



| Art.-Nr. | Größe in cm | Packung/Karton |
|----------|-------------|----------------|
| 211015 | 5 x 5 | 5/40 |
| 211110 | 12,5 x 12,5 | 5/50 |
| 211210 | 10 x 21 | 5/45 |
| 211310 | 17,5 x 17,5 | 5/25 |
| 211410 | 21 x 22 | 5/20 |
| 211500 | 20 x 50 | 2/12 |

Steril - einzeln verpackt

Mepilex XT ist ein abdeckender, weicher, anschmiegsamer Schaumstoffverband, der für leicht bis mäßig exsudierende akute und chronische Wunden in allen Heilungsstadien entwickelt wurde.

Mepilex® / Mepilex® Heel - Schaumverband ohne Haftrand



| Art.-Nr. | Größe in cm | Packung/Karton |
|----------|-------------|----------------|
| 294015 | 5 x 5 | 5/40 |
| 294100 | 10 x 10 | 5/70 |
| 294200 | 10 x 20 | 5/45 |
| 294300 | 15 x 15 | 5/25 |
| 294400 | 20 x 20 | 5/20 |
| 294500 | 20 x 50 | 2/12 |

Mepilex Heel

| | | |
|--------|---------|------|
| 288100 | 13 x 20 | 5/25 |
|--------|---------|------|

Steril - einzeln verpackt

Mepilex ist ein abdeckender, weicher, sehr anpassungsfähiger Schaumverband zur Versorgung leicht bis mittelstark exsudierender akuter und chronischer Wunden.

Mepilex® Lite - Dünner Schaumverband



| Art.-Nr. | Größe in cm | Packung/Karton |
|----------|-------------|----------------|
| 284000 | 6 x 8,5 | 5/70 |
| 284100 | 10 x 10 | 5/50 |
| 284300 | 15 x 15 | 5/30 |
| 284500 | 20 x 50 | 4/24 |

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Lite ist ein abdeckender, dünner, hoch flexibler Schaumverband zur Versorgung nicht oder leicht exsudierender Wunden und zum Schutz gefährdeter und/oder empfindlicher Haut.

Mepilex® Transfer - Drainagefähiger Schaumverband



| Art.-Nr. | Größe in cm | Packung/Karton |
|----------|-------------|----------------|
| 294700 | 10 x 12 | 5/50 |
| 294800 | 15 x 20 | 5/40 |
| 294502 | 20 x 50 | 4/24 |

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Transfer ist ein abdeckender, dünner, sehr anpassungsfähiger Schaumverband. Er transferiert Exsudat (wenig bis sehr stark) und hält in Kombination mit einem geeigneten Sekundärverband, ein feuchtes Wundmilieu aufrecht.

Mepilex® Border Flex - Flexibler selbsthaftender Schaumverband



| Art.-Nr. | Größe in cm | Größe in cm Wundkissen | Packung/Karton |
|----------|-------------|------------------------|----------------|
| 595250 | 7,5 x 7,5 | 4,5 x 4,5 | 5/50 |
| 595350 | 10 x 10 | 6,5 x 6,5 | 5/50 |
| 595050 | 12,5 x 12,5 | 8,5 x 8,5 | 5/50 |
| 595411 | 15 x 15 | 11 x 11 | 10/100 |
| 595611 | 15 x 20 | 11 x 16 | 10/120 |
| 595800 | 10 x 20 | 5 x 15 | 10/30 |
| 595900 | 10 x 30 | 5 x 25 | 10/40 |
| Oval | | | |
| 583300 | 13 x 16 | 9 x 12 | 5/35 |
| 583400 | 15 x 19 | 11,2 x 15,2 | 5/45 |
| 583500 | 7,8 x 10 | 3,5 x 5,5 | 5/50 |

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Border Flex ist ein abdeckender, absorbierender, äußerst flexibler Schaumverband mit Haftrand zur Versorgung einer Vielzahl von Wunden mit wenig bis starker Exsudation.

Mepilex® Border Sacrum / Mepilex® Border Heel



| Art.-Nr. | Größe in cm | Größe Wundkissen | Packung/Karton |
|------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Mepilex Border Sacrum | | | |
| 282060 | 16 x 20 | 120 cm ² | 5/25 |
| 282460 | 22 x 25 | 240 cm ² | 5/25 |
| Mepilex Border Heel | | | |
| 282710 | 22 x 23 | 189cm ² | 10/30 |

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Border ist ein abdeckender, selbsthaftender, hochabsorbierender Schaumverband zur Versorgung mäßig bis stark exsudierender Wunden.

Mepilex® Border Flex Lite - Dünner, flexibler Schaumverband



| Art.-Nr. | Größe in cm | Größe in cm Wundkissen | Packung/Karton |
|----------|-------------|------------------------|----------------|
| 581050 | 4 x 5 | 2 x 3 | 10/70 |
| 581100 | 5 x 12,5 | 2,5 x 8,5 | 5/65 |
| 581250 | 7,5 x 7,5 | 4,5 x 4,5 | 5/70 |
| 581350 | 10 x 10 | 6,5 x 6,5 | 5/50 |
| 581500 | 15 x 15 | 11 x 11 | 5/50 |

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Border Flex Lite ist ein abdeckender, selbsthaftender, dünner, flexibler Schaumverband zur Versorgung nicht bis mäßig exsudierender Wunden.

Mextra® Superabsorbent - Superabsorbierender Wundverband



| Art.-Nr. | Größe in cm | Größe in cm Wundkissen | Packung/Karton |
|----------|-------------|------------------------|----------------|
| 610700 | 10 x 10 | 7 x 7 | 10/50 |
| 610710 | 10 x 15 | 7 x 12 | 10/40 |
| 610720 | 10 x 20 | 7 x 17 | 10/90 |
| 610730 | 15 x 20 | 12 x 17 | 10/40 |
| 610740 | 20 x 25 | 17 x 22 | 10/40 |
| 610750 | 20 x 30 | 17 x 27 | 10/50 |
| 610760 | 20 x 40 | 17 x 37 | 10/50 |

Steril - einzeln verpackt

Mextra Superabsorbent ist ein abdeckender, superabsorbierender Verband für mäßig bis sehr stark exsudierende Wunden, der Wundexsudat über die Wundkontaktschicht absorbiert und zuverlässig in seinem Kern festhält.

Mepilex® Border Post-Op - Chirurgischer Komplettverband



| Art.-Nr. | Größe in cm | Größe in cm Wundkissen | Absorption | Packung/Karton |
|----------|-------------|------------------------|-------------|----------------|
| 496100 | 6 x 8 | 3 x 5 | mittel/hoch | 10/80 |
| 496200 | 9 x 10 | 5 x 6 | mittel/hoch | 10/70 |
| 496300 | 10 x 15 | 5 x 10 | mittel/hoch | 10/100 |
| 496400 | 10 x 20 | 5 x 15 | hoch | 10/120 |
| 496450 | 10 x 25 | 5 x 20 | hoch | 10/60 |
| 496600 | 10 x 30 | 5 x 25 | hoch | 10/40 |
| 496650 | 10 x 35 | 5 x 30 | hoch | 5/50 |

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Border Post-Op ist ein abdeckender, flexibler selbsthaftender Verband für chirurgische Wunden, der Exsudat sehr effektiv absorbiert und zurückhält.

Exufiber® - gelbildender Faserverband



| Art.-Nr. | Größe in cm | Packung/Karton |
|-------------------|-------------|----------------|
| Kompressen | | |
| 709900 | 5 x 5 | 10/40 |
| 709901 | 10 x 10 | 10/80 |
| 709903 | 15 x 15 | 10/60 |
| 709904 | 20 x 30 | 5/25 |
| 709905 | 4,5 x 10 | 10/40 |
| 709906 | 4,5 x 20 | 10/50 |
| 709907 | 4,5 x 30 | 10/60 |
| Tamponaden | | |
| 709908 | 1 x 45 | 5/25 |
| 709909 | 2 x 45 | 5/25 |

Steril - einzeln verpackt

Exufiber ist ein gelbildender Faserverband mit Hydrolock®-Technologie und besteht aus hochabsorbierenden Polyvinylalkohol-Fasern (PVA) für eine Vielzahl oberflächlicher und tiefer exsudierender Wunden.

Mepilex® Ag / Mepilex® Heel Ag - Antimikrobieller Schaumverband mit Silber



| Art.-Nr. | Größe in cm | Packung/Karton |
|------------------------|-------------|----------------|
| 287110 | 10 x 10 | 5/70 |
| 287210 | 10 x 20 | 5/45 |
| 287310 | 15 x 15 | 5/25 |
| 287410 | 20 x 20 | 5/20 |
| 287510 | 20 x 50 | 2/12 |
| Mepilex Heel Ag | | |
| 388100 | 13 x 20 | 5/25 |
| 388300 | 15 x 22 | 5/30 |

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Ag ist ein abdeckender Schaumverband mit Silbersulfat für die Versorgung von leicht bis mäßig exsudierenden Wunden.

Mepilex® Transfer Ag - Drainagefähiger, antimikrobieller Schaumverband mit Silber



| Art.-Nr. | Größe in cm | Packung/Karton |
|----------|-------------|----------------|
| 394000 | 7,5 x 8,5 | 10/70 |
| 394700 | 12,5 x 12,5 | 5/50 |
| 394800 | 15 x 20 | 10/50 |
| 394500 | 20 x 50 | 2/12 |

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Transfer Ag ist ein abdeckender Schaumverband mit Silbersulfat für den Exsudattransfer (wenig bis stark) in einen Sekundärverband.

Mepilex Border® Ag / Mepilex Border® Sacrum Ag - Selbsthaftender, antimikrobieller Schaumverband mit Silber



| Art.-Nr. | Größe in cm | Größe in cm Wundkissen | Packung/Karton |
|---------------------------------|-------------|------------------------|----------------|
| 395260 | 7 x 7,5 | 4 x 4,5 | 5/70 |
| 395360 | 10 x 12,5 | 6,5 x 8,5 | 5/50 |
| 395460 | 15 x 17,5 | 11 x 13 | 5/35 |
| 395660 | 17 x 20 | 12 x 16 | 5/40 |
| 395800 | 10 x 20 | 6 x 16 | 5/35 |
| 395700 | 10 x 25 | 5 x 20 | 5/35 |
| 395900 | 10 x 30 | 5 x 25 | 5/25 |
| Mepilex Border Sacrum Ag | | Größe in cm² | |
| 382000 | 18 x 18 | 120 | 5/40 |
| 382200 | 20 x 20 | 162 | 5/40 |
| 382400 | 23 x 23 | 239 | 5/25 |

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Border Ag ist ein abdeckender, selbsthaftender, effektiv absorbierender Komplettverband für oberflächliche Wunden, der über eine antimikrobielle Wirkung durch Silbersulfat verfügt.

Exufiber® Ag+ - antimikrobieller, gelbildender Faserverband




| Art.-Nr. | Größe in cm | Packung/Karton |
|-------------------|-------------|----------------|
| Kompressen | | |
| 603401 | 5 x 5 | 10/40 |
| 603402 | 10 x 10 | 10/60 |
| 603403 | 15 x 15 | 10/60 |
| 603404 | 4,5 x 10 | 10/40 |
| 603405 | 4,5 x 20 | 10/50 |
| 603406 | 4,5 x 30 | 10/60 |
| 603407 | 20 x 30 | 5/20 |
| Tamponaden | | |
| 603400 | 2 x 45 | 5/20 |

Steril - einzeln verpackt

Exufiber Ag+ ist ein gelbildender Faserverband mit Hydrolock® Technologie inkl. Silber und besteht aus hochabsorbierenden Polyvinylalkohol-Fasern (PVA). Der Faserverband ist beidseitig mit Silbersulfat beschichtet. Bei Kontakt mit Exsudat geliert der Faserverband und passt sich sanft ans Wundbett an.

**Mepitel® - Beidseitig beschichtetes Wunddistanzgitter/
Silikon-Tüll**




| Art.-Nr. | Größe in cm | Packung/Karton |
|----------|-------------|----------------|
| 290510 | 5 x 7,5 | 10/50 |
| 290710 | 7,5 x 10 | 10/40 |
| 291010 | 10 x 18 | 10/70 |
| 292005 | 20 x 30 | 5/30 |

Steril - einzeln verpackt

Mepitel ist ein abdeckender Silikon-Tüllverband, der als perforierte Wundkontaktauflage mit und ohne Sekundärverband verwendet werden kann.

**Mepitel® One - Einseitig beschichtetes Wunddistanzgitter/
Silikon-Tüll**



| Art.-Nr. | Größe in cm | Packung/Karton |
|--|-------------|----------------|
| Mit Abziehhilfe | | |
| 289170 | 6 x 7 | 5/70 |
| 289270 | 9 x 10 | 5/50 |
| 289470 | 13 x 15 | 5/50 |
| Weitere Größen ohne Abziehhilfe | | |
| 289100 | 5 x 7,5 | 10/70 |
| 289300 | 7,5 x 10 | 10/40 |
| 289500 | 10 x 18 | 10/70 |
| 289700 | 17 x 25 | 5/40 |
| 289750 | 27,5 x 50 | 2/14 |

Steril - einzeln verpackt

Mepitel One ist ein abdeckender Silikon-Tüllverband, der als perforierte Wundkontaktauflage mit und ohne Sekundärverband verwendet werden kann.

Mepitel® Film - Hautschützender Folienverband



| Art.-Nr. | Größe in cm | Packung/Karton |
|----------|-------------|----------------|
| 296170 | 6 x 7 | 10/50 |
| 296270 | 10 x 12 | 10/70 |
| 296470 | 10 x 25 | 10/50 |
| 296670 | 15 x 20 | 10/70 |

Steril - einzeln verpackt

Mepitel Film ist ein abdeckender, sanfter, transparenter, atmungsaktiver und haftender Silikonfolien-Verband.

Mepore® Film & Pad - abdeckender, transparenter, selbstklebender, saugfähiger Folienverband



| Art.-Nr. | Größe in cm | Größe in cm Wundkissen | Packung/Karton |
|----------|-------------|------------------------|----------------|
| 275100 | 4 x 5 | 1,5 x 2,5 | 85/340 |
| 275200 | 5 x 7, oval | 2,5 x 4 | 85/340 |
| 275300 | 5 x 7 | 2,5 x 4 | 85/340 |
| 275400 | 10 x 9 | 5 x 4,5 | 30/180 |
| 275500 | 15 x 9 | 10 x 4,5 | 30/240 |
| 275600 | 20 x 9 | 15 x 4,5 | 30/240 |
| 275700 | 25 x 9 | 20 x 4,5 | 30/150 |
| 275800 | 30 x 9 | 25 x 4,5 | 25/125 |
| 275900 | 35 x 9 | 30 x 4,5 | 25/100 |

Steril - einzeln verpackt

Mepore Film & Pad ist ein transparenter, atmungsaktiver und wasserfester Filmverband mit Wundkissen zum Abdecken und Schützen von leicht exsudierenden akuten Wunden. Der Polyacrylatkleber auf Wasser-Emulsionsbasis gewährleistet eine schonende Anwendung sowie sichere Fixierung.

Mepore® - abdeckender, selbstklebender, absorbierender Wundverband



| Art.-Nr. | Größe in cm | Größe in cm Wundkissen | Packung/Karton |
|----------|-------------|------------------------|----------------|
| 670800 | 6 x 7 | 3 x 4 | 60/480 |
| 670900 | 10 x 9 | 6 x 4,5 | 50/400 |
| 671000 | 15 x 9 | 10 x 4,5 | 50/400 |
| 671100 | 20 x 9 | 15 x 4,5 | 30/180 |
| 671200 | 25 x 9 | 20 x 4,5 | 30/120 |
| 671300 | 30 x 9 | 25 x 4,5 | 30/270 |
| 671400 | 35 x 9 | 30 x 5 | 30/180 |
| 672000 | 5 x 7 | 2 x 4 | 60/480 |
| 672100 | 8 x 10 | 3,5 x 6 | 50/400 |
| 672200 | 8 x 15 | 3,5 x 10 | 50/400 |

Steril - einzeln verpackt

| Art.-Nr. | Breite in cm | Packung/Karton |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| 5 m Länge (Produkte auf Rolle) | | |
| 331900 | 4 | 1/24 |
| 332000 | 7 | 1/18 |

Unsteril - im Karton

Mepore ist ein selbstklebender Wundverband zum Abdecken und Schützen von leicht exsudierenden Wunden. Der Polyacrylatkleber auf Wasser-Emulsionsbasis gewährleistet eine schonende Anwendung sowie sichere Fixierung.

Tubifast® 2-Way Stretch - elastischer Schlauchverband



| Art.-Nr. | Breite in cm | Umfang in cm Gliedmaße | Packung/Karton |
|---------------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| 10 m Länge (Produkte auf Rolle) | | | |
| 2434 | 3,5 - rot | 9 - 18 | 1/20 |
| 2436 | 5 - grün | 14 - 24 | 1/24 |
| 2438 | 7,5 - blau | 24 - 40 | 1/30 |
| 2440 | 10,75 - gelb | 35 - 64 | 1/12 |
| 2444 | 20 - violett | 64 - 130 | 1/15 |

Unsteril

Tubifast 2-Way Stretch ist ein elastischer längs- und querdehnbarer Schlauchverband. Er eignet sich für die Abdeckung und Sicherung von Primärverbänden, wie z.B. Mepilex, Mepilex XT, Mepilex Lite, Mextra Superabsorbent oder anderen medizinischen Produkten eignet.

Mefix® - Fixiervlies



| Art.-Nr. | Breite | Packung/Karton |
|---|---------------|----------------|
| 10 bzw. 11 m Länge (Produkte auf Rolle) | | |
| 310250 | 2,5 cm x 10 m | 1/40 |
| 310500 | 5 cm x 10 m | 1/40 |
| 311090 | 10 cm x 11 m | 1/20 |
| 311590 | 15 cm x 11 m | 1/22 |
| 312000 | 20 cm x 10 m | 1/10 |
| 313000 | 30 cm x 10 m | 1/12 |

Unsteril - im Karton

Selbstklebendes Vlies zur sicheren Fixierung von Verbänden, Schläuchen und Kanülen.

Granudacyn® - Lösung und Gel zum Reinigen, Befeuchten und Spülen



| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Stück/ Karton |
|-----------------------|-------------|---------|------------------|
| Wundspüllösung | | | |
| 360100 | Lösung | 250 ml | 15 |
| 360101 | Lösung | 500 ml | 12 |
| 360102 | Lösung | 1000 ml | 6 |
| 360105 | Lösung | 5000 ml | 1 |
| 360103 | Lösung NPWT | 500 ml | 12 |
| 360104 | Lösung NPWT | 1000 ml | 6 |

Wundgel

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Stück/ Karton |
|----------|-------------|-------|------------------|
| 360107 | Gel | 50 g | 12 |
| 360108 | Gel | 100 g | 12 |
| 360106 | Gel | 250 g | 15 |

Granulox® - Topisches Hämoglobin-Spray für die adjuvante Behandlung chronischer Wunden



| Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Stück/ Karton |
|----------------------------|------------------------------|-------|------------------|
| Sauerstoff-Therapie | | | |
| 360001 | Spray für ca. 30 Anwendungen | 12 ml | 6 |

Granulox versorgt die Wunde mit zusätzlichem Sauerstoff. Dies erfolgt durch das in Granulox enthaltene aufgereinigte Hämoglobin mittels der sogenannten erleichterten Diffusion. Die verbesserte Sauerstoffversorgung des Wundbetts unterstützt die Heilung.

Avance® Solo / Avance® Solo Adapt

Einweg-Unterdruck-Wundtherapie ohne Kompromisse

Avance Solo / Avance Solo Adapt ist ein batteriebetriebenes Unterdruck-Wundtherapiesystem zur Einmalverwendung mit einer Lebensdauer von 14 Tagen, das Exsudat von der Wunde zum Verband und in den Kanister transportiert.




Vorteile

- -125 mmHg kontinuierlicher Unterdruck^{43,44}
- CFM-Technologie (Controlled Fluid Management):
Duales Lumen, 50 ml Kanister, Verband
- Verbände mit Safetac® Technologie
- Modulares System

Anwendungsgebiete

- Chirurgische sowie akute und chronische Wunden

**Einfach.
Flexibel. Modular.**



Bestellinformationen

Avance® Solo Adapt

Zur Anwendung bei Dekubitus


| Avance® Solo Adapt Starter-Set | | |
|---|--|----------------|
| Art.-Nr. | Artikel-Beschreibung | Packung/Karton |
| 994152 | Das Starter-Set beinhaltet je einmal: • Pumpe • 50ml Kanister mit Schlauch und Konnektor • Safetac® Folienverband (20 x 27 cm) • Wundfüller (10 x 8 x 3 cm) • ein Kunststoff-Gürtelclip • 4 AA Lithium-Batterien | 1/2 |
| Avance® Solo Adapt Filmverband-Set mit Wundfüller | | |
| Art.-Nr. | Artikel-Beschreibung | Packung/Karton |
| 994152 | Avance® Solo Adapt Filmverband-Set, jeweils 5 Stk.: • Safetac® Filmverband (20 x 27 cm) • Wundfüller (10 x 8 x 3 cm) • Schlauch und Konnektor | 5/5 |
| Avance® Solo Adapt Filmverband | | |
| Art.-Nr. | Artikel-Beschreibung | Packung/Karton |
| 994000 | • Avance® Solo Adapt, je 5 Stk. Safetac® Filmverband (20 x 27 cm) | 5/10 |

Bestellinformationen



Avance® Solo

Avance® Solo Starter Set




Das Avance® Solo-Starter-Set beinhaltet je einmal:

- Pumpe
- 50-ml-Kanister mit Schlauch und Konnektor
- 4 AA-Lithium-Batterien
- Kunststoff-Gürtelclip

| Art.-Nr. | Artikel-Beschreibung | Packung/Karton |
|----------|-------------------------|----------------|
| 8880050 | Avance Solo Starter-Set | 1/2 |


Die Pumpe muss mit dem passenden Wundverband kombiniert werden:



Erhältlich in acht verschiedenen Verbandgrößen, inklusiv Schlauch und Konnektor sowie 6 Fixierstreifen.

| Art.-Nr. | Artikel-Beschreibung | Packung/Karton |
|----------|---------------------------------|----------------|
| 881020 | Wundverband, Hafrand 10 x 20 cm | 2/4 |
| 881030 | Wundverband, Hafrand 10 x 30 cm | 2/4 |
| 881035 | Wundverband, Hafrand 10 x 35 cm | 2/4 |
| 881515 | Wundverband, Hafrand 15 x 15 cm | 2/4 |
| 881520 | Wundverband, Hafrand 15 x 20 cm | 2/4 |
| 881530 | Wundverband, Hafrand 15 x 30 cm | 2/4 |
| 882020 | Wundverband, Hafrand 20 x 20 cm | 2/4 |
| 882525 | Wundverband, Hafrand 25 x 25 cm | 2/4 |

Avance® Solo Starter-Set inkl. Verband



Für den Einsatz bei chirurgischen Wunden im OP. Enthält alle Komponenten für die Erstversorgung.

- eine Pumpe
- ein 50-ml-Kanister mit Schlauch und Konnektor
- ein Kunststoff-Gürtelclip
- 4 AA Lithium-Batterien
- ein Wundverband mit 6 Fixierstreifen, je nach Set, Verband in drei verschiedenen Größen erhältlich.

| Art.-Nr. | Artikel-Beschreibung | Packung/Karton |
|----------|---|----------------|
| 8881020 | Starter-Set inklusiv Verband 10 x 20 cm | 1/2 |
| 8881030 | Starter-Set inklusiv Verband 10 x 30 cm | 1/2 |
| 8881035 | Starter-Set inklusiv Verband 10 x 35 cm | 1/2 |

Zubehör Avance® Solo und Avance® Solo Adapt

Kanister und Wundfüller



Kanister und Wundfüller (10 x 12 x 1,5 cm) sind im vierer Set erhältlich. Sie sind steril einzeln verpackt. Jeder Kanister ist mit einem integrierten Schlauch und Konnektor versehen.

| Art.-Nr. | Artikel-Beschreibung | Packung/Karton |
|----------|---|----------------|
| 880050 | Avance® Solo 50ml-Kanister mit Schlauch und Konnektor | 4/8 |
| 882000 | Avance® Solo Wundfüller | 4/8 |

Jetzt online kostenlos fortbilden!

**Besuchen Sie unser Fortbildungs-
portal Mölnlycke Advantage!**

Wir unterstützen Sie. Dazu geben wir das Wissen unserer Kund*innen stets auf neue, besonders dynamische Weise weiter. Die Schulungsplattform Mölnlycke Advantage ist dabei ganz auf Ihre Bedürfnisse als medizinisches Fachpersonal im Bereich Wundversorgung ausgerichtet. Bei dieser webbasierten Lösung stehen therapiebasierte Ansätze, klinische Evidenz und praxisorientierte Erklärungen im Mittelpunkt. So können Sie Ihr Wissen sicher voranbringen und gleichzeitig die besten Ergebnisse für Ihre Patient*innen erzielen.

Ihr direkter Zugang zu Online-Seminaren, eLearnings, klinischer Evidenz und weiteren Formaten:

MÖLNLYCKE[®]
ADVANTAGE | ADVANCING
HEALTHCARE
THROUGH
EDUCATION




Weitere Informationen finden Sie unter [molnlycke.de/fortbildung](https://www.molnlycke.de/fortbildung)

Neues von Mölnlycke®

Erhalten Sie alle wichtigen Informationen rund um die Wundversorgung – einfach und aktuell per E-Mail.

Scannen Sie den QR Code oder nutzen Sie den direkten Link und registrieren Sie sich für unsere News!



Kundenservice und Social Media

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn:



Kundenservice:

Tel.: 0800 / 186 21 81, Fax: 0800 / 186 08 77, E-Mail: csc.de@molnlycke.com

Referenzen

1. Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Daten wurden auf dem 23. Kongress der europäischen Assoziation der Krankenhausmanager im September 2010 in Zürich, Schweiz, vorgestellt (Poster).
2. Neely AN, Maley MP J Clin Microbiol 2000; 36; 724-6.
3. Verkala K et al Eur J Card Surg 1998; 14:206-10.
4. Fulfill the requirements of EN 14683:2005 Surgical masks – Requirements and test methods.
5. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels.
6. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities. 3. FQN material study on competitor gown materials, 2010.
7. Mölnlycke Laboratory Test, USA, PD-528943
8. Ljungqvist B and Reinmüller B. PEOPLE AS A CONTAMINATION SOURCE. Surgical clothing systems for operating rooms – a comparison between disposable non-woven and reusable mixed material. Report from Chalmers University of Technology. 2012.
9. Blomgren G, Hoborn J, Nyström B. J Bone Joint Surg [Br] 1990;72-B:985-7
10. Ljungqvist B and Reinmüller B. PEOPLE AS A CONTAMINATION SOURCE. Surgical clothing systems for operating rooms – a comparison between disposable non-woven and reusable mixed material. Report from Chalmers University of Technology. 2012.
11. Pada S and Pert TM Curr Opin Infec Dis 2015; 28:369-374.
12. Tammelin, A., Ljungqvist, B., Reinmüller, B. Singleuse surgical clothing system for reduction of airborne bacteria in the operating room. J Hospital Infect. 2013. 84(3):245-7.
13. Tammelin, A., Hambraeus, A., Stahle, E. Routes and sources of Staphylococcus aureus transmitted to the surgical wound during cardiothoracic surgery: possibility of preventing wound contamination by use of special scrub suits. Infection Control and Hospital Epidemiology 2001;22(6):338-346.
14. In Use Surgical Glove Failure Rate Comparison. Study G009-005. Mölnlycke Health Care 2009. Data on file.
15. Collins J. A Clinical Evaluation of Polyisoprene Biogel Orthopaedic Surgical Gloves. Design Validation DP36_3.6.1, Mölnlycke Health Care 2011.
16. Collins J. A Clinical Investigation to Evaluate the Biogel PI Micro Surgical Glove to Ensure Performance as Intended. Clinical Investigation Report, Mölnlycke Health Care 2014.
17. Aldiyami, Ehab; Kulkarni, Ashwin; et al. Latex-free gloves Safer for Whom?; The Journal of Arthroplasty; 2010; Vol. 25 No. 1 pp. 27-30.
18. Gottrup F, Müller K, Bergmark S, Nørregaard S. Powder-free, non-sterile gloves assessed in a wound healing centre. Eur J Surg. 2001 Aug;167(8):625-7.
19. Customer Validation of Biogel Value Proposition. Mölnlycke Health Care. January 2020. Data on file.
20. Ke Li, Na Wei, and Shouwei Yue. Effects of Tactile Sensitivity on Structural Variability of Digit Forces during Stable Precision Grip. BioMed Research International, vol. 2016.
21. Wigmore SJ & Rainey JB. Use of coloured undergloves to detect puncture. BJS 1994; 81:1480.
22. MHC Report, Glove puncture detection systems, GMCS-2017-098. Data on file.
23. Summary of Technical Documents. Mölnlycke Health Care. Data on File.
24. Asplund Peiro S et al. Quantitative determination of endotoxins on surgical gloves. Journal of Hospital Infection 1990; 16:167-172.
25. Mischke C et al. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 7;(3):CD009573
26. Thomas S. et al. Intraoperative glove perforation - single versus double gloving in protection against skin contamination. Postgrad. Med. J. 2001;77 458-460.
27. Tanner J, et al. Double gloving to reduce surgical cross-infection. Cochrane Database Syst Rev. 2006; 19;(3):CD003087.
28. Hübner NO, Goerdts AM, Stanislawski N et al. Bacterial migration through punctured surgical gloves under real surgical conditions. BMC Infect Dis. 2010 Jul 1;10:192.
29. Avery CME, Taylor J. Johnson PA (1999) Doublegloving and a system for identifying glove perforations in maxillofacial trauma surgery. Br J Oral Maxillofacial Surg 37:316-19.
30. REPR0355, Spectrophotometer Measurement of the Colour Indicator Type Surgical Gloves. 2008. Data on file.
31. Avery CM, Gallagher P, Birnbaum W. Double gloving and a glove perforation indication system during the dental treatment of HIV positive patients: are they necessary? Br Dent J. 1999 Jan 9;186(1):27-9.
32. Evaluation of Indication Performance of Meditrade and Sempermed NR Double Gloving Combinations versus Biogel NR Indicators. 2018. Data on file.
33. Evaluation of Indication Performance of Biogel Natural Rubber Indicator Systems versus Competitors' Double Gloving Combinations. 2019. Data on file.
34. Evaluation of Indication Performance of Biogel Synthetic Double Gloving Combinations versus Competitors' Double Gloving Combinations. 2019. Data on file.
35. Mölnlycke Health Care, Data on file.
36. Collins J. An Open label Evaluation of the Biogel PI ProFit Surgical Glove. CIR_BioGel_PI_ProFit_Design Validation DP35_3.6.1, Mölnlycke Health Care. 2012.
37. Carter S, Choong S, Marino A, Sellu D. Can surgical gloves be made thinner without increasing their liability to puncture? Ann R Coll Surg Engl. 1996 May;78(3 (Pt 1)):186-7. Mölnlycke Health Care. 2012.
38. Design Verification report: PD-523866, Design Verification Report PD-509013
39. EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns.
40. ANSI/AAMI PB70:Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.
41. Mölnlycke Laboratory Test, USA, PD-528943, PD-528942.
42. Eriksson E & Westerdaahl J. Life Cycle Assessment of single-use and reusable hospital staff clothing on the Spanish market. Gothenburg, 2 September, 2011. IVL Swedish Environmental Research Institute.
43. Avance Solo CMM-Daten im Archiv (Qu. 10)
44. Avance Solo Adapt CMM-Daten im Archiv (Qu. 2)
45. Van Overschelde, P. et al. A randomised controlled trial comparing two wound dressings used after elective hip and knee arthroplasty. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016.
46. Silverstein P. et al. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter study to evaluate the cost-effectiveness, performance, tolerance, and safety of a silver-containing soft silicone foam. Journal of Burn Care and Research, 2011.
47. Gee Kee E.L. et al. Randomized controlled trial of three burns dressings for partial thickness burns in children. Burns, 2014.
48. David F. et al. A randomised, controlled, non-inferiority trial comparing the performance of a soft silicone-coated wound contact layer (Mepitel One) with a lipidocolloid wound contact layer (UrgoTul) in the treatment of acute wounds. International Wound Journal, 2017.
49. Patton M.L. et al. An open, prospective, randomized pilot investigation evaluating pain with the use of a soft silicone wound contact layer vs bridal veil and staples on split thickness skin grafts as a primary dressing. Journal of burn care & research, 2013
50. Bredow J. et al. Evaluation of Absorbent Versus Conventional Wound Dressing. A Randomized Controlled Study in Orthopedic Surgery. Deutsche Arzteblatt International, 2018.
51. Meaurio S. et al. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003.
52. Herst P. et al. Prophylactic use of Mepitel Film prevents radiation-induced moist desquamation in an intra-patient randomised controlled clinical trial of 78 breast cancer patients. Radiotherapy and Oncology, 2014.
53. Gotschall C.S. et al. Prospective, randomized study of the efficacy of Mepitel on children with partial-thickness scalds. Journal of Burn Care & Rehabilitation, 1998.
54. Raeder J et al. Reduced Hypothermia and Improved Patient Thermal Comfort for Perioperative Use of a Disposable Self-Warming Blanket – A randomized Multi-Center Trial. Poster presented at: 67th Annual PostGraduate Assembly in Anesthesiology; 2013 Dec 13-17; New York, NY.

Mölnlycke ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Gesundheitssektor

Unser Ziel

Unser Ziel ist es, die Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern. Wir streben danach, medizinischen Fachkräften die bestmöglichen Lösungen für ein optimales Ergebnis an die Hand zu geben.

14

Produktionsstätten
in 8 Ländern



Zentrale
Göteborg,
Schweden

99%

im Besitz von Investor AB
der Rest im Besitz
der Geschäftsleitung

8.070

Mitarbeiter*innen weltweit

1.686 Mio

weltweiter Jahresumsatz
EUR Währung (2021)

Rufnummer für Bestellungen:

Customer Service Center 0800/186218 0 (-9)

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Telefon +49 (0)211 92088-0, Fax +49 (0)211 92088-170, www.molnlycke.de
Die Marken Mölnlycke, BARRIER, Drisite, Biogel, ProcedurePak, Mefix, Mepore, Mepilex, Mepitel, Mextra, Exufiber, Safetac, Tubifast, Granudacyn, Granulox, Avance sowie die Namen und Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Unternehmen der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2024 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DEIMSU2024_08
Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO: <https://www.molnlycke.de/informationen-zu-dieser-seite/datenschutzrichtlinien/>

