

3M™ Scotchcast™ Longuetten

Fiberglas bildet die Basis für die rigiden und synthetischen 3M Scotchcast Longuetten, die sich bereits seit vielen Jahren durch hohe Qualität auszeichnen. Die dreilagigen Longuetten dienen zur Verstärkung an besonders belastbaren Stellen und sind eine sinnvolle Ergänzung zu 3M Soft Cast und Soft Cast Poly Premium, also der Kombicast-Technik. Der Anwender profitiert von speziellen Additiven für ein leichteres Modellieren und Glätten des Verbandes.

Produkteigenschaften

- Atmungsaktives Trägermaterial
- Sichere Anwendung
- Optimale Anpassung an die Körperkonturen
- Vermeidung von Druckstellen
- Verbesserter Sitz
- Hohe Stabilität reduziert die Reparaturrate auf ein Minimum



Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessungen	Verpackungseinheit
82199	5 cm × 20 cm	10 Longuetten
82200	7.6 cm × 70 cm	10 Longuetten
82201	10.1 cm × 90 cm	10 Longuetten
82202	12.7 cm × 90 cm	10 Longuetten
82203	7.6 cm × 45 cm	10 Longuetten
82299	7.5 cm × 20 cm	10 Longuetten

