

## Chirurgisches Nahtmaterial *Surgical Sutures*

SERAFAST®

PGACL

POLYGLYKOLSÄURE-CAPROLACTON  
POLYGLYCOLIC ACID-CAPROLACTONE



violett / monofil / resorbierbar  
*violet / monofilament / absorbable*














ungefärbt / monofil / resorbierbar  
*undyed / monofilament / absorbable*

Resorptionsprofil: 60 % Reißkraft nach 7 Tagen  
aufgelöst nach ca. 90 Tagen

*Absorption profile: 60 % tensile strength after 7 days  
Absorption process completed after  
approx. 90 days*













**SERAG  
WIESSNER**

| Nadelbezeichnung<br>Needle |   | Stärke USP<br>Size USP | Stärke metric<br>Size metric | Fadenlänge/Meter<br>Length of suture/metre | Abgabemenge/Stück<br>Units per box | Bestell-Nummer ungefärbt<br>Code number undyed | Bestell-Nummer violett<br>Code number violet             |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| DS-12                      |    | 6/0                    | 0,7                          | 1 x 0,70                                   | 24                                 | 40101312                                       | JO073212   |
|                            |   | 5/0                    | 1                            | 1 x 0,45                                   | 24                                 |  |  |
| DS-15                      |    | 6/0                    | 0,7                          | 1 x 0,70                                   | 24                                 | 40153213                                       | JO073213   |
|                            |   | 5/0                    | 1                            | 1 x 0,70                                   | 24                                 |  | JO103213   |
|                            |   | 4/0                    | 1,5                          | 1 x 0,70                                   | 24                                 |  |  |
| DS-18                      |    | 5/0                    | 1                            | 1 x 0,45                                   | 24                                 | 40101314                                       | JO103214   |
|                            |   | 5/0                    | 1                            | 1 x 0,70                                   | 24                                 | 40103214                                       |  |
|                            |   | 4/0                    | 1,5                          | 1 x 0,45                                   | 24                                 | 40151314                                       |  |
|                            |   | 4/0                    | 1,5                          | 1 x 0,70                                   | 24                                 | 40153214                                       |  |
|                            |   | 3/0                    | 2                            | 1 x 0,45                                   | 24                                 | 40201314                                       |  |
|                            |   | 3/0                    | 2                            | 1 x 0,70                                   | 24                                 | 40203214                                       |  |
| DS-25                      |    | 4/0                    | 1,5                          | 1 x 0,70                                   | 24                                 | 40153215                                       | JO153215   |
|                            |   | 3/0                    | 2                            | 1 x 0,70                                   | 24                                 | 40203215                                       | JO203215   |
|                            |   | 2/0                    | 3                            | 1 x 0,70                                   | 24                                 | 40303215                                       | JO303215   |
| DS-30                      |   | 2/0                    | 3                            | 1 x 0,70                                   | 24                                 | 40303216                                       |  |
| DSS-10                     |  | 6/0                    | 0,7                          | 1 x 0,45                                   | 24                                 | 40071315                                       |  |
| DSS-10<br>+DSS-10          |  | 6/0                    | 0,7                          | 1 x 0,70                                   | 24                                 | 4P073215                                       |  |
| DSS-13                     |  | 6/0                    | 0,7                          | 1 x 0,45                                   | 24                                 | 4007131L                                       | JO07321L<br>JO10131L                                     |
|                            |   | 6/0                    | 0,7                          | 1 x 0,70                                   | 24                                 |  |  |
|                            |   | 5/0                    | 1                            | 1 x 0,45                                   | 24                                 | 4010131L                                       |  |
|                            |   | 5/0                    | 1                            | 1 x 0,70                                   | 24                                 | 4010321L                                       |  |
|                            |   | 4/0                    | 1,5                          | 1 x 0,45                                   | 24                                 | 4015131L                                       |  |
| DSS-18                     |  | 6/0                    | 0,7                          | 1 x 0,45                                   | 24                                 | 4007131M                                       | JO07321M<br>JO10131M<br>JO15131M<br>JO20131M<br>JO20321M |
|                            |   | 4/0                    | 1,5                          | 1 x 0,45                                   | 24                                 | 4015131M                                       |  |
|                            |   | 4/0                    | 1,5                          | 1 x 0,70                                   | 24                                 | 4015321M                                       |  |
|                            |   | 3/0                    | 2                            | 1 x 0,45                                   | 24                                 | 4020131M                                       |  |
|                            |   | 3/0                    | 2                            | 1 x 0,70                                   | 24                                 | 4020321M                                       |  |
| DSS-24                     |  | 4/0                    | 1,5                          | 1 x 0,45                                   | 24                                 | 4015131N                                       | JO15131N<br>JO20131N<br>JO20321N                         |
|                            |   | 3/0                    | 2                            | 1 x 0,45                                   | 24                                 | 4020131N                                       |  |
|                            |   | 3/0                    | 2                            | 1 x 0,70                                   | 24                                 | 4020321N                                       |  |
| FRX-27<br>+FRX-27          |  | 3/0                    | 2                            | 1 x 0,70                                   | 24                                 | 4P203226                                       |  |

**SERAFAST®**

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS



| Nadelbezeichnung<br>Needle |   | Stärke USP<br>Size USP | Stärke metric<br>Size metric | Fadenlänge/Meter<br>Length of suture /metre | Abgabemenge/Stück<br>Units per box | Bestell-Nummer ungefärbt<br>Code number undyed | Bestell-Nummer violett<br>Code number violet |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| GR-20                      |    | 6/0                    | 0,7                          | 1 x 0,45                                    | 24                                 | 40153229                                       | JR07321L                                     |
|                            |   | 4/0                    | 1,5                          | 1 x 0,70                                    | 24                                 |  |  |
| GS-12                      |    | 4/0                    | 1,5                          | 1 x 0,45                                    | 24                                 | 40151333                                       |  |
| GS-60                      |    | 3/0                    | 2                            | 1 x 0,70                                    | 12                                 | 40203236                                       |  |
| HR-10                      |    | 6/0                    | 0,7                          | 1 x 0,70                                    | 24                                 | 40073237                                       |  |
| HR-17                      |    | 5/0                    | 1                            | 1 x 0,45                                    | 24                                 | 40101376                                       |  |
|                            |   | 5/0                    | 1                            | 1 x 0,70                                    | 24                                 | 40103276                                       | JO103276                                     |
|                            |   | 4/0                    | 1,5                          | 1 x 0,70                                    | 24                                 | 40153276                                       | JO153276                                     |
|                            |   | 3/0                    | 2                            | 1 x 0,70                                    | 24                                 | 40203276                                       | JO203276                                     |
| HR-22                      |  | 4/0                    | 1,5                          | 1 x 0,70                                    | 24                                 | 4015322C                                       | JO15322C                                     |
|                            |   | 3/0                    | 2                            | 1 x 0,70                                    | 24                                 | 4020322C                                       | JO20322C                                     |
|                            |   | 3/0                    | 2                            | 4 x 0,70                                    | 12                                 |  | JO20412C                                     |
|                            |   | 2/0                    | 3                            | 1 x 0,70                                    | 24                                 |  | JO30322C                                     |
| HR-22<br>+HR-22            |  | 4/0                    | 1,5                          | 1 x 0,70                                    | 24                                 |  | JP15322C                                     |
| HR-26                      |  | 4/0                    | 1,5                          | 1 x 0,70                                    | 24                                 | 40153241                                       | JO153241                                     |
|                            |   | 3/0                    | 2                            | 1 x 0,70                                    | 24                                 | 40203241                                       | JO203241                                     |
|                            |   | 2/0                    | 3                            | 1 x 0,70                                    | 24                                 | 40303241                                       | JO303241                                     |
| HR-30                      |  | 3/0                    | 2                            | 1 x 0,70                                    | 24                                 | 40203242                                       |  |
|                            |   | 2/0                    | 3                            | 1 x 0,70                                    | 24                                 | 40303242                                       |  |
| HR-36                      |  | 2/0                    | 3                            | 1 x 0,70                                    | 24                                 | 40303243                                       |  |

**SERAFAST®**



NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS





SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG  
Zum Kugelfang 8 - 12  
95119 Naila/Germany

 + 49 9282 937-210  
 + 49 9282 937-9369

*Export Department:*

 + 49 9282 937-230  
 + 49 9282 937-9785

 [info@serag-wiessner.de](mailto:info@serag-wiessner.de)  
 [www.serag-wiessner.de](http://www.serag-wiessner.de)