




# MEINSET

## Effektive Set-Lösungen

Für Arztpraxen, Pflege und  
ambulantes Operieren

**Mit Anwendern erdacht, für Anwender gemacht.**



# MEINSET

Mit Anwendern erdacht, für Anwender gemacht.

## So individuell wie Ihre Bedürfnisse, so vielfältig wie Ihre Anwendungen

**MEINSET** von Fuhrmann ist Ihre ganz persönliche Set-Lösung für den täglichen Einsatz in der **Arztpraxis**, beim **ambulant Operieren** und in der **Patientenpflege**. Jedes Set enthält alle sterilen Einmal-Produkte, die Sie für die effektive Behandlung Ihrer Patienten benötigen, **inklusive der original Fuhrmann Einmalinstrumente**. Jederzeit einsatzbereit unterstützen sie eine hygienisch sichere und wirtschaftliche Patientenversorgung. Bei Fuhrmann verstehen wir ein Set als Dienstleistung. Deshalb legen wir besonders viel Wert auf die **individuelle persönliche Beratung und Betreuung**, um mit Ihnen gemeinsam die beste Lösung für Ihren Bereich zu finden.

**Fuhrmann MEINSET: flexibel, individuell, nach Ihren spezifischen Anforderungen zusammengestellt, steril verpackt, immer zuverlässig zur Hand und sicher in jeder Anwendung.**



„Mit den Set-Lösungen von Fuhrmann können wir unsere täglichen Abläufe deutlich einfacher gestalten. Das spart Zeit und Kosten!“

### Profitieren Sie von Prozessverbesserungen auf vielen Ebenen:

#### In der Beschaffung:

- + Geringere Artikelanzahl
- + Vereinfachte Anlage-, Bestell- & Rechnungsprozesse
- + Klare, fallbezogene Kostenzuordnung

#### Für Lager & Logistik:

- + Weniger Einzelartikel
- + Reduzierte Lagerfläche
- + Schnellere Bereitstellung

#### Bei der OP-Vorbereitung:

- + Alle Komponenten mit einem Handgriff steril verfügbar
- + Zeitersparnis bei der Vorbereitung Ihres OP-Raums
- + Reduziertes Kontaminationsrisiko
- + Fördert eine systematische Arbeitsweise
- + Sinkendes Fehlerrisiko bei der Bereitstellung
- + Weniger Verpackungsmüll
- + Einfache und schnelle Dokumentation
- + Hohe Sicherheit in Notfällen
- + Umsetzung hoher Hygienestandards



## MEINSET



Mit Anwendern erdacht, für Anwender gemacht.

1

Handgriff genügt!




Anstatt alle erforderlichen Komponenten einzeln **zu bestellen, zu lagern, bereitzustellen, steril zu öffnen, zu dokumentieren und zu entsorgen**, haben Sie mit einem Griff alle Produkte steril und schnell zur Hand.

**So arbeiten Sie hygienisch sicher, zeitsparend und kosteneffizient.**

MEINSET

## „Ambulantes Operieren erfordert höchste Hygienestandards.“

**Fuhrmann OP-Sets** helfen mir dabei, in kürzester Zeit eine zuverlässige und sterile OP-Vorbereitung durchzuführen.“



Mit Anwendern erdacht, für Anwender gemacht.

## Schneller handlungsfähig bei höchster Sicherheit

Alle OP-Komponenten steril verpackt in einem Set



### Ein echter Zeitgewinn

Der Arbeitsalltag im OP ist durch eine hohe Dynamik gekennzeichnet, physisch wie psychisch anspruchsvoll und verlangt Ärzten und OP-Personal viel ab. Jeder einzelne Mitarbeiter trägt eine hohe Verantwortung, höchste Hygienestandards müssen sichergestellt werden und im Team muss sich jeder auf den anderen hundertprozentig verlassen können. Mit unseren OP-Lösungen möchten wir Ihre Abläufe bestmöglich unterstützen. Mehr noch: unser Ziel ist es, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und Produkte zu gestalten, die Ihnen das tägliche Arbeiten erleichtern.

### Mehr Sicherheit im ambulanten OP

Jede Operation ist individuell, doch viele Operationen sind Routine und werden sehr häufig durchgeführt. Unsere kleinchirurgischen Sets sind für die Behandlung der gängigsten Erkrankungen in den medizinischen Fachgebieten entwickelt. Profitieren Sie von effizienten Set-Zusammenstellungen für die Bereiche in der Allgemein- & Kinderchirurgie, Handchirurgie, Dermatologie, Gynäkologie, Ophthalmologie und viele mehr.

### Damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.



### Unser Angebot für Sie:

- + Ganzheitliche Beratung rund um alle Themen im OP
- + Gemeinsam Potenziale identifizieren
- + Sets mit hohem Benefit entwickeln
- + Durchgängige Begleitung in allen Phasen
  - Analyse
  - Vorstellung
  - Einführung
  - Testphase / Anpassung
  - Weitere Begleitung / regelmäßiger Austausch
- + Set-Finder für schnelle Standard-Lösungen

### Chirurgisches-Set: REF 370239, VE 15

---

1 x Schere Metzenbaum, chirurgisch, stumpf/stumpf, gebogen, 14,5 cm

---

1 x Klemme Halsted-Mosquito, anatomisch, gebogen, 13 cm

---

1 x Irisschere, spitz/spitz, gerade, fein, 11 cm

---

1 x Pinzette chirurgisch, fein, nach Adson, 12 cm

---

1 x Nadelhalter Halsey, 13 cm

---

1 x Einmalskalpell Fig. 15

---

5 x Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm, 4-fach

---

1 x Lochtuch, selbstklebend 50 x 60 cm, 2-lagig, Loch: 6 x 8 cm

---

1 x Kunststoffschale 500 ml

---

1 x Schutzunterlage 60 x 60 cm, 2-lagig

---

## MEINSET

„Im Praxisalltag wartet neben der Patientenversorgung viel Organisatorisches auf mich.“

**Set-Lösungen von Fuhrmann** vereinfachen meine Arbeitsabläufe, sowohl beim direkten Einsatz am Patienten als auch in der Dokumentation.“



Mit Anwendern erdacht, für Anwender gemacht.

## Kleine Helfer - große Wirkung

Sterile Klein-Sets für eine deutliche Arbeitserleichterung



### Mehr Zeit für Ihre Patienten

Der Praxisalltag ist durch ständig wechselnde, komplexe Aufgaben und Arbeitssituationen geprägt: wartende Patienten, ständiges Telefonklingeln, Terminvergabe, Patientenbetreuung, Laboruntersuchungen, Organisation und Dokumentation – alles will beinahe gleichzeitig erledigt werden. Da braucht es gute Nerven, Organisationstalent und viel Flexibilität.

Wir möchten Sie darin unterstützen, einige dieser Aufgaben einfacher zu gestalten. Ein gutes Behandlungsset spart wertvolle Zeit in der Vor- und Nachbereitung. Der Aufwand für die Bereitstellung der benötigten Medizinprodukte und für die abschließende Dokumentation wird deutlich reduziert. Mit einem Handgriff ist alles für eine sichere Patientenbehandlung vorhanden. Gemeinsam möchten wir herausfinden, welche Lösungen in Ihrer Praxis für gute Ergebnisse sorgen. Denn daran wollen wir uns messen lassen: an spürbaren Zeitgewinnen, Verbesserungen und Entlastungen in Ihrer täglichen Arbeit.

**Damit Ihre Energie ganz dem Patientenwohl zugute kommen kann.**

### Unser Angebot für Sie:

- + Sortimentsanalyse durch unsere Kundenberater vor Ort
- + Entwicklung von Optimierungskonzepten
- + Praktische Standard-Sets für Routinebehandlungen
- + Entwicklung individueller Standards




### Naht-Set: REF 38766, VE 15

- 1 x Schutzunterlage, 60 x 60 cm, 2-lagig
- 1 x Kunststoffschale, 500 ml
- 1 x Kunststoffbecher, 120 ml
- 3 x Schlinggazetupfer, 20 x 20 cm
- 2 x Mullkompressen, 10 x 10 cm, 12-fach
- 1 x Nadelhalter Mayo-Hegar, 14 cm
- 1 x Pinzette chirurgisch, nach Adson, fein, 12 cm
- 1 x Schere chirurgisch, stumpf/spitz, gebogen, 14,5 cm

## MEINSET

„Medizinische Pflege ist nur ein Bruchteil meiner Arbeit.“

**Fuhrmann Pflege-Sets** verschaffen mir mehr Zeit für andere wichtige pflegerische Tätigkeiten.“



Mit Anwendern erdacht, für Anwender gemacht.





## Der Mensch im Fokus

Höchste Hygienestandards und mehr Komfort im Pflegealltag

### Rund um die Uhr einsatzbereit

Das Arbeiten in der Pflege ist anspruchsvoll, anstrengend und immer wieder aufs Neue herausfordernd. Pflegerische Maßnahmen und Behandlungen wechseln sich mit psychosozialen Betreuungsaufgaben ab. Zudem nehmen administrative Tätigkeiten wie Organisation und Dokumentation viel Raum ein. Schichtbetrieb, Vertretungen, körperliche sowie psychische Belastungen verlangen Pflegefachkräften viel ab.

Umso wichtiger ist es, das Pflegepersonal mit cleveren Produkten zu unterstützen und für Entlastung zu sorgen. Produkte, die wenig Aufwand bedeuten, zuverlässig und jederzeit einsatzbereit sind. Die sofort, auch im Notfall, für eine sichere Patientenversorgung zur Verfügung stehen. Sprechen Sie mit unseren Kundenberatern, welche Entlastungen mit einem Set möglich sind und wie diese Ihre täglichen Abläufe verbessern können.

**Damit Pflege jeden Tag ein bisschen einfacher wird.**

### Unser Angebot für Sie:

- + Praktische Standard-Sets für Ihre täglichen Aufgaben
- + Entwicklung hauseigener Sets
- + Produktschulungen
- + Sortimentsanalysen und Standardisierungsberatung
- + Prozessoptimierung



### Verbandwechsel-Set: REF 38768, VE 15

- 1 x Schutzunterlage, 60 x 60 cm, 2-lagig
- 1 x Kunststoffschale, 500 ml
- 1 x Kunststoffbecher, 120 ml
- 3 x Schlinggazetupfer, 20 x 20 cm
- 2 x Mullkompressen, 10 x 10 cm, 12-fach
- 1 x Schere chirurgisch, stumpf/spitz, gebogen, 14,5 cm
- 1 x Pinzette chirurgisch, Standard, 14,5 cm
- 1 x Pinzette anatomisch, 14,5 cm

## Individual oder Standard: Welches Set ist die beste Lösung für mich?

### MEINSET **INDIVIDUAL**

„Die maßgeschneiderte Lösung –

**Optimal für komplexe Operationen und um  
facharztspezifische Anforderungen zu erfüllen.“**

Mit Anwendern erdacht, für Anwender gemacht.

#### Nur für Sie gemacht

Unsere Individual-Sets werden ganz nach Ihren persönlichen Wünschen zusammengestellt und gefertigt. Dabei unterstützen wir Sie mit unserem Know-how aus 40 Jahren Medizinprodukteberatung. Der direkte Dialog und Austausch ist eine wesentliche Voraussetzung, um Ihre individuellen Anforderungen und Bedürfnisse optimal zu berücksichtigen.



Bei Fuhrmann haben Sie die Wahl: Je nach Anforderung bieten wir Ihnen ein breites Portfolio an vorkonfektionierten Standard-Sets oder Individual-Sets ganz nach Ihren Wünschen. Unsere Kundenberater analysieren mit Ihnen vor Ort, welche Set-Version für Ihr Haus den größten Nutzen bietet. Dabei begleiten wir Sie in allen Phasen der Set-Erstellung – von der Bedarfsanalyse über die Testphase bis hin zur finalen Set-Einführung.

**Ihre Zufriedenheit und die Verbesserung Ihrer Prozesse sind unser Erfolg.**

## MEINSET STANDARD

„Mein sicherer Alltags-Helfer –

**Ideal zur Durchführung von kleinchirurgischen Operationen und für regelmäßige Routine-Behandlungen.“**

**Mit Anwendern erdacht, für Anwender gemacht.**



### **Kompakt und direkt verfügbar**

Keine Frage: Ein individuelles Set ist zu hundertprozent auf Ihre persönlichen Anforderungen abgestimmt und passt optimal zu Ihren spezifischen Abläufen. Doch auch ein Standard-Set erfüllt in vielen Fällen die Anforderungen und Sie profitieren von einer attraktiven Kostengestaltung und direkter Verfügbarkeit.





## Unsere Allrounder

Ideale Unterstützung bei der klassischen Patientenversorgung und für ein breites Anwendungsspektrum geeignet.

Nutzen Sie unsere Allrounder als Grundbestückung für die Arztpraxis, die Ambulanz oder zur Ausrüstung von Arztkoffern und Notfalltaschen.

## Mundpflege-Set

Für die intensive Reinigung des Mund- und Rachenraumes



REF 34123

VE 42

1 x Kunststoffschale, 500 ml

1 x Kunststoffbecher, 100 ml

10 x Schlinggazetupfer, 20 x 20 cm

1 x Klemme, Kunststoff, 12 cm, blau

## PEG-Set Vlies

Für die Versorgung, Reinigung und Fixierung von Sonden bei perkutan endoskopischer Gastrostomie



REF 33039-1

VE 15

3 x Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm, 4-fach

2 x Vlies-Schlitzkompressen, 7,5 x 7,5 cm, 4-fach

1 x Salva Stretch, Fixiervlies, 15 x 11 cm



**Jetzt neu: unser „Rundum-Sorglos-Lieferservice“.**  
Gerne bieten wir Ihnen die automatische und regelmäßige Belieferung für Ihre ausgewählten Produkte an. Sprechen Sie uns an!

## Abwasch-Set

---

Für die präoperative Haut- und Schleimhautdesinfektion des Patienten bzw. des OP-Feldes



REF 340299

VE 10

1 x Schutzunterlage, 60 x 60 cm

---

1 x Kunststoffschale, 500 ml

---

5 x Schlinggazetupfer, 30 x 40 cm

---

1 x Klemme mit runder Spitze,  
Kunststoff, 19 cm, blau

---

## Naht-Set

---

Für die sterile Wundversorgung bei kleinen chirurgischen Eingriffen



REF 38766

VE 15

1 x Schutzunterlage, 60 x 60 cm, 2-lagig

---

1 x Kunststoffschale, 500 ml

---

1 x Kunststoffbecher, 120 ml

---

3 x Schlinggazetupfer, 20 x 20 cm

---

2 x Mullkompressen, 10 x 10 cm, 12-fach

---

1 x Nadelhalter Mayo-Hegar, 14 cm

---

1 x Pinzette chirurgisch, nach Adson, fein, 12 cm

---

1 x Schere chirurgisch, stumpf/spitz, gebogen,  
14,5 cm

---

## Verbandwechsel-Set 1

Für den individuellen sterilen  
Verbandwechsel



REF 38768

VE 15

1 x Schutzunterlage, 60 x 60 cm, 2-lagig

1 x Kunststoffschale, 500 ml

1 x Kunststoffbecher, 120 ml

3 x Schlinggazetupfer, 20 x 20 cm

2 x Mullkompressen, 10 x 10 cm, 12-fach

1 x Schere chirurgisch, stumpf/spitz, gebogen,  
14,5 cm

1 x Pinzette chirurgisch, Standard, 14,5 cm

1 x Pinzette anatomisch, 14,5 cm

## Verbandwechsel-Set 2

Für den individuellen sterilen  
Verbandwechsel



REF 38767

VE 15

1 x Kunststoffschale, 250 ml

5 x Mullkompressen, 10 x 10 cm, 8-fach

1 x Pinzette, Kunststoff, 12,5 cm, grün

**Alle Standard-Sets enthalten immer  
unsere bewährten Einmalinstrumente  
in original Fuhrmann-Qualität!**

## Fadenzieh-Sets

Zum Entfernen von Wundfäden  
und zur Wundreinigung



REF 38769

VE 15

1 x Kunststoffschale, 250 ml

3 x Mullkompressen, 10 x 10 cm, 8-fach

1 x Pinzette anatomisch, gerade, 11,5 cm

1 x Fadenziehmesser mit Handgriff



REF 35891

VE 15

1 x Mullkompressen, 5 x 5 cm, 8-fach

1 x Pinzette anatomisch, gerade, 11,5 cm

1 x Fadenziehmesser mit Handgriff

## Katheter-Set

Zum Legen und Wechseln von  
Kathetern zur Urinableitung



REF 33158

VE 42

1 x Schutzunterlage, 60 x 60 cm, 2-lagig

1 x Kunststoffschale, 500 ml

1 x Kunststoffbecher, 120 ml

2 x Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm, 12-fach

5 x Schlinggazetupfer, 20 x 20 cm

1 x Pinzette, Kunststoff, 12,5 cm, grün


1 x Schlitz-Lochtuch, 45 x 75 cm, 2-lagig

2 x Untersuchungshandschuhe, Größe M, Nitril,  
puderfrei



## Dermatologie-Set

Zur Entfernung von kleinen Haut- und Weichteiltumoren wie z. B. Muttermalen, Fibromen, Warzen



REF 370240

VE 15

1 x Nadelhalter Mayo-Hegar, 14 cm

1 x Pinzette chirurgisch, nach Adson, fein, 12 cm

1 x Einmalskalpell Fig. 15

1 x Lochtuch, 45 x 75 cm, 2-lagig,  
Loch: 6 cm

1 x Abdecktuch, 45 x 75 cm, 2-lagig

## Chirurgisches Set

Zur Entfernung von Haut- und Weichteiltumoren, Durchführung von Narbenkorrekturen, kleinchirurgischen Eingriffen bei Kindern oder handchirurgischen Eingriffen wie z. B. Karpaltunnelsyndrom, Ganglientfernung



REF 370239

VE 15

1 x Schere Metzenbaum, chirurgisch, stumpf/  
stumpf, gebogen, 14,5 cm

1 x Klemme Halsted-Mosquito, anatomisch,  
gebogen, 13 cm

1 x Irisschere, spitz/spitz, gerade, fein, 11 cm

1 x Pinzette chirurgisch, fein, nach Adson, 12 cm

1 x Nadelhalter Halsey, 13 cm

1 x Einmalskalpell Fig. 15

5 x Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm, 4-fach

1 x Lochtuch, selbstklebend 50 x 60 cm, 2-lagig,  
Loch: 6 x 8 cm

1 x Kunststoffschale, 500 ml

1 x Schutzunterlage, 60 x 60 cm, 2-lagig

## Unsere Spezialisten

Optimal auf die spezifischen Fachbereiche abgestimmt und für häufig vorgenommene Eingriffe zusammengestellt.

## Wundversorgungs-Set fein

Zur Entfernung von Haut- und Weichteiltumoren, Durchführung von Narbenkorrekturen und kleinchirurgischen Eingriffen



REF 370241

VE 10

1 x Nadelhalter Halsey, 13 cm

1 x Präparierschere, stumpf/stumpf, gebogen, 11,5 cm

1 x Pinzette chirurgisch, fein, nach Adson, 12 cm

1 x Klemme Micro-Mosquito, gebogen, 12,5 cm

1 x Klemme mit runder Spitze, Kunststoff, 18,5 cm

6 x Schlinggazetupfer, 20 x 20 cm

10 x Mullkompressen, 10 x 10 cm, 8-fach

1 x Variables Lochtuch, selbstklebend, 75 x 90 cm, 2-lagig, 2-teilig, Loch: 12,5 x 8 cm oval


1 x Kunststoffschale 2-teilig, 215 x 110 x 45 mm

1 x Kunststoffschale, 60 ml

1 x Schutzunterlage, 80 x 80 cm, 2-lagig

## IVOM-Set

Für die intravitreale operative Medikamentengabe bei Makuladegeneration



REF 370244

VE 15

1 x Lidsperrer, gefensterter, mittel

1 x Skleralmarker, 3,5 x 4,0 mm

5 x Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm, 8-fach

1 x Lochtuch, selbstklebend, 50 x 60 cm, 2-lagig, Loch: 6 x 8 cm

1 x Tischabdecktuch, 150 x 100 cm, 2-lagig

## IUP-Set (Intra-Uterin-Pessar)

Für die Einlage bzw. die Entfernung der Spirale



REF 370252

VE 10

1 x Abdecktuch blau, 75 x 90 cm, 2-lagig

1 x Uterussonde, graduiert in cm, starr, gebogen, 33 cm

1 x Kugelzange nach Schröder, 25 cm

1 x Schere Metzenbaum, gerade, stumpf / stumpf, 23 cm

1 x Pinzette anatomisch, mittelbreit, 25 cm

## Vasektomie-Set

Zur Sterilisation des Mannes mittels Durchtrennung und Unterbindung der Samenstränge



REF 370340

VE 15

1 x Kunststoffschale, 500 ml

1 x Pinzette chirurgisch, 12 cm, nach Adson

1 x Schere Metzenbaum, chirurgisch, stumpf / stumpf, gebogen, 14,5 cm

1 x Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm

2 x Backhaus-Tuchklemme, scharf, 11 cm

2 x Halsted-Mosquito-Klemme, gebogen, 13 cm

1 x Lochtuch, 45 x 75 cm, 2-lagig

1 x Schutzunterlage, 60 x 60 cm, 2-lagig

## Der Standard passt nicht?

Gerne beraten wir Sie auch persönlich zu einer individuellen Setkombination **MEINSET INDIVIDUAL**

Tel: +49 2245 9196-0

E-Mail: [info@fuhrmann.de](mailto:info@fuhrmann.de)



## Wir sind an Ihrer Seite

Von der Entstehung bis zum fertigen Set – von Anfang an begleiten wir Sie bei diesem Entwicklungsprozess und sind auch nach der Produkteinführung mit zuverlässiger Logistik und Beratung weiterhin für Sie da. Denn wir verstehen ein Set als Dienstleistung und nehmen diesen Gedanken sehr ernst. Ob Erstentwicklung, Optimierung oder Überprüfung, wir denken ganzheitlich und haben dabei immer die Weiterentwicklung Ihrer Prozesse im Blick.

## Nach Ihren Bedürfnissen zusammengestellt

Nutzen Sie unser Baukastensystem und wählen Sie gemeinsam mit Ihrem Kundenberater vor Ort die Produkte aus, die am besten zu Ihren individuellen OP-Anforderungen passen. Sie haben die Wahl aus verschiedenen Produktkategorien und bestimmen selbst Menge, Spezifikation und Ihre individuelle Packreihenfolge.


**4.500**

Set-Komponenten  
zur Auswahl



- + Verbandstoffe
- + Schalen
- + Einmalinstrumente
- + Zubehör
- + Abdeckungen

## MEINSET INDIVIDUAL




Wie sieht Ihr  
optimales Set  
aus?

## So entsteht Ihr Individual-Set

Das Prinzip ist denkbar einfach: Wir analysieren Ihren Bedarf und stellen das speziell für Sie optimierte Set zusammen. Dabei profitieren Sie von unserer 20-jährigen Erfahrung im Set-Bereich.




1



### Schritt 1: Was benötigen Sie?

In einem persönlichen Beratungsgespräch erfassen unsere Mitarbeiter Ihre Anforderungen. Die gewünschten Inhalte des Sets werden konkret definiert, die Packreihenfolge wird festgelegt und der geschätzte Jahresbedarf angegeben. Alle Informationen werden in unserem Set-Erhebungsbogen dokumentiert.


2



### Schritt 2: Jetzt sind wir dran

Unsere Mitarbeiter im Produktmanagement konfigurieren und kalkulieren Ihr Set. Unser Team im Qualitätswesen prüft die Inhalte des Sets auf Machbarkeit und erteilt die Freigabe.

3



### Schritt 3: Zeit für den Praxistest

Zeitnah präsentieren wir Ihnen ein unsteriles Muster des Sets und stellen Ihnen gerne sterile Muster für Ihren Praxistest zur Verfügung. Änderungen, wie beispielsweise die Packreihenfolge oder auch individuelle Zusatzartikel, werden aufgenommen.

4



### Schritt 4: Bereit für den Einsatz

Sobald das Set von Ihnen freigegeben ist, erfolgt die Auftragserteilung. Alle relevanten Daten zum Produkt werden in einer schriftlichen Liefervereinbarung erfasst. Nun startet die Produktion. Ab dem Zeitpunkt der ersten Lieferung bevorraten wir Ihren Dreimonatsbedarf abrufbereit auf Lager, die Lieferzeit für Ihr Set beträgt dann maximal 48 Stunden.

## Gut beraten. Besser versorgt.

Unser Qualitätsversprechen.



### Ihr Partner für eine sichere und nachhaltige Gesundheitsversorgung

Als inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation sind es die familiären Werte, die uns am Herzen liegen. Offenheit, Verbindlichkeit, Verantwortung, Authentizität und Zugewandtheit sind Eigenschaften, die uns sowohl im externen als auch im internen Umgang miteinander auszeichnen. Das bedeutet konkret: im hohen Maße fair, verlässlich, offen und transparent zu kommunizieren.

Unsere Kundenberater im Innen- & Außendienst sind Ihre persönlichen und zuverlässigen Ansprechpartner, die sich kompetent, schnell und lösungsorientiert um Ihr Anliegen kümmern. Mit einem Ergebnis, auf das Sie sich verlassen können.

Diese Haltung möchten wir bewahren und jeden Tag aufs Neue mit Leben füllen. Das ist unsere ehrliche Überzeugung, unsere Motivation und gleichzeitig unser Versprechen an Sie!

### Europäische Fertigung

Seit der Gründung im Jahre 1978 setzen wir auf den Standort Europa. An unseren zwei Produktionsstandorten in Deutschland und Tschechien fertigen wir für Sie auf rund 1.500m<sup>2</sup> Reinraumfläche unsere Produkte, natürlich in original Fuhrmann-Qualität. Dabei geht jedes Produkt mehrfach durch die Hände unserer erfahrenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die damit direkte Qualitätskontrollen am Produkt sicherstellen.

Ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung wird in unseren deutschen und tschechischen Produktionen generiert: Unter modernsten Reinraum- und Arbeitsbedingungen werden Sets aus Verbandstoffen, Einmalinstrumenten und weiteren Ergänzungsartikeln konfektioniert, verpackt und sterilisiert.

Ihre  
Ansprechpartner



**Wir sind für Sie da: persönlich, zuverlässig erreichbar und mit hohem Einsatz.**



### Handarbeit „Made in Europe“

Wussten Sie schon, dass viele Sonder- & Spezialartikel bei uns noch von Hand gefertigt werden? Denn nicht immer können Maschinen die Arbeit von Menschenhand ersetzen. Deshalb geht es innerhalb unserer modernen Produktion in einem Bereich auch noch ganz traditionell zu – in unserer Manufaktur. Hier werden ausgewählte Produkte noch ausschließlich von Hand hergestellt, wie z. B. Spitztupfer, armierte Tupfer, Rollrandkompressen, Intestinalbeutel und vielfältige Tamponaden.

### Zuverlässige, schnelle und flexible Lösungen

Die mittelständischen Strukturen und die enge Verzahnung der Unternehmensbereiche haben sich bewährt, um schnell und flexibel zu agieren. So ist es uns möglich auch individuelle Kundenwünsche und kleinere Volumina umzusetzen. Mit hoher Kundennähe, Flexibilität, schnellen Entscheidungswegen und vor allem Kontinuität und Verlässlichkeit stehen wir für eine starke, nachhaltige Partnerschaft – heute, morgen und übermorgen.

”

*Unsere Kunden schätzen an uns, dass wir ihnen mit schnellen und flexiblen Lösungen jederzeit zur Seite stehen. Gemeinsam schaffen wir Ergebnisse mit echtem Mehrwert, die zur Entlastung des medizinischen Fachpersonals beitragen. Dies ist die Basis für eine erfolgreiche und nachhaltige Partnerschaft!*

“

Arndt Fuhrmann, Geschäftsführer



# MEINSET




**Mit Anwendern erdacht, für Anwender gemacht.**

## Ein Set – viele Vorteile:

- + Immer passgenau für Ihre Anforderungen
- + Alle Komponenten mit einem Handgriff steril verfügbar
- + Vereinfachte Arbeitsabläufe auf allen Ebenen
- + Sichere und zeitsparende Vorbereitung für OPs & Behandlungen
- + Hoher Hygienestandard
- + Kosteneffizient & prozessoptimierend

## Für eine rundum sichere Patientenversorgung.

Überreicht durch:



Erfahren Sie mehr: [www.fuhrmann.de](http://www.fuhrmann.de)

Fuhrmann GmbH  
Bövingen 139  
D-53804 Much

Telefon +49 2245 9196-0  
Telefax +49 2245 9196-60  
E-Mail [info@fuhrmann.de](mailto:info@fuhrmann.de)

 **Fuhrmann**<sup>®</sup>

Gut beraten. Besser versorgt.