

	Modell						
	TR7	TR11	TR21	TR26	TR35	TR60	TR100
Kapazität Flüssigstickstoff (l)	7,2	12,2	21,5	26	33,6	60	99
Statische Haltezeit (Tage)	29	42	74	90	125	98	117
Tägliche Verdampfungsrate (l)	0,25	0,29	0,29	0,29	0,27	0,61	0,85
Leergewicht (kg)	6	7,5	11	13,5	15,8	21,5	29,5
Gesamtgewicht (kg)	11,8	17,3	28,3	34,6	43	70	110
Außen-Durchmesser (cm)	30,8	30,8	38,8	38,8	46,8	46,8	51
Behälterhals-Durchmesser (cm)	5	5	5	5	5	5	5
Gesamthöhe (cm)	48	58,4	60,5	66,9	65,5	86,9	98,6