

## 3M™ Trikotschlauch

Das einzigartige synthetische Material trägt mit seiner Struktur dazu bei, dass Feuchtigkeit aus dem Verband nach aussen transportiert wird. Dies hilft, das Risiko von Mazerationen zu minimieren und den Patientenkomfort zu erhöhen.

### Produkteigenschaften

- Ideal als Polsterung unter 3M™ Scotchcast™ Stützverbände
- Leichte Applikation
- Rollt sich nicht auf
- Angenehmer Tragekomfort
- Kratzt nicht auf der Haut



### Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessungen	Verpackungseinheit
MS-01	2.5 cm × 22.8 m	1 Rolle
MS-02	5 cm × 22.8 m	1 Rolle
MS-03	7.5 cm × 22.8 m	1 Rolle
MS-04	10 cm × 22.8 m	1 Rolle
MS-06	15 cm × 22.8 m	1 Rolle
MS-08	20 cm × 22.8 m	1 Rolle
MS-10	25 cm × 22.8 m	1 Rolle

