

Datenblatt

ultraCHECK "300"

Untersuchungsliege in weiß, 3-teilig, Kopf- und Fußteil verstellbar, Liegeflächenhöhe: ca. 680 mm

Alle ultraMEDIC-Liegen bestehen aus:

- robuster und stabiler Grundkonstruktion aus Vierkantstahlrohr, pulverbeschichtet, weiß
- extra dicken Schaumstoffauflagen aus hochwertigem PUR-Schaum (geprüft nach ÖkoText Standard 100)
- Bezug aus Qualitätskunstleder mit edler, feiner Narbenstruktur, sehr strapazierfähig, farb- und abriebfest und abwaschbar
- 16-fach verstellbarem Kopfteil

Artikel-Nr.: SAN-0155-WE

Gewicht: 42,5 kg

Farbe: weiß

EAN: 4251824302290

MAßE

Breite: 700 mm

Höhe: 680 mm

Länge: 1900 mm

